



150 kg



GARANTIE 2 ANS



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus  
SCANNEZ MOI

# COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

# MATELAS NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT



## TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2SP-COMP-CA	260,00€	4,00€	12,00€	1 18€	1 5€
NA2SP-MAT90-RVC	580,00€	8,00€	27,00€	1 18€	1 5€
<b>MAT + COMP</b>	<b>840,00€</b>	<b>12,00€</b>	<b>39,00€</b>	<b>1+1 36€</b>	<b>2 10€</b>

MATELAS THÉRAPEUTIQUES

Le matelas **NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT** est un matelas air et mousse spéciale viscoélastique d'une hauteur totale de 16 cm et d'une largeur utile de 90 cm. Il possède une housse recto-verso et une valve anti-retour, tout ceci lui permet d'être utilisé de 3 façons différentes facilitant ainsi la gestion du matelas, sans renoncer aux besoins changeant des patients dus à l'évolution de leurs pathologies :

1. Comme un matelas viscoélastique (air en dessous avec les cellules face au sommier et côté patient mousse viscoélastique sur fond rigide) avec la possibilité d'agir sur la quantité d'air de manière périodique avec le compresseur, compensant ainsi le phénomène de tassement et pouvant agir aussi sur le support en fonction de la morphologie et le confort du patient, ce qui est impossible avec un matelas viscoélastique classique.
2. Comme un matelas à air motorisé classique, en le retournant simplement après une utilisation comme avec un matelas viscoélastique couplé de manière permanente au compresseur en mode dynamique.
3. Comme un matelas à air motorisé classique (2), mais en faisant passer la mousse viscoélastique spéciale par dessus les cellules, rendant ainsi le matelas beaucoup plus confortable et augmentant la répartition de pression, sans limiter l'effet thérapeutique du matelas dynamique.