

TABLEAU COMPARATIF

| | Page | Capacité | Hauteur Mini de Sommier | Longueur Utile | Largeur Utile | Kit jusqu'à 120 cm | Relève Buste | Relève Jambe | Barrières | Barrières Intégrales | Potence | Poids du Lit | Habillage de Panneaux |
|------------------------|------|----------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|----------|--------------|-----------------------|
| LIT ALZ | 107 | 220 kg | 12 cm | 200 cm | 90 cm | NON | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | NON | NON | DE SÉRIE | / | NON |
| CONVERTISS 6 FONCTIONS | 108 | 180 kg | 30 cm | 200 cm | 90 cm | OPTION | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | DE SÉRIE | OPTION | DE SÉRIE | 99 kg | OPTION |
| CONVERTISS 5 FONCTIONS | 109 | 135 kg | 25 cm | 200 cm | 90 cm | OPTION | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | DE SÉRIE | OPTION | DE SÉRIE | 54 kg | OPTION |