

AIDE AU CHOIX

TRANSFERT ACTIF

Le patient a juste besoin d'être accompagné.

- CEINTURE DE RELEVAGE (page 53)
- CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE (page 53)
- ACTIV'UP (page 52)
- BLUE WAYUP ECP (page 49)
- WAYUP 5 ECP (page 45)
- WAYUP 300 (pages 88)



TRANSFERT SEMI-ACTIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat et a un bon maintien du buste.

- ACTIV'UP (page 52)
- GAMME BLUE WAYUP (page 46)
- GAMME WAYUP 5 (page 42)
- WAYUP 300 (pages 88)



TRANSFERT SEMI-PASSIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat mais n'a pas un bon maintien de buste.

- GAMME EASYLEV 5 (page 38)
- EASYLEV 300 (pages 89)



TRANSFERT PASSIF

Le patient ne peut pas poser les deux pieds à plat.

- GAMME NAUSI-FLY (page 28)
- GAMME FLYER (page 32)
- FLYER 300 (page 86)

