

**NOUVEAU** Produit

DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube  
SCANNEZ  
MOI



# EASYLEV 5

## écartement mécanique ou électrique


Son large piètement à écartement mécanique lui permet une largeur d'ouverture de 90 cm le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.



### DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 75 cm
- C. Hauteur utile maxi : 165 cm
- D. Hauteur totale : 126 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 90 cm
  - écartement électrique : 100 cm
- H. Diamètre de giration : 110 cm



### ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEV5ECP-CBLI	2 265,00 €	18,28 €
EASYLEV5PLUS-CBLI Écartement électrique	2 515,00 €	21,36 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/