

EASYLEV 5

base fixe

Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques 6 roues.

Son faible encombrement lui permet de s'adapter à tous les espaces (même exigus, comme des WC).



| RÉFÉRENCES | Prix public T.T.C. (TVA 5,5%) | Location hebdomadaire tarif public T.T.C |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| EASYLEV5-CBLI | 1 905,00 € | 16,17 € |
| OP-CBPB Option batterie plomb | - 195,00 € | / |



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



NOUVEAU Produit



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 84 cm
- B. Hauteur utile mini : 72 cm
- C. Hauteur utile maxi : 162 cm
- D. Hauteur totale : 121 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 24 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de giration : 90 cm

