

NAUSICAA

Médical

Fabricant de Matériel Médical



PRÉSENTATION

02



TRANSFERTS

10



MAINTIEN

56



LITS & MATELAS

70



GAMME XXL

84



S O M M A I R E

L'ENTREPRISE

Fondé en 1993 par Pierre-Henri CHAUZAT, le groupe NAUSICAA Médical, basé entre Nîmes et Montpellier, conçoit, fabrique et commercialise des produits "Made in France" de Classe I pour la gériatrie, le handicap, la réhabilitation, la rééducation et les soins palliatifs.

Nos trois sites complémentaires (deux à Gallargues-le-Montueux et un sur Aubais) nous permettent d'avoir une capacité importante de production et de stockage, de manière à répondre à la demande croissante pour nos produits, à la fois pour notre marché national et pour nos marchés en développement à l'export.

Par notre positionnement stratégique sur la fabrication française, l'investissement dans notre département R&D est pour nous une donnée essentielle afin de proposer chaque année des produits novateurs.



Plus de 1500 clients actifs dans le monde entier



Une équipe de plus de 65 employés



5 salons par an (3 en France et 2 à l'étranger)



3 bâtiments

M MADE IN FRANCE

C'est avec une grande fierté que nous fabriquons du matériel paramédical en France depuis plus de 25 ans.

Au sein de NAUSICAA Médical, la fabrication est conduite selon les normes dictant les contrôles de qualité au moyen d'une politique zéro défaut, sous la supervision de notre personnel hautement qualifié, rigoureux et expérimenté.

Notre objectif est de donner à nos clients une information claire sur l'origine et la traçabilité d'un produit car la fabrication en France est pour nous, la création de valeur par l'innovation.

Cette philosophie garantit à nos clients : confiance, confort, souplesse et transparence.



7 100 APPAREILS
Assemblés par an



8 500 MATELAS A AIR
Vendus par an



28 200 SANGLES
Produites par an



32 600 CEINTURES
Fabriquées par an



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

DÉPARTEMENT R&D

Depuis plus de 20 ans, notre département Recherche & Développement est un élément majeur de notre croissance et de notre évolution par l'innovation.

Afin d'améliorer la qualité de notre production et de proposer de nouveaux produits polyvalents et optimisés, nous investissons chaque année.

Continuellement, notre équipe analyse nos appareils sur leur propre banc d'essais avec des tests optimisés selon les critères de qualité les plus avancés pour répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.

45

105

2 730

11 000

Désignation	Matière	Heures de simulation CAO et FE
Modèles vérifiés en moins de 10 ans	plan VT-101-0	
Tests de validations différents	plan VT-101-1	
Patte pour roulettes ø100	plan VT-101-2	
Patte pour roulettes ø50	plan VT-101-3	
Patte pour roulettes avant ø50	plan VT-101-4	
Tube renfort longueur	Tube 40x27x2 Plan VT-101-022	
Tube renfort droit	Tube 40x27x2 Plan VT-101-022	
Tube renfort roulette	Tube 25x25x2 Plan VT-101-022	
Tube renfort largeur	Tube 40x27x2 Plan VT-101-022	

CERTIFICATIONS

Nos trois sites sont certifiés ISO 13485:2016. ISO 13485 est la norme qui définit les exigences du système de gestion de la qualité pour les fabricants de dispositifs médicaux. Cette norme nous aide à mettre en place des procédures pour garantir la sécurité et la qualité de nos produits, depuis la conception jusqu'au service après-vente.

NF EN 14065 est la norme qui atteste la conformité de notre système de management des risques, appelée système d'analyse des risques et de maîtrise de la biocontamination (système RABC), sur la pré-désinfection et la désinfection des dispositifs médicaux, gage de sécurité et d'hygiène pour notre personnel et nos clients.

Tous nos produits sont marqués CE, répondant ainsi aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux amendée par la directive 2007/47/CE et conformément au Code de la Santé Publique. De même, nos produits répondront aux exigences générales du règlement (UE) 2017/745 lors de son application effective.

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



SERVICE EXPORT

50
DISTRIBUTEURS

39
PAYS

Le Service Export de NAUSICAA Médical est un atout majeur de l'entreprise grâce à son développement continu.

Nous exportons uniquement les produits que nous concevons et fabriquons nous-mêmes, car notre objectif est de donner à nos clients des informations claires sur l'origine et la traçabilité.

Chaque année, nous participons aux expositions suivantes, MEDICA à Düsseldorf et ARAB HEALTH à Dubaï, afin de rencontrer nos clients internationaux, présenter nos nouveaux produits et développer des relations avec des distributeurs potentiels.

Nous exportons maintenant à travers un réseau de plus de 50 distributeurs efficaces et compétents dans 39 pays :

Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Costa Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Hong Kong, Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, Moldavie, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande.



SITE INTERNET

ENTREPRISE

Une présentation complète de NAUSICAA Médical qui vous permet d'avoir une vision globale de la société.

PRODUITS

Des informations complètes sur tous nos produits que viennent compléter des vidéos et un téléchargement rapide de nos documentations commerciales, certificats CE, fiches produits et manuels d'utilisation.

VIDÉOS

Des vidéos sur l'utilisation de nos produits sont disponibles directement sur notre site internet.

NOS PRODUITS

ACTUALITÉS

Toutes les informations sur les expositions auxquelles nous participons tout au long de l'année.

CATALOGUE

Notre catalogue produit est facilement téléchargeable depuis notre site et consultable directement en flashant le QR code ci-dessous :



TÉLÉCHARGER
le PDF

YOUTUBE

ACCUEIL

VIDÉOS

PLAYLISTS

CHAÎNES

À PROPOS



NAUSICAA Médical dispose d'une chaîne YouTube réalisée en partenariat avec ERGOTEAM FRANCE avec des vidéos sur toutes nos gammes de releveurs-mobiles (verticalisateurs) et lève-personnes mobiles.

ERGOTEAM FRANCE a été créée en 2005 par Lionel MARKO afin de répondre à un besoin précis de formations hautement qualifiées et individuelles dans les domaines de l'ergonomie et de l'ergomotricité pour une meilleure prévention de la Santé au travail.

Avec près de 5 000 vues chaque mois et plus de 250 000 vues depuis sa création, la chaîne YouTube de NAUSICAA Médical permet à nos clients et aux utilisateurs d'avoir un accès rapide à toutes nos vidéos.



Pour voir les vidéos
SCANNEZ MOI



MADE IN NAUSICAA

NAUSICAA Médical · 1,8 k vues · il y a 1 an

Fondé en 1993 par Pierre-Henri CHAUZAT, le groupe NAUSICAA Médical est basé entre Nîmes et Montpellier. La société conçoit, fabrique et commercialise des produits "Made in France" pour la

Releveurs-Mobiles (verticalisateurs) ▶ TOUT REGARDER

NAUSICAA Médical vous propose une gamme complète de releveurs-mobiles (verticalisateurs) pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007. Les releveurs-



SERVICE COMMERCIAL

Nous assurons une présence de qualité grâce à notre force de vente composée de 5 délégués régionaux couvrant l'ensemble de la France métropolitaine. Notre administration des ventes vous accompagne en assurant un suivi quotidien, proactif et de qualité.

Administration des ventes :

- du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

CONTACT

Siège Social

Adresse : ZA Pôle Actif

12 Allée du Piot

30 660 Gallargues-le-Montueux

Téléphone : 04 66 51 50 80

Fax : 04 66 51 50 47

Email : contact@nausicaa-medical.com

Départements du 01-50 :

Véronique Reculard

Fixe : 04 66 51 19 40

Email : veronique@nausicaa-medical.com

Départements du 51-95 :

Sarah Fournioux

Fixe : 04 66 51 19 41

Email : sarah@nausicaa-medical.com

Directeur Développement & Référent Collectivités

Hervé Delarse

Portable : 07 70 32 80 34

Email : herve@nausicaa-medical.com

Responsable Grands Comptes / Animateur des Ventes

Thomas Deloye

Portable : 07 62 33 71 48

Email : thomas@nausicaa-medical.com

Gestion des DM en Collectivités

Expert détaché Formadia

Gilles Clarens

Portable : 06 64 83 19 33

Email : gilles@formadia.com



Emmanuel Chauzat - Directeur Commercial

Portable : 06 20 17 53 92

Fixe : 04 66 71 71 87

Email : emmanuel@nausicaa-medical.com

Christelle Maurois - Déléguée Régionale IDF

Portable : 06 67 02 68 36

Email : christelle@nausicaa-medical.com

Didier Schmetz - Délégué Régional Nord-Est

Portable : 06 67 02 18 66

Email : didier@nausicaa-medical.com

Jean-Christophe Durand - Délégué Régional Nord-Ouest

Portable : 06 17 80 70 67

Email : jean-christophe@nausicaa-medical.com

Olivier Lénart - Délégué Régional Sud-Est

Portable : 06 25 57 43 39

Email : olivier@nausicaa-medical.com

Stéphane Sansoni - Délégué Régional Sud-Ouest

Portable : 06 20 17 53 65

Email : stephane@nausicaa-medical.com



SERVICE LOCATION "ATTRACTIVE LOC"

UNE NOUVELLE SOLUTION À VOS BESOINS

AVANTAGES :

- Maîtrise de vos investissements
- Tester un produit avant de l'acheter
- Optimiser votre parc locatif selon vos besoins
- Matériel sous garantie tout au long de la location

PROFILS :

- Lève-personnes & Verticalisateurs
- Matelas à air & Compresseurs
- Lits & Accessoires de lits
- Accessoires d'indication de poids

NOTRE OFFRE :

1 TARIF

Uniquement à la semaine sans engagement (toute semaine entamée est due)
Possibilité de rachat du matériel loué

REMISE & BONUS :

- Remise de 0.25% par semaine de location facturée et payée
- Bonus de 8.5% pour 26 semaines consécutives = soit 15% de remise tous les 6 mois (remise maximum 90%)

Exemple : pour un matériel loué 18 mois sans interruption, vous bénéficiez d'une remise de 45% sur le prix d'achat du matériel neuf (prix d'achat basé sur vos conditions commerciales en cours de validité, et sous réserve du paiement de l'intégralité des factures de location déjà émises).

**Franco de port aller / retour à la charge du locataire
(+ frais de remise en état si nécessaire)**

CONTACT :

Responsable Location

Laure Lajoie-Therond

Fixe : 04 66 71 71 83

Fax : 04 66 53 23 05

Email : location@nausicaa-medical.com

SERVICE APRÈS-VENTE

NOS ATOUTS

Équipe expérimentée et performante
Réorganisation du traitement de la demande client
Assistance téléphonique
Parfaite connaissance des produits
Contrôle annuel gratuit
Salle de nettoyage et de désinfection
Certificat d'intervention

Horaires

- du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
- le Vendredi de 08h00 à 12h00

Responsable technique

Joseph Romano
Fixe : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : sav@nausicaa-medical.com

PIÈCES DÉTACHÉES

Notre Service Après-Vente dispose, tout au long de l'année, d'un approvisionnement régulier et d'un stock constant de pièces détachées pour l'ensemble de nos produits actuels et anciens.

Le tarif des pièces détachées sur tous nos produits est disponible sur demande.

Téléphone : 04 66 71 71 80
Fax : 04 66 71 71 81
Email : pieces-detachees@nausicaa-medical.com


NAUSIFLASH

APPLICATION POUR SMARTPHONE

NAUSIFLASH est une application mobile créée par NAUSICAA Médical pour vous simplifier le quotidien que vous soyez prestataire ou utilisateur.

D'un simple geste, l'application reconnaît un appareil et vous donne accès directement à toute l'information utile à son utilisation et plus encore...

- Un accès au catalogue complet
- Des vidéos courtes sur l'utilisation de nos produits
- Toute la documentation liée aux produits - certificats CE, manuels d'utilisation, fiches techniques et dimensionnelles
- Une vue éclatée de nos appareils pour vous faciliter la commande de pièces détachées
- Des tutoriels sur la maintenance
- Commander ou louer un appareil
- Maîtriser vos dépenses et respecter vos budgets
- Visualiser l'état de votre parc de matériels
- Suivre vos demandes d'interventions
- Suivre l'état de la maintenance préventive de votre parc NAUSICAA Médical
- Uniquement sur les appareils équipés de code-barres (sérialisés) ou QR Codes (non-sérialisés)



E XPOSITIONS

NAUSICAA
Médical
www.nausicaa-medical.com
Fabricant de Matériel Médical
Medical Device Manufacturer

Chaque année, NAUSICAA Médical participe aux expositions suivantes afin de rencontrer ses clients, présenter ses nouveaux produits et rechercher de nouvelles opportunités de partenariat.

Prenant place dans 8 villes différentes, couvrant géographiquement l'ensemble du territoire français et réunissant plus de 100 000 visiteurs cumulés, les salons AUTONOMIC sont la référence pour les acteurs des secteurs du handicap et des soins à domicile.

Nous serons présents à :

- AUTONOMIC Atlantique à Bordeaux, du 29 au 30 Septembre 2020
- AUTONOMIC Méditerranée à Marseille, du 2 au 3 Décembre 2020
- AUTONOMIC Paris
- AUTONOMIC Sud à Toulouse, en Mars 2021
- HANDICA à Lyon, en Juin 2021
- AUTONOMIC Grand Ouest à Rennes, en Octobre 2021

Nous exposerons également pendant MEDICA à Düsseldorf du 16 au 19 Novembre 2020 et sur ARAB HEALTH à Dubaï du 1^{er} au 4 Février 2021.



S
O
M
M
A
I
R
E

SANGLES DE
LÈVE-PERSONNES
12



RELEVEURS-MOBILES
(VERTICALISATEURS)
38



LÈVE-PERSONNES
28



SANGLES DE
RELEVEURS-MOBILES
50



OPTIONS
COMMUNES
37



TRANSFERTS
MANUELS
52



AIDE AU CHOIX

TRANSFERT ACTIF

Le patient a juste besoin d'être accompagné.

- CEINTURE DE RELEVAGE (page 53)
- CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE (page 53)
- ACTIV'UP (page 52)
- BLUE WAYUP ECP (page 49)
- WAYUP 5 ECP (page 45)
- WAYUP 300 (pages 88)



TRANSFERT SEMI-ACTIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat et a un bon maintien du buste.

- ACTIV'UP (page 52)
- GAMME BLUE WAYUP (page 46)
- GAMME WAYUP 5 (page 42)
- WAYUP 300 (pages 88)



TRANSFERT SEMI-PASSIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat mais n'a pas un bon maintien de buste.

- GAMME EASYLEV 5 (page 38)
- EASYLEV 300 (pages 89)



TRANSFERT PASSIF

Le patient ne peut pas poser les deux pieds à plat.

- GAMME NAUSI-FLY (page 28)
- GAMME FLYER (page 32)
- FLYER 300 (page 86)



SANGLES DE LÈVE-PERSONNES



Aide au Choix

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange (page 87)
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS

Pour sélectionner la taille d'une sangle, vous pouvez vous aider du tableau ci-contre en tenant compte des deux facteurs suivants :

- la taille du patient
- le poids du patient

Poids / Taille	1m50	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75	1m80	1m85	1m90 + 1m90
40 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
45 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
50 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
55 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
60 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
65 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
70 kg	M	M	M	M	M	M	M	M	M
75 kg	L	L	M	M	M	M	M	M	M
80 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
85 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
90 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M
95 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M
100 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
110 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
120 kg	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L
130 kg	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L
160 kg	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL
190 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL
220 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL
250 kg	4 XL	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	2 XL
280 kg	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL
320 kg	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL

	Sangle laissée sous le patient au fauteuil	Sangle retirée au fauteuil	Toilette et mise au WC
Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette éco (page 13) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet avec option têtère (page 15) Sangles hamac avec option têtère (page 18)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Patient amputé	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient agité	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient spastique	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette avec option têtère (page 21)
Patient dépendant physique et psychique	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Contre-indication de constrictions des hanches	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle de transfert rapide (page 20)	Sangle de transfert rapide (page 20)

Choix conseillé

Choix secondaire

Choix fortement déconseillé

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE
LES JAMBES



CROISÉ SOUS
LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)


L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



SANGLE DE TOILETTE ÉCO



- Sangle sans têtère à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey uniquement



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

STORP2-PF-TU
(jersey)

85,00 €

TABAL-PF
(têtère amovible
et baleinée)

45,00 €

SANGLES EN U ÉCO




- Sangles sans tête à attaches
 - Avec ou sans jambières en mousse
 - En Jersey, en Jersey Confort* ou en Filet Confort*
- (*Confort = jambières en mousse)



TRANSFERTS

TU	A	74
	B	66
	C	88



La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort (SURPC2) et Filet Confort (SURP2) réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)		
SURPC2-PF-TU (jersey confort)	60,00 €	SURP2-PF-TU (filet confort)	55,00 €
SUP2-PF-TU (jersey)	45,00 €	TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



SANGLE HAMAC ÉCO FILET



- Sangle sans têtère à attaches
- Sans jambières en mousse
- En Filet uniquement

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ




CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



TU	A	74
	B	121



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
HA2-RBA-PF-TU (filet)	51,00 €
TAMOV-PF (têtère amovible)	35,00 €


SANGLES EN U



- Sangles avec ou sans tête
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, en Filet ou en Filet Confort*
(*Confort = jambières en mousse)



S	A	58
	B	54
	C	75
M	A	63
	B	58
	C	81
L	A	70
	B	61
	C	91
XL	A	77
	B	66
	C	102



Cette sangle est disponible en version XXL page 87.



Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SUCBAS2-PF- S M L XL (jersey confort)	100,00 €
SUBAS2-PF- S M L XL (jersey)	100,00 €	SUCBAI-PF- S M L XL (filet confort)	100,00 €
SUBAI-PF- S M L XL (filet)	100,00 €	TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
		TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €



SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE



- Sangles sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, en Filet Confort*
- (*Confort = jambières en mousse)

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage à 2 suspentes permet de passer d'une position assise à une position allongée.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



		SST	SML
S	A	59	58
	B	62	85
	C	60	65
M	A	67	67
	B	68	93
	C	64	76
L	A	65	74
	B	78	93
	C	71	83
XL	A	70	80
	B	72	100
	C	90	92

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SSTBA-PF- S M L XL (filet confort)	105,00 €
SST-PF- S M L XL (jersey confort)	105,00 €	SMLBA-PF- S M L XL (filet confort avec tête intégrée)	155,00 €
SML-PF- S M L XL (jersey confort avec tête intégrée)	155,00 €	TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €


SANGLES HAMAC



- Sangles avec ou sans tête
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, en Filet ou en Filet Confort* (*Confort = jambières en mousse)



S	A	62
	B	96
M	A	66
	B	104
L	A	74
	B	113
XL	A	83
	B	121



Leurs coupes simples et échancrées sur les côtés font d'elles des sangles à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort (SHAC2) et Filet Confort (SHAC2BA) réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-allongée nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire sur un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SHA2BA-PF- S M L XL (filet)	90,00 €
SHA2-PF- S M L XL (jersey)	90,00 €	SHAC2BA-PF- S M L XL (filet confort)	90,00 €
SHAC2-PF- S M L XL (jersey confort)	90,00 €	TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
		TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €



SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT



- Sangles avec ou sans tête
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, en Filet Confort* (*Confort = jambières en mousse)

Ce sont des sangles hamac hybrides en forme de U qui évitent le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse équipant les modèles Jersey Confort (SUCPEHA2) et Filet Confort (SUCBAHA2) réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Ces sangles évitent la constriction des hanches.

Elles font office de hamac percé.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage vert) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ




CROISÉ ENTRE LES JAMBES

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



S	A	41
	B	56
	C	61
M	A	48
	B	56
	C	68
L	A	51
	B	63
	C	76
XL	A	54
	B	65
	C	96



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHA2-PF- S M L XL (jersey confort)	135,00 €
SUCBAHA2-PF- S M L XL (filet confort)	135,00 €

TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €


SANGLE DE TRANSFERT RAPIDE



- Sangle sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement



S	A	70
	B	26
	C	78
M	A	84
	B	26
	C	92
L	A	94
	B	26
	C	104
XL	A	105
	B	26
	C	120



Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau large et d'une mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'intérieur vers l'extérieur.

Elle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

RÉGLAGE DES ACCROCHES




Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SATL-PF- S M L XL (jersey confort)	220,00 €
TABAL-PF (tête amovible et baleinée)	45,00 €



SANGLE DE TOILETTE



- Sangle sans têtère à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement (*Confort = jambières en mousse)

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau étroit et n'a pas de mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES




CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



S	A	67
	B	26
	C	78
M	A	85
	B	26
	C	95
L	A	90
	B	26
	C	108
XL	A	100
	B	26
	C	122



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF-S M L XL (jersey confort)	155,00 €
TABAL-PF (têtère amovible et baleinée)	45,00 €


SANGLE ERGONOMIQUE



- Sangle avec tête en mousse intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement



S	A	57
	B	90
	C	60
M	A	60
	B	93
	C	70
L	A	72
	B	96
	C	80
XL	A	75
	B	103
	C	90



Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ

RÉFÉRENCES

SMB-PF- **S M L XL**
(jersey confort)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

210,00 €



SANGLE EN U ENVELOPPANTE



- Sangle avec têtère intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement (*Confort = jambières en mousse)

La têtère intégrée baleinée et la forme enveloppante de cette sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ



S	A	60
	B	85
	C	97
M	A	73
	B	90
	C	110
L	A	74
	B	94
	C	124
XL	A	77
	B	102
	C	136



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SLK-PF- S M L XL (jersey confort)	180,00 €


SANGLE À DOSSERET



- Sangle avec têtère intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement (*Confort = jambières en mousse)



S	A	58
	B	90
	C	66
M	A	65
	B	96
	C	76
L	A	69
	B	99
	C	80
XL	A	74
	B	104
	C	89



La partie dos prolongée par la têtère en mousse rigide et le baleinage complet permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U, associée à la partie filet sous-fessière, permet une mise en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES*

RÉFÉRENCES

SGLDOS-PF- **S M L XL**
(jersey confort)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

190,00 €



S ANGLÉS SPÉCIALES

NAUSICAA Médical vous propose de refaire à l'unité une sangle ayant une ancienne référence (sauf SG-GL et SG-GLT) pour 250 € TTC (devis sur quantité à partir de 5 pièces identiques).

Nous vous proposons également d'élaborer une sangle spéciale en respectant votre cahier des charges.

Pour cela, il vous sera demandé des frais d'études payables d'avance de 300 € TTC qui donneront lieu à l'élaboration d'un devis et d'un patron pour la réalisation de cette sangle (SGLSPECIALE-SM-PF).

CONTACT : surmesure@nausicaa-medical.com



NAUSICAA Médical vous propose de faire une légère modification (SGLSPECIALE-LM-PF) sur un modèle dont la référence est disponible sur ce catalogue pour un surcoût de 50 € TTC par référence. Applicable une seule fois par référence et par commande, offert à partir de 15 fois la même référence.

Sangles compatibles

NAUSICAA Médical vous propose deux types de sangles pour pouvoir effectuer un ramassage au sol :

- Sangles hamac (pages 15, 18)
- Sangles en U (pages 14, 16)



- Lors d'un ramassage au sol, il convient :
- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une têtère rigide ou d'une têtère à attaches.
 - Si la sangle ne dispose pas de têtère, il faut accompagner la nuque du patient.
 - La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
 - Pour faciliter le passage des pieds du lève-personnes mobiles, ils doivent être écartés, le premier le long du corps et le second sous la plicature des deux genoux.



SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

Position du patient

Lors du choix de la sangle, il est important de prendre en compte les différentes positions de transfert possible afin de s'adapter à la pathologie du patient.

On distingue 3 positions possibles :

- Position semi-allongée
- Position semi-assise
- Position assise (90°)

	 <p>POSITION ASSISE (90°)</p>	 <p>POSITION SEMI-ASSISE</p>	 <p>POSITION SEMI-ALLONGÉE</p>
Type de Patient	Patient peu dépendant avec un tonus correct	Patient plus dépendant avec tendance au basculement vers l'avant	Patient très dépendant à très faible tonus
Cadre d'Utilisation	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil à dossier fixe à 90° 	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil inclinable 	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil coquille incliné ou d'un lit 
Sangles Recommandées	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide (page 17) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21) Sangle ergonomique (page 22) Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossieret (page 24)	Sangle de toilette éco (page 13) Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac (page 18)

GAMME NAUSI-FLY

GARANTIE
5
ANS

CE

Made
in
France

La gamme NAUSI-FLY est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds et d'un châssis pliant.

La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS

AVANTAGES :


- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol



BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES

- SIMPLE FONCTION

- Ou **4 FONCTIONS** avec affichage du niveau de batterie sur la télécommande lorsque l'option écartement électrique est choisie + doublement des commandes sur le boîtier



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- MÉCANIQUE

- Ou **ÉLECTRIQUE**, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm



ROUES

- **2 ROUES DOUBLES** et **2 ROUES DOUBLES FREINÉES** 100 mm
- **GARDE AU SOL** : 113 mm

ACCESSOIRES D'INDICATION DE POIDS



Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg dans un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le modèle choisi (page 37).

La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il sera monté prévaut sur celle de l'accessoire.



Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec un système d'accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (page 37) et nécessite un kit d'adaptation supplémentaire.

Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 84 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

NAUSI-FLY COMPACT

écartement mécanique

Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- sa base compacte




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAFLY-CPT-CBLI	1 045,00 €	8,79 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 58 cm
- C. Hauteur utile maxi : 160 cm
- D. Hauteur totale : 126 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 57 cm
- G. Largeur embase maxi : 88 cm
- H. Diamètre de rotation : 115 cm



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



NAUSI-FLY 180

écartement mécanique ou électrique

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.


Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 119 cm
- B. Hauteur utile mini : 60 cm
- C. Hauteur utile maxi : 175 cm
- D. Hauteur totale : 138 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 68 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 98 cm
 - écartement électrique : 108 cm
- H. Diamètre de giration : 135 cm



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAFLY-180-CBLI	1 045,00 €	8,79 €
NAFLY-PLUS-CBLI Écartement électrique	1 395,00 €	12,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

GAMME FLYER

GARANTIE
5 ANS

CE

Made
in
France

La gamme FLYER est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds et d'un châssis pliant.

Ils sont à la fois très maniables et dotés d'une grande qualité de roulage sur tout type de revêtement tout en conservant une garde au sol suffisamment basse pour passer même sous les lits Alzheimer.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS

AVANTAGES :

- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol



BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES

- **2 FONCTIONS OU 4 FONCTIONS** (lorsque l'option écartement électrique est choisie) avec affichage du niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- **MÉCANIQUE**
- **ÉLECTRIQUE**, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm



ROUES

- **4 ROUES DOUBLES** 75 mm
- **2 ROUES SIMPLES FREINÉES** 100 mm
- **GARDE AU SOL** : 85 mm

ACCESSOIRES D'INDICATION DE POIDS



Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg dans un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le modèle choisi (page 37).

La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il sera monté prévaut sur celle de l'accessoire.



Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec un système d'accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (page 37) et nécessite un kit d'adaptation supplémentaire.

Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 84 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

FLYER COMPACT

écartement mécanique

Il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- sa base compacte
- sa faible garde au sol




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
FLYER-CPT-CBLI	1 285,00 €	12,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 58 cm
- C. Hauteur utile maxi : 161 cm
- D. Hauteur totale : 120 cm
- E. Hauteur du châssis : 8,5 cm
- F. Largeur embase mini : 52 cm
- G. Largeur embase maxi : 89 cm
- H. Diamètre de giration : 110 cm





DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



FLYER

écartement mécanique ou électrique

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.


Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- sa faible garde au sol



DIMENSIONS





- A. Longueur totale : 119 cm
- B. Hauteur utile mini : 57 cm
- C. Hauteur utile maxi : 180 cm
- D. Hauteur totale : 132 cm
- E. Hauteur du châssis : 8,5 cm
- F. Largeur embase mini : 66 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 109 cm
 - écartement électrique : 114 cm
- H. Diamètre de giration : 133 cm



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
FLYER-CBLI	1 285,00 €	12,13 €
FLYER-PLUS-CBLI Écartement électrique	1 495,00 €	13,19 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

FLÉAUX

Comparatif

	FLÉAU PLAT 2 POINTS <small>(Non utilisé par NAUSICAA Médical)</small>	FLÉAU PARABOLIQUE SIMPLE 2 ou 4 POINTS	FLÉAU PLAT ÉCARTEUR 4 POINTS <small>(Non utilisé par NAUSICAA Médical)</small>	FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS
				
AVANTAGES	<ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer 	<ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête 	<ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête - Ramassage au sol
INCONVÉNIENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Protection de la tête - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête 	
	★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA



GARANTIE 1 AN



ATTENTION ! L'ajout d'un peson modifie les qualités de stabilité d'un lève-personnes mobile. Avant de l'installer, il faut s'assurer auprès du fabricant du lève-personnes mobile de la compatibilité de son appareil avec ce système.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimales et maximales de 15 cm (18 cm pour la gamme NAUSIFLY où un adaptateur est nécessaire).

Certifié CE, l'accessoire d'indication de poids NAUSICAA sert à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg dans un cadre indicatif.

La capacité maximale du lève-personne sur lequel il sera monté prévaut sur celle du peson.

Pour un lève-personnes mobile NAUSICAA Médical, il est fourni avec un système d'accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.

Il peut être monté sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

Cet instrument ne convient pas aux usages réglementés conformément au décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
PESEE-NA-PF	165,00 €	1,23 €
NA2KIT	20,00 €	/

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS

Homologué en métrologie légale Classe III
Dispositif médical de Class Im



Pour intégrer une notion de poids dans le dossier patient, qui peut donc être utilisée à des fins thérapeutiques (dosage de médicament par exemple), il est obligatoire d'utiliser un système de pesée classe III.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimales et maximales de 15 cm.

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des patients jusqu'à 300 kg à des fins thérapeutiques.

Ses dimensions compactes minimisent son influence sur le débattement de l'appareil.

Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet métrologique.

La capacité maximale du lève-personnes mobile sur lequel il sera monté prévaut sur celle du produit.

Il dispose d'une fonction compensateur de mouvement pour faire face aux mouvements involontaires du patient.

CALIBRAGE

Afin d'être calibré conformément à la législation en vigueur, il doit être indiqué lors de la commande la capacité maximale du lève-personnes sur lequel il va être installé, ainsi que la localisation géographique où il va être utilisé.

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ABILANX	1 600,00 €

GAMME EASYLEV 5

GARANTIE 5 ANS

CE

Made in France

NOUVEAU Produit

Un mouvement combiné breveté pour un confort optimal du patient.

L'EASYLEV 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en tant que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appui-genoux ergonomique et le cale-talons amovible, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE 3 RÉGLAGES DE PROFONDEUR

Respecte la posture du patient :

- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures)

S'adapte à la morphologie du patient pour une verticalisation plus efficace :

- 3 longueurs différentes, plus des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplésiques par exemple)



NOUVEAU SYSTÈME D'ACCROCHE


- La mise en place de la sangle s'effectue par l'intérieur de l'appareil facilitant l'accroche



APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE

Plus rapide, plus simple et plus confortable :

- Sans contrainte de positionnement, ni de réglage
- Sa conception permet de réduire les pressions exercées durant les phases de levage
- Possibilité de bloquer les jambes grâce à la sangle appui-mollets



ROUES

- ROUES DOUBLES FREINÉES & NON FREINÉES 100 mm
- ROUES DOUBLES 50 mm

KITS EASYLEV 5 (pour EASYLEV 2 uniquement)

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d'améliorer vos EASYLEV 2 en EASYLEV 5 grâce aux kits disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale (page 6).



Roulettes
(sur plateforme fixe uniquement)



Vérin & Bras de levage
+ Sangle de traction



Appui-genoux

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES



2 fonctions ou 4 fonctions (lorsque l'option écartement électrique est choisie) avec affichage du niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier + doublement des commandes sur le boîtier

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 300 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

EASYLEV 5

base fixe

Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques 6 roues.

Son faible encombrement lui permet de s'adapter à tous les espaces (même exigus, comme des WC).




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEV5-CBLI	1 905,00 €	16,17 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 95 cm
- B. Hauteur utile mini : 72 cm
- C. Hauteur utile maxi : 162 cm
- D. Hauteur totale : 100 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 24 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de giration : 90 cm



NOUVEAU Produit



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ MOI



EASYLEV 5

écartement mécanique ou électrique


Son large piètement à écartement mécanique lui permet une largeur d'ouverture de 90 cm le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 75 cm
- C. Hauteur utile maxi : 165 cm
- D. Hauteur totale : 106 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 90 cm
 - écartement électrique : 100 cm
- H. Diamètre de giration : 110 cm



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEV5ECP-CBLI	2 265,00 €	18,28 €
EASYLEV5PLUS-CBLI Écartement électrique	2 515,00 €	21,36 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

GAMME WAYUP 5

GARANTIE 5 ANS CE



NOUVEAU Produit

Un verticalisateur unique sur le marché.

Le WAYUP 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en tant que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du WAYUP qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appui-genoux ergonomique et son cale-talons amovible, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitant les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES



BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE 3 RÉGLAGES DE PROFONDEUR

Respecte la posture du patient :

- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures)

S'adapte à la morphologie du patient pour une verticalisation plus efficace :

- 3 longueurs différentes, plus des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiparétiques par exemple)



NOUVEAU SYSTÈME D'ACCROCHE


- La mise en place de la sangle s'effectue par l'intérieur de l'appareil facilitant l'accroche



APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE

Plus rapide, plus simple et plus confortable :

- Sans contrainte de positionnement, ni de réglage
- Sa conception permet de réduire les pressions exercées durant les phases de levage
- Possibilité de bloquer les jambes grâce à la sangle appui-mollets



ROUES

- ROUES DOUBLES FREINÉES & NON FREINÉES 100 mm
- ROUES DOUBLES 50 mm

KITS WAYUP 5 (pour WAYUP 4 uniquement)

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d'améliorer vos WAYUP 4 en WAYUP 5 grâce aux kits disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale (page 6).



Roulettes
(sur plateforme fixe uniquement)



Bras de levage



Appui-genoux

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES



2 fonctions ou 4 fonctions (lorsque l'option écartement électrique est choisie) avec affichage du niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier + doublement des commandes sur le boîtier

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 300 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

WAYUP 5

base fixe

Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électrique 6 roues.


Son faible encombrement lui permet de s'adapter à tous les espaces (même exigus, comme des WC).



NOUVEAU Produit

DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 95 cm
- B. Hauteur utile mini : 80 cm
- C. Hauteur utile maxi : 133 cm
- D. Hauteur totale : 100 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 24 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de rotation : 90 cm



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUP5-CBLI	1 450,00 €	12,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

NOUVEAU Produit


DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 82 cm
- C. Hauteur utile maxi : 135 cm
- D. Hauteur totale : 106 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 90 cm
 - écartement électrique : 100 cm
- H. Diamètre de giration : 110 cm



WAYUP 5

écartement mécanique ou électrique

Son large piètement à écartement mécanique lui permet une largeur d'ouverture de 90 cm le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUP5ECP-CBLI	1 935,00 €	16,17 €
WAYUP5PLUS-CBLI Écartement électrique	2 180,00 €	17,14 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

GAMME BLUE WAYUP

GARANTIE 5 ANS CE Made in France

Le compromis idéal entre efficacité et coût.

Le BLUE WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Il utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.


La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.


Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talons, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES




BRAS DE LEVAGE I RÉGLAGE STANDARD

- Poignées fixes ergonomiques



SYSTÈME D'ACCROCHE

- Crochets sécurisés et recourbés dans le sens opposé de celui de la traction de la sangle



CALE-TIBIA

- En mousse confortable et réglable en hauteur



ROUES

- ROUES DOUBLES FREINÉES & NON FREINÉES 75 & 100 mm
- ROUES DOUBLES 75 & 50 mm

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d'améliorer votre BLUE WAYUP grâce au KIT ROUES et au KIT PLUS disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale (page 6).

KIT ROUES



- Améliore le roulement de votre appareil avec :
- 4 roues doubles 50 mm
 - 2 roues doubles freinées : 100 mm
- La garde au sol est ainsi réduite à 65 mm

KIT PLUS



Facilite l'utilisation de l'appareil par le soignant grâce à l'ajout :

- d'un système d'écartement électrique des pieds qui apporte aux soignants un confort supplémentaire (mais réduit la largeur d'écartement de 10 cm)
- d'une télécommande 4 fonctions
- d'un affichage de niveau de batterie sur la télécommande aimantée et sur le boîtier + doublement des commandes sur le boîtier

BATTERIE LITHIUM



Plus performantes à tous les niveaux (jusqu'à 300 cycles) et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivité.

Elles supportent très bien les charges partielles (contrairement aux batteries standards au plomb ou au gel), ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

BLUE WAYUP

base fixe

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUPBLUE-CBLI	1 115,00 €	8,79 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/



DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 94 cm
- B. Hauteur utile mini: 79 cm
- C. Hauteur utile maxi: 123 cm
- D. Hauteur totale: 95 cm
- E. Hauteur du châssis: 8,5 cm
- F. Largeur embase mini: 29,5 cm
- G. Largeur embase maxi: 59 cm
- H. Diamètre de rotation: 90 cm




DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 100 cm
- B. Hauteur utile mini: 84 cm
- C. Hauteur utile maxi: 128 cm
- D. Hauteur totale: 100 cm
- E. Hauteur du châssis: 11 cm
- F. Largeur embase mini: 57 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique 90 cm
- H. Diamètre de giration: 115 cm



BLUE WAYUP

écartement mécanique ou électrique (KIT PLUS)

Son piètement à large écartement mécanique des pieds (88 cm) le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plateforme rabaisée.



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUPBLUEECP-CBLI	1 180,00 €	8,79 €
WAYUPBLUPLUS-CBLI Écartement électrique	1 555,00 €	13,19 €
OP-CBPP Option batterie plomb	- 195,00 €	/
Option plateforme rabaisée	120,00 €	/




Guide d'Utilisation

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :


- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (Sangle Sous-Axillaire) ou de taille (Sangle Dorsale) avec les cotes présentes sur les documentations.

TU	A	107
	B	29



Guide de Tailles



TAILLES	TU	S	M	L	XL
TOUR DE POITRINE	/	70/90	90/115	115/140	140/165
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	/	70/90	90/115	115/140	140/165

Compatibilités

	EASYLEV 5 (page 40)	EASYLEV 5 avec écartement (page 41)	WAYUP 5 (page 44)	WAYUP 5 avec écartement (page 45)	BLUE WAYUP (page 48)	BLUE WAYUP avec écartement (page 49)
SANGLE ÉCO (page 50)	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 51)	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
SANGLE DORSALE (page 51)	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★



Avant d'utiliser un releveur-moblie, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Cette sangle est en taille unique.

RÉFÉRENCE

SXPECO-PF-TU



Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

75,00 €

SANGLE SOUS-AXILLAIRE



S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SAPVR-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €



SANGLE DORSALE



S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



Sangle sous-fessière confort (SFC, en option)



Aide à la déambulation

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.

Ses sangles lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.

La sangle dorsale est également disponible en XXL (page 90).

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP3-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €	SFC-PF (sangle sous-fessière confort)	25,00 €

ACTIV'UP

écartement mécanique

L'ACTIV'UP s'utilise en rééducation ou en stimulation du patient durant un transfert.



ACCESSOIRES




La sangle ACTIV'UP permet d'accompagner le patient pendant le processus de levage et peut servir de dossier pour les positions assises.



L'option réhausse augmente la hauteur du mât de 14 cm

DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 100 cm
- B. Hauteur utile mini: 75 cm
- C. Hauteur utile maxi : 89 cm (avec extension)
- D. Hauteur totale: 145 cm
- E. Hauteur du châssis: 11 cm
- F. Largeur embase mini: 57 cm
- G. Largeur embase maxi: 88 cm
- H. Diamètre de giration: 112 cm




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
ACTIVUP-PF	680,00 €	5,97 €
ACT-RAL Option réhausse ACTIV'UP	35,00 €	/
ACT-SGL-PF Sangle ACTIV'UP	50,00 €	/

CEINTURE DE RELEVAGE



CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ & DE RELEVAGE



La Ceinture de Relevage s'utilise pour lever une personne assise et préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.

• Tour de taille (en cm)

M	60 / 20
L	90 / 25

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CREL-PF-M ou L	60,00 €

En tant qu'aide à la marche, cette ceinture s'utilise sur le patient comme un accompagnement. Pour le relevage, elle s'utilise autour de la taille du patient pour servir de point de préhension au soignant, ou l'inverse, ou les deux.

• Tour de taille (en cm)

S	75 / 90
M	85 / 105
L	105 / 120
XL	120 / 135

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CADM2-PF-S ou M ou L ou XL	70,00 €

MOUFLES DE GLISSE



DRAPS DE GLISSE



Pour la manipulation d'un patient, les Moufles de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

Pour la manipulation d'un patient, les Draps de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
MDG-PF- (par paire)	35,00 €
MDG5-PF- (lot de 5 - par paire)	140,00 €

RÉFÉRENCES 1 Pièce	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
DGL-195-70-PF	65,00 €
DGL-140-110-PF	70,00 €
DGL-130-70-PF	45,00 €
DGL-80-70-PF	35,00 €
DGL-48-48-PF	25,00 €

RÉFÉRENCES 5 Pièces	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
DGL5-195-70-PF	260,00 €
DGL5-140-110-PF	280,00 €
DGL5-130-70-PF	180,00 €
DGL5-80-70-PF	140,00 €
DGL5-48-48-PF	100,00 €

DRAPS DE GLISSE (avec poignées)



Pour la manipulation d'un patient, les Draps de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques pour les soignants.



L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.

RÉFÉRENCES 1 Pièce	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)	RÉFÉRENCES 5 Pièces	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
DTR-195-70-PF	75,00 €	DTR5-195-70-PF	300,00 €
DTR-140-110-PF	80,00 €	DTR5-140-110-PF	320,00 €
DTR-130-70-PF	55,00 €	DTR5-130-70-PF	220,00 €

DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION



La contention physique, dite passive, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour un patient qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.



MAINTIEN

Avec notre gamme Maintien, vous pouvez rendre accessible la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) donc nous sommes en maintien postural et non en contention.



Toutes nos ceintures de maintien sont équipées de la boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture (à l'exception de la Ceinture Mini-Pelvienne - page 64).

Cependant, certains de nos produits peuvent comporter en plus de la boucle de 50 mm, des boucles en 25 mm ou en 40 mm notamment pour les produits suivants :

- Gamme YZA (page 59)
- Body de Maintien Intégral (page 66)
- Gilet Intégral (page 63)
- Maintien de Buste (page 62)



CONTENTION

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s'il y a utilisation du système NAUSI-SURE, il s'agit d'une contention. Cette décision doit faire l'objet d'une étude de risques/bénéfices pluri-disciplinaire et d'une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h*.

*Source : Rapport 2000 ANAES "Limiter les risques de contention physique de la personne âgée"



Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée par le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique qui empêche toute personne non autorisée à retirer le produit.



Le dos plaqué au dossier et les fesses au fonds de l'assise.



CECO2-PF-A (page 58)

Taille unique
Modulable



Le bassin glisse vers l'avant.



CECO2-PF-A + CECO-MP (page 58)

Taille unique
Modulable



Le buste part vers l'avant.



CECO2-PF-B (page 58)

Taille unique
Modulable



Aucune tenue sur le fauteuil.



CECO2-PF-B + CECO-MP (page 58)

Taille unique
Modulable

S O M M A I R E

MAINTIEN



YZA2CAHP-PF
(page 59)

Taille unique
Modulable



CCS2HP-PF-
80/95/110/130
(page 60)



CCMED2-HP-PF
(page 60)

Taille unique



CCA2HP-PF-
T S/M/L/XL
(page 61)



YZA2CAHP-PF
+ YZA-MP
(page 59)

Taille unique
Modulable



CPCF3HP-PF-
T S/M/L
(page 64)



CPE2-PF-
T S/M/L
(page 64)



CSP2HP-PF-
80/95/110/130
(page 65)



CBR2HP-PF-
S/M/L/XL
(page 65)



YZA2CAHP-PF
+ YZA-M
(page 59)

Taille unique
Modulable



YZA2GBHP-PF
(page 59)

Taille unique
Modulable



CSY2HP-PF-
80/95/110/130
(page 62)



CMB2HP-PF-
T S/M/L
(page 62)



CGI3-PF-
T S/M/L
(page 63)



YZA2CAHP-PF
+ YZA-MP
+ YZA-MB
(page 59)

Taille unique
Modulable



YZA2GBHP-PF
+ YZA-MP
(page 59)

Taille unique
Modulable



CSYP2HP-PF-
80/95/110/130
(page 66)



CBIM2HP-PF-
T S/M/L
(page 66)



CBRIN2HP-PF-
T S/M/L/XL
(page 67)

CEINTURE ÉCO MODULABLE



PLASTRON ÉCO MODULABLE



MAINTIEN



Module Pelvien



Module Pelvien

Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins (sans contrainte de taille).

- Périmètre maximum utile : 228 cm

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins (sans contrainte de taille).

- Périmètre maximum utile : 228 cm

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CECO2-PF-A	30,00 €
CECO-MP-PF	10,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CECO2-PF-B	45,00 €
CECO-MP-PF	10,00 €

CEINTURE YZA



inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROTHÈSE
INDUSTRIELLE



GILET YZA



1. MAINTIEN ABDOMINAL



2. MAINTIEN PELVIEN



3. MAINTIEN DE BUSTE



4. MAINTIEN INTÉGRAL

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de taille.

• Périmètre maximum utile : 200 cm

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
YZA2CAHP-PF	65,00 €
YZA2-MP-PF YZA2-MB-PF	30,00 €



1. GILET DE BUSTE



2. GILET DE BUSTE INTÉGRAL

Un gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d'un maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de taille.

• Périmètre maximum utile : 200 cm

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
YZA2GBHP-PF	100,00 €
YZA2-MP-PF	30,00 €

CEINTURE SLIM



CEINTURE ÉCO



MAINTIEN



Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Périmètre maximum utile : 164 cm
- Sans contrainte de taille

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCS2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	45,00 €

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCMED2HP-PF	40,00 €

CEINTURE ABDOMINALE LARGE



Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

S	60 / 90
M	80 / 105
L	95 / 125
XL	115 / 145

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCA2HP-PF- S ou M ou L ou XL	65,00 €



LE MAINTIEN ABDOMINAL VOUS PERMET DE SÉCURISER UN PATIENT QUI PRATIQUE LA DÉAMBULATION PODALE.



CEINTURE SLIM Y



MAINTIEN DE BUSTE



MAINTIEN



DOUBLE BOUCLE ARRIÈRE (ACS-2BAY)



BOUCLE ARRIÈRE (ACS-BAMB)

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

• Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSY2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	85,00 €

Il procure un confort renforcé du buste.

- Décliné en 3 tailles (S, M, L) correspondantes aux tailles de vêtements
- Périmètre maximum utile : 190 cm

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CMB2HP-PF- S ou M ou L	50,00 €

GILET INTÉGRAL



BOUCLE ARRIÈRE 25
(ACS-BAP25)

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégrafables.

- Décliné en 3 tailles (S, M, L) correspondantes aux tailles de vêtements
- Périmètre maximum utile : 220 cm



LE MAINTIEN DE BUSTE VOUS PERMET DE REDRESSER LE BUSTE DU PATIENT, ÉVITANT AINSI LES CYPHOSES CERVICALES À L'ORIGINE DE GRAVES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION, ENTRAÎNANT LA DÉNUTRITION ET ACCÉLERANT AINSI LA GRABATISATION.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CGI3-PF- S ou M ou L	110,00 €

CEINTURE MINI-PELVIENNE



CEINTURE PELVIENNE CONFORT



MAINTIEN



Elle est fabriquée en filet polyester haute résistance.

- Déclinée en 3 tailles (S, M, L)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

S	50 / 80
M	70 / 100
L	90 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPE2-PF- S ou M ou L	38,00 €

Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant respirante.

- Déclinée en 3 tailles (S, M, L)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

S	50 / 80
M	70 / 100
L	90 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPCF3HP-PF- S ou M ou L	55,00 €

CEINTURE SLIM PELVIENNE



CEINTURE BIRDY



BOUCLE ARRIÈRE 50 (ACS-BAP)

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSP2HP-PF-80 ou 95 ou 110 ou 130	75,00 €



Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	105 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBR2HP-PF-S ou M ou L ou XL	85,00 €


CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE



BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL



MAINTIEN



TRIPLE BOUCLE ARRIÈRE (ACS-3BAYP)



BOUCLE ARRIÈRE (ACS-BAMB)

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.

- Décliné en 3 tailles (S, M, L)
- Périmètre maximum utile : 230 cm

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	110 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSYP2HP-PF-80 ou 95 ou 110 ou 130	100,00 €

Tour de taille (en cm)

S	50 / 80
M	70 / 100
L	90 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBIM2HP-PF-S ou M ou L	105,00 €

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE



DOUBLE BOUCLE
ARRIÈRE (ACS-2BAY)

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles (S, M, L, XL)

Tour de taille (en cm)

S	60 / 80
M	75 / 95
L	90 / 110
XL	105 / 130

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBRIN2HP-PF- S ou M ou L ou XL	120,00 €



LE MAINTIEN INTÉGRAL PERMET DE POSITIONNER AU FAUTEUIL UN PATIENT QUI N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT DE TONUS POUR Y RESTER, L'OBLIGEANT AINSI À RESTER ALITÉ CE QUI ACCÉLÈRE LA GRABATISATION.



MOUFLES DE SÉCURITÉ



Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baignage aluminium intégré évite la flexion de la main.

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMMFL-HP-PF (par paire)	75,00 €

MAINTIEN DE PIED



Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMDP-HP-PF (par paire)	65,00 €

ÉCHARPES DE BRAS



ÉCHARPES DE BRAS



ÉCHARPES DE BRAS
AVEC SANGLE DORSALE

Elles sont confortables et équipées d'un repose-pouce.

L'addition d'une sangle dorsale permet de maintenir l'écharpe contre le corps de l'utilisateur (ECBSM).

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
ECB- 01 ou 02 ou 03-PF	30,00 €
ECBSM- 1 ou 2 ou 3-PF	40,00 €

ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST



L'Écharpe Dynamique HOLST est conçue dans le but de prévenir ou de réduire totalement la subluxation gléno-humérale (source de douleurs), tout en permettant une mise en place quotidienne et autonome par les patients hémiplégiques.

La sangle élastique exerce une traction verticale sur l'humérus en appliquant la force de traction sur le coude et sur l'épaule homolatérale.

Il existe un modèle pour l'épaule droite (EC2-HSTD) ou gauche (EC2-HSTG).

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
EC2-HST G ou D-PF	90,00 €

LITS & MATELAS PRÉSENTATION

NAUSICAA Médical vous propose une gamme de lits médicalisés, de matelas et de compresseurs, et d'accessoires.

Nos lits médicalisés sont tous deux équipés de quatre vérins qui leur permettent jusqu'à six fonctions électriques (hauteur variable, relève-buste, plicature des genoux et relève-jambes, position chaise, proclive/déclive sécurisée et pliage/dépliage sécurisé).

Ils sont tous deux modulables en plusieurs configurations en largeur (CONVERTISS 6F - page 73), et en longueur et en largeur (CONVERTISS 5F - page 72) jusqu'à 120 cm de large et 220 cm de long.

Nos systèmes de matelas à air proposent plusieurs combinaisons entre les multiples largeurs (de 70 cm à 120 cm) et les différentes technologies des compresseurs associés.

Nous proposons également plusieurs accessoires dédiés à la gestion des patients alités.

Certifiés CE, nos systèmes sont conçus pour améliorer la prise en charge et le confort des patients.



Certification



Garantie



SCANNER
POUR VOIR
LES PRODUITS



LITS MÉDICALISÉS

72




MATELAS & COMPRESSEURS

76



ACCESSOIRES DE LITS

82



S
O
M
M
A
I
R
E

CONVERTISS 5F

5 Fonctions & Sécable



DÉMONSTRATION VIDÉO



Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le CONVERTISS 5F permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux.

Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Il offre un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux composite et textile (voir pages 74-75).

Le CONVERTISS 5F offre la possibilité **d'étendre la largeur de couchage jusqu'à 120 cm et d'augmenter la longueur jusqu'à 220 cm** grâce aux kits CONVERTISS (page 74) .

Il est sécable en **4 morceaux d'un poids inférieur à 20 kg** et le montage s'effectue sans outil.

Le choix d'un lit à colonne permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.

Livré de série avec son kit de transport, ses deux barrières amovibles et sa potence.



DIMENSIONS

- Longueur totale: 215 cm
- Largeur totale: 99 cm
- Longueur du sommier: 203 cm
- Largeur du sommier: 83,5 cm
- Hauteur minimum: 25 cm
- Hauteur maximum: 65 cm
- A. Largeur du lit replié : 45 cm
- B. Longueur du lit replié: 99 cm
- C. Hauteur du lit replié: 135 cm



BARRIÈRE

- Paire de barrières pliables pour plus de sécurité



POTENCE

- Potence sécable pour permettre au patient de se relever rapidement

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAUSIBED-5F	1 366,00 €	10,00 €



GARANTIE

5 ANS

CONVERTISS 6F

6 Fonctions & Pliable/Dépliable Électriquement

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le CONVERTISS 6F permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux.

Cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Il offre un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux composite et textile (voir pages 74-75).

Le CONVERTISS 6F offre la possibilité **d'étendre la largeur de couchage jusqu'à 120 cm** de large grâce aux kits large CONVERTISS (page 75).

Il **se plie et se déplie de manière électrique**, il ne nécessite donc aucun montage.

Le choix d'un lit à colonne permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.

Livré de série avec ses deux barrières amovibles et sa potence.



BARRIÈRE

- Paire de barrières pliables pour plus de sécurité




POTENCE

- Potence sécable pour permettre au patient de se relever rapidement

DIMENSIONS

- Longueur totale: 215 cm
- Largeur totale: 90 cm
- Longueur du sommier: 203 cm
- Largeur du sommier: 83,5 cm
- Hauteur minimum: 30 cm
- Hauteur maximum: 70 cm
- A. Largeur du lit replié : 44 cm
- B. Longueur du lit replié: 90 cm
- C. Hauteur du lit replié: 117 cm



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NAUSIBED-6F	1 660,00 €	13,20 €

ACCESSOIRES & KITS POUR LITS CONVERTISS 5F


Désignation	Références	Descriptifs	Vente	Location
Kit 120	NAUSIBED-5F-KIT120	ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 5F	510,00 €	4,50 €
	NAUSBED-5F-KIT120220	ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM + RALLONGE 20 CM + ELARGISSEURS POUR RALLONGES POUR LIT 5F	825,00 €	7,30 €
Kit 100	NAUSIBED-5F-KIT100220	ELARGISSEURS SOMMIER 100 CM + RALLONGE 20 CM + ELARGISSEURS POUR RALLONGES POUR LIT 5F	675,00 €	5,80 €
Accessoire 220	RL-220-5F-PF	RALLONGE 20 CM POUR LIT 5F	200,00 €	1,80 €
	RLEL-120100-5F-PF	ELARGISSEURS 100/120 CM POUR RALLONGE 20 CM POUR LIT 5F	115,00 €	1,00 €
Accessoire 120	EL-120-56F-PF	ELARGISSEURS DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 5F OU 6F	360,00 €	3,00 €
	RLP-120-5F-PF	ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 5F	150,00 €	1,50 €
Accessoire 100	EL-100-56F-PF	ELARGISSEURS DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 5F OU 6F	360,00 €	3,00 €
Habillage	HABPAN90100-5F-couleur-PF	HABILLAGE DE PANNEAU POUR LIT 5F LARGEUR 90/100 CM	60,00 €	/
	HABPAN120-5F-couleur-PF	HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS POUR LIT 5F LARGEUR 120 CM	60,00 €	/



Les 8 couleurs standards sont disponibles pour les modèles 5F et 6F.




Beige



Gris



Taupe



Safran



Désignation	Références	Descriptifs	Vente	Location
Kit 120	NAUSIBED-6F-KIT120	ELARGISSEURS SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 6F	560,00 €	4,50 €
	NAUSBED-6F-KIT120PL	ELARGISSEURS PLIABLES SOMMIER 120 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 6F	560,00 €	4,50 €
Kit 100	NAUSIBED-6F-KIT100	ELARGISSEURS SOMMIER 100 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM POUR LIT 6F	560,00 €	4,50 €
	NAUSIBED-6F-KIT100PL	ELARGISSEURS PLIABLES SOMMIER 100 CM + ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM POUR LIT 6F	560,00 €	4,50 €
Accessoire 120	EL-120-56F-PF	ELARGISSEURS DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 5F OU 6F	360,00 €	3,00 €
	EL-120PL-6F-PF	ELARGISSEURS PLIABLES DE SOMMIER 120 CM POUR LIT 6F	360,00 €	3,00 €
	RLP-120-6F-PF	ELARGISSEURS PANNEAU 120 CM POUR LIT 6F	199,00 €	1,50 €
Accessoire 100	EL-100-56F-PF	ELARGISSEURS DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 5F OU 6F	360,00 €	3,00 €
	EL-100PL-6F-PF	ELARGISSEURS PLIABLES DE SOMMIER 100 CM POUR LIT 6F	360,00 €	3,00 €
	RLP-100-6F-PF	ELARGISSEURS PANNEAU 100 CM POUR LIT 6F	199,00 €	1,50 €
Habillage	HABPAN90-6F-couleur-PF	HABILLAGE DE PANNEAU POUR LIT 6F LARGEUR 90 CM	60,00 €	/
	HABPAN100-6F-couleur-PF	HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS 100 CM POUR LIT 6F LARGEUR 100 CM	60,00 €	/
	HABPAN120-6F-couleur-PF	HABILLAGE DE PANNEAU AVEC ELARGISSEURS 120 CM POUR LIT 6F LARGEUR 120 CM	60,00 €	/

Vous pouvez aussi, sur devis, personnaliser vos habillages de panneaux.

Lagon



Violet



Havane



Emeraude




MATELAS & COMPRESSEURS

AIDE AUX CHOIX EN 3 ÉTAPES

Étape 1 : Déterminer le stade de l'escarre

STADE 1


Erythème ne blanchissant pas à la pression, sans effraction cutanée. Décoloration de la peau, chaleur, œdème, induration plus ou moins importante peuvent également être des indicateurs, en particulier chez les patients à peau foncée.



STADE 1

STADE 2


Perte de peau d'épaisseur partielle sur l'épiderme ou le derme, qui peut se présenter sous forme de phlyctènes (cloques), d'écorchures ou de lésions superficielles.



STADE 2

STADE 3


Perte de peau d'épaisseur complète sur la couche sous-cutanée, sans pénétration de l'aponévrose (membrane protégeant le muscle). L'ulcère se présente sous la forme de lésion profonde et peut ou non affecter les tissus sous-jacents.



STADE 3

STADE 4

Perte de peau complète avec extension de l'ulcère aux muscles, voire aux os.



STADE 4

Étape 2 : Évaluer le risque de l'escarre avec l'échelle de NORTON



1. Pour déterminer l'aide aux soins de l'escarre, il faut évaluer le stade de l'escarre + le niveau de risque du patient.
2. Dans le cas de la prévention de l'escarre, seule l'évaluation du niveau de risque du patient entre en compte.

ÉVALUATION DU RISQUE DE L'ESCARRE

ÉCHELLE DE NORTON


	4	3	2	1	Score par Ligne
CONDITION PHYSIQUE	4 Très Bonne	3 Bonne	2 Mauvaise	1 Très Mauvaise	
CONDITION MENTALE	4 Alert	3 Apathique	2 Confus	1 Léthargique	
ACTIVITÉ	4 Ambulant	3 Marche Aidée	2 À la Chaise	1 Alité	
MOBILITÉ	4 Complète	3 Pas Limitée	2 Très Limitée	1 Immobile	
INCONTINENCE	4 Non	3 Occasionnelle	2 Urinaire	1 Double	
				Score Total :	
SCORE	17 - 20	15 - 16	13 - 14	10 - 12	5 - 9
RISQUE	Peu	Faible	Modéré	Élevé	Très Élevé



ATTENTION

Le matelas (support) ne se suffit pas à lui-même dans le processus d'aide à la prévention ou aux soins de l'escarre. D'autres paramètres sont à prendre en compte comme la nutrition par exemple.

Étape 3 : Suivre le guide ci-dessous pour choisir le matelas le plus adapté



Une bonne prévention a une très forte influence sur le confort du patient et le budget des soins.

Compresseur NAUSIFLOW 2 COMPACT

Matelas NAUSIFLOW 2-85 COMPACT

Coussin NAUSIFLOW (36-45-60)



La gamme NAUSIFLOW 2 COMPACT se compose :

- D'un compresseur mécanique très silencieux disposant d'un réglage de poids et d'un mode dynamique uniquement.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 14 cm (identique au matelas clinique et viscoélastique) et d'une largeur utile de couchage 85 cm.

La gamme est complétée par trois coussins dynamiques de profondeur 45 cm et de largeur 36 ou 45 ou 60 cm qui fonctionnent avec le même compresseur.

Ils sont tous équipés de la connectique SA.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA2CPT-COMP-SA	80,00 €	0,92 €
NA2CPT-MAT85-SA	315,00 €	3,70 €
NACOUSSIN-36-RVC NACOUSSIN-45-RVC NACOUSSIN-60-RVC	200,00 €	2,00 €

COMPRESSEUR



MATELAS & COUSSIN



CARACTÉRISTIQUES



Mode dynamique uniquement avec réglage manuel



Cellules indépendantes déconnectables




Connectique SA en air 2 voies




Alimentation en air 2 voies
Pour être alimenté par le compresseur NAUSIFLOW 2 COMPACT, les matelas sont livrés avec un tuyau de raccordement RV(RVC)/SA.

COMPRESSEUR



MATELAS



CARACTÉRISTIQUES



Modes dynamique et statique avec réglage morphologique



Cellules indépendantes déconnectables



Connectique CA en air 2 voies



Alimentation CA en air 2 voies
Pour être alimenté par le compresseur NAUSIFLOW 2S PLUS, le matelas est livré avec un tuyau de raccordement RV(RVC)/CA.

Compresseur NAUSIFLOW 2S PLUS

Matelas NAUSIFLOW 2S-90



150 kg



GARANTIE

2 ANS



Stade de l'Escarre

La gamme NAUSIFLOW 2S plus se compose :

- D'un compresseur semi-automatique avec réglage morphologique (S, M, L, XL, XXL).

Il est équipé de modes dynamique et statique, et d'une alarme coupure secteur.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90 cm.

Il est équipé de la connectique CA.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA2SP-COMP-CA	210,00 €	2,10 €
NA2SP-MAT90-CA	430,00 €	4,30 €

Compresseur NAUSIFLOW 2S

Matelas NAUSIFLOW 2-90 NAUSIFLOW 2-100 NAUSIFLOW 2-120



La gamme NAUSIFLOW 2S se compose :

- D'un compresseur mécanique à pression standardisée.

Il est équipé d'un réglage confort et de modes dynamique et statique ainsi qu'un bouton soins palliatifs.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90, 100 ou 120 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO (page 81) & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI (page 91).

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C.
NA2S-COMP-PM	210,00 €	2,76 €
NA2-MAT90-2-PM	500,00 €	5,00 €
NA2-MAT100-PM	575,00 €	5,76 €
NA2-MAT120-PM	750,00 €	7,56 €


COMPRESSEUR




MATELAS



CARACTÉRISTIQUES



Modes dynamique et statique avec réglage confort



Cellules indépendantes déconnectables



Connectique PM en air 2 et 3 voies



Connectique PM en air 2 voies

COMPRESSEUR



MATELAS



NAUSIFLOW 100-512




NAUSIFLOW 100-834

CARACTÉRISTIQUES



Modes dynamique et statique
Mode soins palliatifs
Mode assis
Mode soins temporisé
Mode stimulation
Mode progressif



Cellules indépendantes déconnectables



Connectique PM en air 2 et 3 voies



Connectique PM en air 3 voies

Compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO

Matelas NAUSIFLOW 100-512 (85 cm) NAUSIFLOW 100-834 (85 cm)



150 kg



GARANTIE
3 ANS



Stade de
l'Escarre

La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO se compose :

- D'un compresseur à pression automatique.

Il est équipé d'un réglage confort, de modes dynamique et statique, d'un mode soins palliatifs, d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un mode stimulation et d'un mode progressif.

- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm 3 zones (NAUSIFLOW 100-512) ou d'un matelas air et air d'une hauteur totale de 20 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm (NAUSIFLOW 100-834).

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 2S (page 80) & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI (page 91).

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA100QTO-COMP-PM	500,00 €	5,00 €
NA512-MAT85-PM	500,00 €	5,00 €
NA834-MAT85-PM	750,00 €	7,56 €

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

90°



GRAND MODÈLE
(PROBAR-L-PF
182x36x3 cm)



PETIT MODÈLE
(PROBAR-M-PF
140x36x3 cm)

Les protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaine est classée au feu M1.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
PROBAR-M-PF (la paire)	100,00 €
PROBAR-L-PF (la paire)	120,00 €



CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

70°



La boucle est accessible au patient (maintien)



La boucle n'est pas accessible au patient (contention)

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit et procure au patient un positionnement sécurisé. Elle est compatible avec le système NAUSI-SURE à fermeture magnétique (page 56).

MISE EN PLACE :

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier.
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension.
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.
- Reproduire l'opération pour l'autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par-dessus le patient, puis régler la tension.

Tour de taille (en cm)

S	60 / 90
M	80 / 105
L	95 / 125
XL	115 / 145

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CMLP2HP-PF- S ou M ou L ou XL	100,00 €



Attaches de Poignets (LMATPO2)



Attaches de Poignets de Sécurité (LMATPOS2)



Attaches de Chevilles (LMATCH2)

Les Attaches de Poignets (LMATPO2) sont installées autour des poignets du patient afin d'éviter des contusions et des blessures, dues à l'arrachement de perfusions par exemple.

Une version sécurité (LMATPOS2) est disponible pour le maintien de patients très agités.

Les Attaches de Chevilles (LMATCH2) permettent de maintenir les jambes légèrement écartées pour éviter les risques d'irritations.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
LMATPO2-PF	35,00 €
LMATPOS2-PF	50,00 €
LMATCH2-PF	43,20 €



Petit modèle (LM2TAL1)



Grand modèle (LM2TAL2)

Les Talonnières permettent d'envelopper le pied dans un revêtement confort, prévenant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.

Elles sont disponibles en deux tailles différentes :

- Petit modèle (LM2TAL1)
- Grand modèle (LM2TAL2)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
LM2TAL1-PF	56,40 €
LM2TAL2-PF	60,00 €

GAMME XXL

NAUSICAA Médical vous propose une gamme de produits XXL.

D'une capacité maximale de 300 kg, tous nos produits bariatriques permettent d'effectuer des transferts et de prendre en charge des patients alités.


Le FLYER 300 (page 86) est un lève-personne à la fois confortable et puissant, utilisable avec sa Sangle en U XXL (page 87) dont la forme spécifique permet une mise en place rapide par le soignant.

Le WAYUP 300 (page 88) et l'EASYLEV 300 (page 89) sont deux verticalisateurs puissants et efficaces, utilisables avec la Sangle Dorsale XXL (page 90) adaptée aux morphologies bariatriques.

Le compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI et son matelas NAUSIFLOW 100 834 (120 ou ERGO, au choix) sont adaptés aux personnes en situation de surpoids alités de stade 4.



Certification 300 kg



SCANNER
POUR VOIR
LES PRODUITS




LÈVE-PERSONNES
XXL

86



RELEVEURS-MOBILES
(VERTICALISATEURS)
XXL

88



SANGLE XXL DE
LÈVE-PERSONNES

87




SANGLE XXL DE
RELEVEURS-MOBILES

90



MATELAS &
COMPRESSEUR XXL

91



S
O
M
M
A
I
R
E

GAMME XXL

FLYER 300

écartement électrique

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique



300 kg



55 kg

GARANTIE

5 ANS



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C.
FLYER300-CBLI	2 195,00 €	23,13 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

DÉMONSTRATION VIDÉO
 YouTube
 SCANNEZ
 MOI



CARACTÉRISTIQUES



4 fonctions et affichage
de niveau de batterie
sur télécommande
aimantée et boîtier



Écartement
électrique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues
doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

OPTIONS



-Batterie Lithium pour de meilleures
performances (2 ans de garantie)
-Pèse personnes pour suivre les
évolutions de poids des patients (page 37)

DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 125 cm
- B. Hauteur utile mini : 95 cm
- C. Hauteur utile maxi : 172 cm
- D. Hauteur totale : 125 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 73 cm
- G. Largeur embase maxi : 108 cm
- H. Diamètre de giration : 143 cm



Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ

TÊTIÈRES (OPTION)

La tèteière à attaches (TAAT-PF) et la tèteière amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.




SANGLE EN U XXL



- Sangle avec ou sans têteière
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort uniquement* (*Confort = jambières en mousse)

2XL	A	78
	B	65
	C	104
3XL	A	85
	B	67
	C	114
4XL	A	88
	B	67
	C	126



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAS-PF-2XL 3XL 4XL (jersey confort)	200,00 €
TAAT-PF (tèteière à attaches)	25,00 €
TAMOV-PF (tèteière amovible)	35,00 €

WAYUP 300

écartement électrique aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds (94 cm) le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
WAYUP300-CBLI	3 195,00 €	30,42 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

DÉMONSTRATION VIDÉO
YouTube
SCANNEZ
MOI



CARACTÉRISTIQUES



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm


BATTERIE LITHIUM



-Batterie Lithium pour de meilleures performances (2 ans de garantie)

DIMENSIONS

A. Longueur totale : 107 cm
B. Hauteur utile mini : 92 cm
C. Hauteur utile maxi : 131 cm
D. Hauteur totale : 105 cm
E. Hauteur du châssis : 11 cm
F. Largeur embase mini : 70 cm
G. Largeur embase maxi : 94 cm
H. Diamètre de rotation : 123 cm



DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



EASYLEV 300

écartement électrique

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme étant fixe, l'aide à la déambulation est incompatible avec ce système EASYLEV.



CARACTÉRISTIQUES



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Châssis avec écartement des pieds électrique



4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm


BATTERIE LITHIUM



-Batterie Lithium pour de meilleures performances (2 ans de garantie)

DIMENSIONS

- A. Longueur totale : 107 cm
- B. Hauteur utile mini : 78 cm
- C. Hauteur utile maxi : 161 cm
- D. Hauteur totale : 121 cm
- E. Hauteur du châssis : 11 cm
- F. Largeur embase mini : 70 cm
- G. Largeur embase maxi : 94 cm
- H. Diamètre de giration : 124 cm




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEV300-CBLI	3 995,00 €	40,44 €
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/

GAMME XXL

SANGLE DORSALE XXL



2XL	A	145	4XL	A	196
	B	33		B	33
3XL	A	172			
	B	33			



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.


OPTION

Sangle sous-fessière confort (SFC-PF) avec boucles de 50 mm.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP3-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €
SFC-PF (sangle sous-fessière confort)	25,00 €

COMPRESSEUR



MATELAS



NAUSIFLOW 100 834 ERGO (85 cm)



NAUSIFLOW 100 834 120



CARACTÉRISTIQUES



Modes dynamique et statique
Mode soins palliatifs
Mode assis
Mode soins temporisé
Programme bariatrique



Cellules indépendantes
déconnectables



Connectique PM
en air 2 et 3 voies



Connectique PM en air 3 voies

Compresseur NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI

Matelas

- NAUSIFLOW 100 834 ERGO (85 cm)
- NAUSIFLOW 100 834 120



La gamme NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI se compose :

- D'un compresseur à pression automatique.

Il est équipé d'un réglage confort, de modes dynamique et statique, d'un mode soins palliatifs, d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un verrouillage clavier, d'une alarme coupure secteur et d'un programme bariatrique.

- D'un matelas air et air d'une hauteur totale de 20 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm 3 zones (NAUSIFLOW 100 834 ERGO) ou de 120 cm (NAUSIFLOW 100 834 120).

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes NAUSIFLOW 2S (page 80) & NAUSIFLOW 100 QUATTRO (page 81).

Ils sont tous équipés de la connectique PM.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
NA100MAXI-COMP-PM	750,00 €	10,00 €
NA834ERGO-MAT85-PM	1 900,00 €	15,00 €
NA834-MAT120-PM	1 900,00 €	7,56 €

P rogramme "SOINS GAGNANT" de NAUSICAA Médical

2017 - 2022 mise en place des CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens)

La réforme vient renverser la logique tarifaire en introduisant la tarification à la ressource ; application mécanique d'une équation qui donnera une dotation sans négociation. Libre affectation des excédents qui ne sont pas repris par l'ARS (Agence Régionale de Santé) et les Conseils Départementaux, mais attention, les déficits non plus.

NAUSICAA Médical est un fabricant français de dispositifs médicaux destinés à la prise en charge des personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie. Conscient des enjeux économiques, NAUSICAA Médical propose des solutions adaptées à tous les acteurs médico-techniques avec une offre pluridisciplinaire. L'éducation thérapeutique du patient se concrétise par une large gamme de matériel permettant l'acceptation de la pathologie ou du handicap, mais aussi du confort à domicile. De même, les besoins en collectifs sont précis et efficaces, NAUSICAA Médical est à ce titre un concepteur en phase avec les recommandations du financeur. L'accompagnement de nos partenaires, l'innovation, la formation, la coordination du soin et le respect de la personne sont autant de valeurs que NAUSICAA Médical valorise et confirme au quotidien. Toutes nos équipes sont prêtes à relever le défi des années à venir. Toutes nos équipes sont à votre disposition. N'attendez plus et venez rejoindre notre projet "SOINS GAGNANT". NAUSICAA Médical, plus qu'un fabricant, NAUSICAA Médical, votre assistant au quotidien.

La collectivité recherche une offre mixte produits et services
Sécurité – Traçabilité – Réactivité – Rentabilité – Qualité :


- un interlocuteur unique et des prestataires sélectionnés
- un tarif dit "direct" hors prestation
- une traçabilité et gestion des DM efficaces
- la formation des équipes encadrée par le fabricant
- un accompagnement dans l'étude du projet de vie et de soins
- une gestion souple avec mutualisation (CPOM)
- la proximité et la réactivité garanties par le contrat cadre
- une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- une commerciale négociée à l'année (garantie du prix et homogénéité du produit)
- des tarifs dichotomisés (Achats – Locations – Prestations)
- une visibilité budgétaire et responsable
- une diminution du travail administratif chronophage

Le prestataire de service recherche l'occasion de prendre le virage MAD 2022 :

- le retour aux fondamentaux "son métier, la prestation"
- un contrat exclusif à moyen terme
- une garantie des investissements par un business protégé et actualisé
- un investissement en baisse (peu d'immobilisation) et souple
- un parc à jour via l'application NausiFlash ou via TCO concept
- une rentabilité augmentée : commission, commerciale ciblée, location garantie et accès à toute la partie confort (+ LPP)
- un tarif prestations enfin facturé (livraisons, prise en main, SAV, décontamination)
- la possibilité de reproduire le schéma chez d'autres clients gérés en direct
- la montée en compétence des équipes locales



INTÉGRER NAUSIFLASH À VOS OUTILS INFORMATIQUES ET CONCEVOIR ENSEMBLE LES BRIQUES MANQUANTES VOUS PERMETTANT DE VOUS RECENTRER SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER.



COMPRENDRE LES BESOINS ET LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Écouter les personnes, présenter leurs métiers pour appréhender l'ensemble des enjeux du projet informatique.

Observer le quotidien et l'environnement de travail afin d'identifier les contraintes d'utilisation d'un futur outil.

Partager avec les collaborateurs & partenaires dans le but de penser une solution pratique pour tout le monde

TROUVER UNE SOLUTION PRAGMATIQUE

Imaginer des solutions originales pour les besoins particuliers des gestionnaires et simplifier le travail des opérationnels.

S'intégrer dans les outils existants pour se concentrer sur le spécifique et faciliter le déploiement.

Garder de la flexibilité dans les processus pour laisser l'humain gérer l'imprévu et ainsi faire face à ce que l'on n'aura pas imaginé.

METTRE EN ŒUVRE

Préparer et accompagner la réalisation du projet en s'assurant de l'adéquation entre la solution et sa traduction informatique.

- Entrées/sorties
- Transmission d'informations avec le terrain
- Planification des tâches



- Optimisez vos indicateurs
- Planifiez
- Intégrez les informations de disponibilité
- Liez vos commandes avec votre gestion

06 63 04 15 58
contact@ouatsup.fr



TCO FLASH L'application personnalisée à votre enseigne

Du matériel associé à une application simple pour vous faciliter le quotidien.



Maintenance
préventive



Budget



Gestion



Boutique en
ligne



Maintenance



Location



Information



Optimisation




Traçabilité



Vidéos



Formation



Apportez de la mobilité à votre traçabilité.

Une application WEB, disponible sur PC, Smartphones et tablettes

L'information vient à vous et vous libère du temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier

Équipement	Quantité
COMPRESSEURS POUR MATELAS	10
FAUTEUILS ROULANTS CONFORTS	9
FAUTEUILS ROULANTS LEGERS	3
FAUTEUILS ROULANTS STANDARDS	19
LIT MÉDICALISÉ	1
LÈVE-PERSONNES	5
MATELAS À AIR	10
SANGLES LÈVE-PERSONNES	1
SANGLES VERTICALISATEURS	4
VERTICALISATEURS	2

Assurer le suivi de vos dispositifs médicaux par identification du numéro de série :

- Etat de parc du matériel
- Emplacement de chaque matériel
- Etat de la maintenance préventive
- Rapport de réalisation de la maintenance préventive disponible dans l'application
- Historique de la maintenance corrective
- Documentation technique et réglementaire
- Vidéo d'utilisation
- Suivi de nettoyage ou désinfection
- Matériovigilance



Outil de communication interne et avec vos prestataires :

- Transmission automatique des demandes : commandes, dépannage, récupération de matériel en location
- Traçabilité et historique de vos demandes
- Traçabilité automatique des actions réalisées par le prestataire ou le responsable de maintenance
- Rapports d'intervention intégrés
- Boutique en ligne intégrée, avec possibilité de circuit de validation
- Validation de devis

Demande	À traiter	En cours	A clôturer
Dépannage	1		
Arrêt de location	6		
Echange d'équipement			5
Demande de reconditionnement			5
Demande de retour de reconditionnement	4		5

Achats / locations 2019												
Famille	2019 T1			2019 T2			2019 T3			2019 T4		
	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Aug	Sept	Oct	Nov	Déc
MATELAS A AIR				662,00 €		2 012,00 €		875,00 €				
COMPRESSEURS POUR MATELAS				500,00 €		1 700,00 €		350,00 €				
VERTICALISATEURS				2 082,00 €		2 980,00 €	966,00 €					
SANGLES VERTICALISATEURS				135,24 €		135,24 €						
SUPPORTS								57,00 €				
TOTAL PAR MOIS				3 814,83 €		6 907,84 €	966,00 €	1 142,00 €				
TOTAL PAR TRIMESTRE				3 814,83 €		6 907,84 €	966,00 €	1 142,00 €				
TOTAL PAR TRIMESTRE				10 316,47 €				2 104,32 €				

Outil de suivi des dépenses :

- Tableau de bord des dépenses
- Coût d'exploitation du matériel en propriété et du matériel en location
- Coût par famille de dispositifs
- Export de données sous Excel ou PDF
- Vue d'ensemble par mois sur 12 mois



> ENTREPRISES DE LA PRESTATION DE SERVICES MÉDICOTECHNIQUES


FORMATION & CONSEIL

Depuis bientôt 20 ans, les experts FORMADIA accompagnent les entreprises de la prestation de services médicotéchniques (P.S.D.M./P.S.A.D.) dans leurs projets de développement.

Fort de cette expérience, ils interviennent **sur l'ensemble du territoire** dans le champs de la **formation** et du **conseil** sur les problématiques de **professionnalisation des hommes et des organisations** en lien avec **l'univers du Maintien À Domicile (MAD)**, des dispositifs médicaux et des **activités médicotéchniques**.


Vous commercialisez
des Dispositifs Médicaux ?
Vous êtes prestataires
de santé à Domicile ?

NOTRE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE
DÉVELOPPEMENT.



Organisme Certifié :



8 bd Poumadères, 32600 L'Isle Jourdain 
T. 05 62 07 19 85 - contact@formadia.com

www.formadia.com

LES MODALITÉS D'INTERVENTION

- Intra-entreprise (sur mesure)
- Inter-entreprises sur nos sites régionaux
 - E-formation
 - Coaching



1

Formation à la création et à la reprise d'entreprises medicotechniques.

2

Formation des professionnels débutants (commerciaux, techniques, administratifs)

- Parcours complet **SUPdeMAD** (vente)
- Parcours complet **SUPdeRESPI** (technicien respiratoire)
- Parcours complet **SUPdeTECH** (technicien MAD, VPH et désinfection)

3

Formation obligatoire "garants et intervenants PSDM"

4

Formation continue des professionnels en poste

- Management
- Communication orale et écrite
- Vie de l'entreprise
- Activités commerciales
- Pratiques médico-techniques



UNE MÉTHODE APPROUVÉE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D'EXPERTS

UN ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ



1

Accompagnement de l'ensemble des acteurs de la prestation medicotechnique

- Fabricants et importateurs de DM
- Réseaux et franchises PSDM
- Etablissements utilisateurs ESSMS
- Prestataires de Santé à Domicile et PSDM indépendants

2

Accompagnement stratégique
(nouveaux marchés, nouveaux services...)

3

Accompagnement commercial
(séminaire, training, suivi terrain...)

4

Missions liées aux évolutions réglementaires
(CPOM, MDR 2020,...)

5

Mise en place démarche QUALITÉ ISO, QUALIPSAD et CAP HANDEO

6

Analyse stratégique et financière



I N D E X

A

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA	p.37
ACCESSOIRES DE LIT	p.74
ACTIV'UP	p.52
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS	p.11
AIDE AU CHOIX DU MATELAS	p.76
ATTACHES	p.83

B

BLUE WAYUP À ÉCARTEMENT	p.49
BLUE WAYUP COMPACT	p.48
BLUE WAYUP	p.46
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL	p.66

C

CEINTURE ABDOMINALE LARGE	p.61
CEINTURE BIRDY	p.65
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE	p.67
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT	p.82
CEINTURE DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE ÉCO	p.60
CEINTURE ÉCO MODULABLE	p.58
CEINTURE MINI-PELVIENNE	p.64
CEINTURE PELVIENNE CONFORT	p.64
CEINTURE SLIM	p.60
CEINTURE SLIM PELVIENNE	p.65
CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE	p.66
CEINTURE SLIM Y	p.62
CEINTURE YZA	p.59
CERTIFICATIONS	p.03
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI	p.91
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO	p.81
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT	p.78

C

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S	p.80
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS	p.79
CONVERTISS 5 FONCTIONS	p.72
CONVERTISS 6 FONCTIONS	p.73
COUSSIN NAUSIFLOW	p.78

D

DÉPARTEMENT R&D	p.03
DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION	p.56
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES	p.55
DRAPS DE GLISSE	p.54

E

EASYLEV 300	p.89
EASYLEV 5 À ÉCARTEMENT	p.41
EASYLEV 5 BASE FIXE	p.40
EASYLEV 5	p.38
ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST	p.69
ÉCHARPES DE BRAS	p.69
EXPOSITIONS	p.09

F

FLÉAUX COMPARATIF	p.36
FLYER 300	p.86
FLYER À ÉCARTEMENT	p.35
FLYER COMPACT	p.34
FLYER	p.32

G

GILET INTÉGRAL	p.63
GILET YZA	p.59

L

L'ENTREPRISE	p.02
LITS MÉDICALISÉS	p.70
LOCATION	p.07

M

MADE IN FRANCE	p.02
MAINTIEN DE BUSTE	p.62
MAINTIEN DE PIED	p.68
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 120	p.91
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 ERGO	p.91
MATELAS NAUSIFLOW 100-512	p.81
MATELAS NAUSIFLOW 100-834	p.81
MATELAS NAUSIFLOW 2-120	p.80
MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT	p.78
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT	p.78
MATELAS NAUSIFLOW 2-90	p.80
MATELAS NAUSIFLOW 2S-90	p.79
MOUFLES DE GLISSE	p.54
MOUFLES DE SÉCURITÉ	p.68

N

NAUSI-FLY 180	p.31
NAUSI-FLY COMPACT	p.30
NAUSIFLASH	p.08
NAUSI-FLY	p.28

P

PLASTRON ÉCO MODULABLE	p.58
POSITIONEMENT DES SANGLES	p.27
PROGRAMME SOINS GAGNANT	p.92
PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT	p.82

R

RAMASSAGE AU SOL	p.26
------------------	------

S

SANGLE À DOSSERET	p.24
SANGLE DE TOILETTE ÉCO	p.13
SANGLE DE TOILETTE	p.21
SANGLE DE TRANSFERT RAPIDE	p.20
SANGLE DORSALE	p.51
SANGLE DORSALE XXL	p.90
SANGLE ÉCO	p.50
SANGLE EN U ENVELOPPANTE	p.23
SANGLE EN U XXL	p.87
SANGLE ERGONOMIQUE	p.22
SANGLE HAMAC ÉCO FILET	p.15
SANGLE SOUS-AXILLAIRE	p.51
SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE	p.17
SANGLES DE LÈVE-PERSONNES	p.12
SANGLES DE RELEVEURS MOBILES	p.50
SANGLES EN U ÉCO	p.14
SANGLES EN U	p.16
SANGLES HAMAC	p.18
SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT	p.19
SANGLES SPÉCIALE	p.25
SERVICE APRÈS-VENTE	p.08
SERVICE COMMERCIAL	p.06
SERVICE EXPORT	p.04
SITE INTERNET	p.05
SYSTÈME DE PESÉE PESON RS	p.37

T

TALONNIÈRES	p.83
TRANSFERTS	p.10

W

WAYUP 300	p.88
WAYUP 5	p.42
WAYUP À ÉCARTEMENT	p.45
WAYUP BASE FIXE	p.44

Y

YOUTUBE	p.05
---------	------

NOTES



N

SIÈGE SOCIAL

Email : contact@nausicaa-medical.com

Téléphone : 04 66 51 50 80

Fax : 04 66 51 50 47

ADRESSE

ZA Pôle Actif - 12 Allée du Piot

30 660 Gallargues-le-Montueux

FRANCE

COPYRIGHT NAUSICAA Médical 2020/21 - Tous les droits réservés
NAUSICAA Médical S.A.S. au capital de 1 000 000 €

Documentation non-contractuelle : NAUSICAA Médical S.A.S. se réservant le droit de modifier chacun de ses produits afin de les améliorer.

Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite partiellement ou entièrement sans la permission préalable de NAUSICAA Médical S.A.S..