

NAUSICAA

Médical

**NOUVEAU
MATELAS HYBRIDE**

PROPOSE À TOUS SES DISTRIBUTEURS

Un tarif unique sur son nouveau système
NAUSIFLOW 834 Hybride/AUTO QUATTRO

LPP en nom de marque. Code : 1217374

- Cellules bi-zone avec réserve d'air 10 cm
- Zone dorsale ventilée
- Toutes les cellules sont déconnectables (décharge)
- Compresseur automatique (sans réglages de poids)
- Grand sac de transport
- CPR positionné intérieur ou extérieur
- Modèle spécifique jusqu'à 300 kg en 120 cm de large et compresseur double pompe pour les patients dont le poids est supérieur à 150 kg
- Utilisable avec ou sans la mousse Viscoélastique



VISCO Spécifique

**LA NOUVELLE TECHNOLOGIE
DES MATELAS HYBRIDES
ALLIANT L'EFFICACITÉ DE L'AIR
AU CONFORT DE LA VISCO**

**GARANTIE
2 ANS**

Votre tampon

BON DE COMMANDE :

X Système(s) matelas + compresseur

Je souscris à l'extension de garantie de 24 à 36 mois pour l'ensemble de ma commande

CONTACT
Téléphone : 04 66 51 50 80

Fax : 04 66 51 50 47
E-mail : contact@nausicaa-medical.com