


DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube
SCANNEZ
MOI



DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 100 cm
- B. Hauteur utile mini: 70 cm
- C. Hauteur utile maxi: 160 cm
- D. Hauteur totale: 126 cm
- E. Hauteur du châssis: 11 cm
- F. Largeur embase mini: 57 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 88 cm
 - écartement électrique : 90 cm
- H. Diamètre de giration: 115 cm



BLUE EASYLEV

écartement mécanique ou électrique (KIT PLUS)

Son piètement à large écartement mécanique des pieds (88 cm) le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plateforme rabaisée.



ÉCARTEMENTS DES PIEDS

- Mécanique
- Électrique, lorsque cette option est choisie l'écartement est réduit de 10 cm.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEVBLUECP-LI-PF	/	/
ESLB2EP+-E2-LI-PF Écartement électrique	/	/
OP-CBPP Option batterie plomb	- 195,00 €	/
Option plateforme rabaisée	120,00 €	/