

# BLUE EASYLEV

## base fixe

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.




DÉMONSTRATION VIDÉO

YouTube  
SCANNEZ  
MOI



### DIMENSIONS

- A. Longueur totale: 94 cm
- B. Hauteur utile mini: 66 cm
- C. Hauteur utile maxi: 156 cm
- D. Hauteur totale: 121 cm
- E. Hauteur du châssis: 8,5 cm
- F. Largeur embase mini: 29,5 cm
- G. Largeur embase maxi: 59 cm
- H. Diamètre de rotation: 90 cm



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	Location hebdomadaire tarif public T.T.C
EASYLEVBLUE-LI-PF	/	/
OP-CBPB Option batterie plomb	- 195,00 €	/