


# BLUE WAYUP 3

## COMPACT

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.



### Dimensions

- A. Longueur totale : 91,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 77 cm
- C. Hauteur utile maxi : 116 cm
- D. Hauteur totale : 94,5 cm
- E. Hauteur du châssis : 8 cm
- F. Largeur embase mini : 39 cm
- G. Largeur embase maxi : 60,5 cm
- H. Diamètre de rotation : 89 cm

### RÉFÉRENCE


WAYUPBLUE3-CBLI (piètement fixe)

# BLUE WAYUP 3

## ECP MECANIQUE OU ELECTRIQUE

Son piètement à large écartement mécanique ou électrique le rend compatible avec tous types de fauteuils. Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plateforme abaissée.

**Qualité de roulage améliorée grâce à ses roues de diamètre 100 à double roulements à billes.**



### Dimensions

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 74,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 117 cm
- D. Hauteur totale : 99 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 57 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 81 cm
  - écartement électrique : 80 cm
- H. Diamètre de rotation : 112 cm

### RÉFÉRENCES

WAYUPBLUECP3-CBLI (ECP mécanique)  
WAYBLUE+3-CBLI (ECP électrique)