


NAUSIFLY 3

COMPACT

Spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés. Simple d'utilisation.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort 4 points
- sa base compacte



Dimensions

- A. Longueur totale : 104,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 59 cm
- C. Hauteur utile maxi : 164,5 cm
- D. Hauteur totale : 126 cm
- E. Hauteur du châssis : 115 cm
- F. Largeur embase mini : 57 cm
- G. Largeur embase maxi : 81 cm
- H. Diamètre de rotation : 112 cm

RÉFÉRENCES

- NAFLY3CPT-CBLI (ECP mécanique)
- NAFLY3CPT+-CBLI (ECP électrique)


NAUSIFLY 3

STANDARD

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement. Simple d'utilisation.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort 4 points
- son débattement très important



Dimensions

- A. Longueur totale : 124,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 57,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 179 cm
- D. Hauteur totale : 134,5 cm
- E. Hauteur du châssis : 115 cm
- F. Largeur embase mini : 66 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 96 cm
 - écartement électrique : 99 cm
- H. Diamètre de rotation : 133,5 cm

RÉFÉRENCES

- NAFLY3-CBLI (ECP mécanique)
- NAFLY3+-CBLI (ECP électrique)