

FICHE PRODUIT

VERTICALISATEUR **BLUE EASYLEV 3**

COMPACT



Descriptif :

- Chassis acier
- Tôles, tubes et profilés découpés au laser et pliés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total : 32 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans* (hors partie électrique)
- * Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie
- Batterie plomb : 1 mois de garantie


- Dispositif médical (réglement (UE) 2017/745)
- Compatibilité électromagnétique
- Conformité aux normes suivantes :
 - NF EN 60601-1 : A1/2013
 - NF EN 60601-1-2 : 2015
 - NF EN ISO 10535 : 2021
- Moteur à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 3 000 N
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V
- Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre

Caractéristiques Techniques Motorisation :

- Boîtier de contrôle avec batterie intégrée
- Affichage par voyant lumineux de l'autonomie
- Cordon Secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 2 fonctions Protection IPX4
- Descente d'Urgence : électrique et manuelle
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie

Caractéristiques Dimensionnelles :

- A.** Longueur totale: 84 cm
- B.** Hauteur utile mini: 62 cm
- C.** Hauteur utile maxi: 157 cm
- D.** Hauteur totale: 115 cm
- E.** Hauteur du châssis: 8 cm
- F.** Largeur embase mini: 39 cm
- G.** Largeur embase maxi : 60,5 cm
- H.** Diamètre de giration: 89 cm



Condition de validité :

Les données de cette fiche produit sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.