

BLUE EASYLEV 3

Le compromis idéal entre efficacité et coût !

Le BLUE EASYLEV 3 permet un transfert semi-passif. Le patient doit impérativement pouvoir poser ses deux pieds à plat. Il utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

Le BLUE EASYLEV 3 prend en charge des patients de plus grande taille et/ou à tonicité plus faible de part son débattement augmenté et son principe breveté. La sangle positionnée au niveau du bassin permet de verticaliser par dépliage mécanique du bas du corps. Le déploiement combiné de son mât et de sa sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient. Il peut aussi effectuer un levage en sous-axillaire.

La qualité de roulage a été améliorée grâce à ses roues diamètre 100 à double roulements à billes. Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique. Le positionnement du patient durant le transfert permet d'accéder au WC, à la salle de bain, etc.

Ce type de transfert permet de continuer la stimulation psychologique du patient contrairement à un lève-personne.

Batterie lithium de série évitant les surcoûts d'exploitation.



i Une sangle ECO offerte à l'achat d'un BLUE EASYLEV 3

GARANTIE **5** ANS



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE