

BLUE WAYUP 3

Le compromis idéal entre efficacité et coût !

Le BLUE WAYUP 3 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient. Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroches se fait en mettant la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient.

Une fois les jambes sécurisées grâce à son appui-genoux ergonomique, le mouvement de levage est alors réalisable.

La qualité de roulage a été améliorée grâce à ses roues diamètre 100 à double roulements à billes. Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

Batterie lithium de série évitant les surcoûts d'exploitation.



i Une sangle ECO offerte à l'achat d'un BLUE WAYUP 3

GARANTIE **5** ANS



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE