

NAUSIFLY 3

La gamme NAUSIFLY est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique 4 points qui augmente le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds mécanique ou électrique et d'un châssis pliant.

La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.

Batterie lithium de série évitant les surcoûts d'exploitation.

Option



ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA



SYSTEME DE PESEE ABILANX



NOUVEAU

i Une sangle ECO offerte à l'achat d'un NAUSIFLY 3

GARANTIE **5** ANS



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE