

# DIFFERENCE ENTRE MAINTIEN ET CONTENTION

La contention physique, dite passive, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour un patient qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.

## MAINTIEN

Avec notre gamme de maintien, vous pouvez rendre accessible la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) donc nous sommes en maintien postural et non en contention.



Toutes nos ceintures de maintien sont équipées de la boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture (à l'exception de la ceinture mini-pelviennne).

## CONTENTION

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s'il y a utilisation du système NAUSI-SURE, il s'agit d'une contention. Cette décision doit faire l'objet d'une étude de risques/bénéfices pluridisciplinaire et d'une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h\*.

Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée par le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique qui empêche toute personne non autorisée à retirer le produit.

\*Source : Rapport 2000 ANAES "Limiter les risques de contention physique de la personne âgée"



Tous nos textiles répondent à la norme «REACH».



## MAINTIEN ABDOMINAL



Le dos plaqué au dossier et les fesses au fond de l'assise.

## MAINTIEN PELVIEN



Le bassin glisse vers l'avant.

## MAINTIEN DE BUSTE



Le buste part vers l'avant.

## MAINTIEN INTEGRAL



Aucune tenue sur le fauteuil.

## MAINTIEN EVOLUTIF



A moduler en fonction des besoins ou de l'évolution du patient.



Réf. : CCMED2-HP-PF



Réf. : CECO3-PFA



Réf. : CCS2HP-PF



Réf. : CCA2HP-PF



Réf. : CSP2HP-PF + CCS2HP-PF



Réf. : CPE2-PF



Réf. : CPCF3HP-PF



Réf. : CBR2HP-PF



Réf. : CECO3-PFB



Réf. : CSY2HP-PF + CCS2HP-PF



Réf. : CGI3-PF



Réf. : CMB2HP-PF



Réf. : CBRIN2HP-PF



Réf. : CBIM2HP-PF



Réf. : CECO3-PF-B + CECO-MP



Réf. : CSYP2HP-PF



MAINTIEN ABDOMINAL

Réf. : YZA2CAHP-PF



MAINTIEN PELVIEN

Réf. : YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF



MAINTIEN DE BUSTE

Réf. : YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF



MAINTIEN INTEGRAL

Réf. : YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF + YZA-MP-PF