

# EASYLEV 5

## COMPACT

Sa très faible garde au sol (65 cm) lui permet de passer sous les fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques 6 roues. Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.




### Dimensions

- A. Longueur totale : 92 cm
- B. Hauteur utile mini : 72 cm
- C. Hauteur utile maxi : 150 cm
- D. Hauteur totale : 124 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 34 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de rotation : 90 cm

### RÉFÉRENCE

EASYLEV5-CBLI (piètement fixe)



# EASYLEV 5

## ECP MECANIQUE OU ELECTRIQUE

Son piètement à large écartement mécanique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils. Une plateforme rabaisée vous est proposée de série.



### Dimensions

- A. Longueur totale : 107 cm
- B. Hauteur utile mini : 69 cm
- C. Hauteur utile maxi : 152 cm
- D. Hauteur totale : 130 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 83 cm
  - écartement électrique : 80 cm
- H. Diamètre de rotation : 110 cm

### RÉFÉRENCES

EASYLEV5ECP-CBLI (ECP mécanique)  
EASYLEV5PLUS-CBLI (ECP électrique)

