

SANGLE DE TOILETTE ECO

- Disponible uniquement en jersey confort
- Taille unique.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	STO-RP3-TU (jersey)
OPTION	TABAL-PF (tête amovible et baleinée)



La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette sangle se positionne avec les bras à l'extérieur.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Cette sangle Eco propose un seul réglage.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DECROISÉ
Choix conseillé

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.

