

SANGLE DE VERTICALISATEUR **ECO**

- Disponible uniquement en jersey
- Taille unique
- Offerte à l'achat d'un verticalisateur.

**NOU
VEAU**

La sangle se positionne au niveau de la taille sur le WAYUP et le réglage se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

La sangle se positionne au niveau de la taille et/ou en sous-axillaire sur l'EASYLEV en fonction du tonus du patient.



- Sans reste à charge
- Respect de la MDR
- Taille unique

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Deux niveaux d'accroches.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



NON CROISÉ

Bonne tonicité du buste



CROISÉ

Manque de tonicité du buste

RÉF. SXPECO2-PF-TU

