

# SANGLE DE VERTICALISATEUR PREMIUM

La sangle se positionne au niveau de la taille sur le WAYUP et le réglage se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.  
La sangle se positionne au niveau de la taille et/ou en sous-axillaire sur l'EASYLEV en fonction du tonus du patient. Possibilité de transfert semi-assis grâce à sa sangle sous-fessière et sécurisation du patient en mode aide à la déambulation uniquement sur le WAYUP.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.

## RÉGLAGE DES ACCROCHES



Quatre niveaux d'accroches.

## POSITIONNEMENT DES SANGLES



Avec sangle sous-fessière



Aide à la déambulation



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE  
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SWYP3-PF
OPTION	SFC