


COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI



Mode soin temporisé: 30 minutes

Mode statique basse pression pour assurer notamment les soins palliatifs

Réglage pour position assise

Mode bariatrique pour patient de 150 à 300 kg

Mode optimisé de la hauteur d'air 13 ou 20 cm

Alarme visuelle et sonore si pression insuffisante ou coupure de courant

Le compresseur NAUSIFLOW 100 MAXI dispose d'un réglage automatique de la pression et sa pompe à haut débit permet de gérer un matelas d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de 120 cm.

Plusieurs modes sont proposés:

- Mode dynamique
- Mode bariatrique
- Mode optimisé 13 cm ou 20 cm
- Mode soins (temporisé 30 mn)
- Mode assis
- Mode soins palliatifs

Il est possible de changer soi-même les filtres et les fusibles pour un entretien facile. Son alarme sonore peut être désactivée.



Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL. D'une capacité maximale de 300 kg, tous nos produits bariatriques permettent de prendre en charge des personnes alitées en situation de surpoids.

RÉFÉRENCE

NA100MAXI-COMP-PM

