

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S



CARACTERISTIQUES




Réglage manuel du confort du patient



Position assise



Mode statique basse pression pour assurer notamment les traitements en soins palliatifs



Si la pression est insuffisante, ce voyant s'allume et retentit. Ce témoin s'allume quand la pression requise est atteinte.

Le compresseur NAUSIFLOW 2S dispose d'un réglage standard de pression et sa pompe à haut débit permet de gérer tous nos matelas (hauteur jusqu'à 20 cm et largeur jusqu'à 140 cm).

Plusieurs modes sont proposés:

- Mode dynamique
- Mode soins palliatifs

Il fonctionne avec une pression standardisée et son confort peut être ajusté via sa molette.

Il peut être couplé avec différentes hauteurs d'air et différentes largeurs de matelas.

Il est possible de changer soi-même le filtre et les fusibles pour un entretien facile.

Son alarme sonore peut être désactivée.

FORMATION MAINTENANCE PREVENTIVE

Nausicaa Médical vous forme à l'entretien et à la maintenance de nos produits afin d'améliorer leur durabilité vous permettant une rentabilité maximum de vos investissements.

RÉFÉRENCE
NA2S-COMP-PM

130 kg

GARANTIE 2 ANS

CE