

GILET DE BUSTE



Les boucles de nos ceintures sont à positionnement libre donc accessibles par le patient.

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

Gilet de buste avec tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégrafables.

- Tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements
- Périmètre maximum utile : 220 cm



RÉFÉRENCE

CGI3-PF

GILET DE BUSTE ECHANCRE



Les boucles de nos ceintures sont à positionnement libre donc accessibles par le patient.

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

Gilet échancré qui procure un confort renforcé du buste. Son échancrure évite la possibilité de strangulation.

- Tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements
- Périmètre maximum utile : 190 cm



RÉFÉRENCE

CMB2HP-PF