

LEVE-PERSONNE FLYER 300

Pieds à écartement électrique

Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL. D'une capacité maximale de 300 kg, tous nos produits bariatriques permettent d'effectuer des transferts et de prendre en charge des patients alités. Le FLYER 300 est un lève-personne à la fois confortable et puissant, utilisable avec sa sangle en U XXL dont la forme spécifique permet une mise en place rapide par le soignant. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Il est livré avec une batterie lithium de série évitant ainsi les surcoûts d'exploitation.

Ses + sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

Caractéristiques



Option



ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA



SYSTEME DE PESEE ABILANX



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions

- A. Longueur totale : 134 cm
- B. Hauteur utile mini : 53,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 170,5 cm
- D. Hauteur totale : 127 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 78 cm
- G. Largeur embase maxi : 101 cm
- H. Diamètre de giration : 142 cm



RÉFÉRENCE

FLYER300-CBLI