

MATELAS NAUSIFLOW 512

Préconisé pour stade 1 et 2 de l'escarre



FORMATION MAINTENANCE PREVENTIVE

Nausicaa Médical vous forme à l'entretien et à la maintenance de nos produits afin d'améliorer leur durabilité vous permettant une rentabilité maximum de vos investissements.

Le matelas NAUSIFLOW 512 d'une hauteur de 17 cm est composé de 13 cm d'air et de 4 cm de mousse. Il est recouvert d'une housse classée M1. Il est disponible en différentes largeurs: 85, 90, 100, 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO et NAUSIFLOW 2S. Ses cellules sont indépendantes et déconnectables. Une décharge est possible grâce à des bouchons. Cette décharge ne doit jamais être faite en «mode dynamique» pour ne pas créer de talonnement, à l'exception de la zone talonnière.



Alimentation PM en air 3 voies.



La première prévention de l'escarre au lit consiste à : changer les points d'appuis du corps en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.

Nausicaa Médical propose un grand choix de support thérapeutique, résultat d'années de présence sur le terrain et d'écoute des professionnels de santé.

Notre gamme a pour objectif d'offrir un couchage adapté aux personnes alitées continuellement, s'adapte à toutes les tailles de lits et se sélectionne en fonction de l'état du patient, de sa morphologie, de son poids et du nombre d'heures passées au lit.

RÉFÉRENCES	RÉFÉRENCES
NA512-MAT85-PM NA2-MAT90-PM	NA2-MAT100-PM NA2-MAT120-PM

