

MATELAS NAUSIFLOW 834 XXL

Préconisé pour stade 3 et 4 de l'escarre.



Le matelas NAUSIFLOW 834 d'une hauteur totale de 20 cm est un matelas tout air. Il est disponible en largeur 120 cm et 140 cm. Ses cellules sont indépendantes et déconnectables. Une décharge est possible grâce à des bouchons. Cette décharge ne doit jamais être faite en "mode dynamique" pour ne pas créer de talonnement. Il est recouvert d'une housse intégrale classée M1 avec ouvertures sur le côté.



La première prévention de l'escarre au lit consiste à : changer les points d'appui du corps en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux, en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.

Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL.

D'une capacité maximale de 300 kg, tous nos produits bariatriques permettent de prendre en charge des personnes alitées en situation de surpoids.



RÉFÉRENCES

NA834-MAT120-PM
NA834-MAT140-PM