


WAYUP 5

COMPACT

Sa très faible garde au sol (6,5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électrique 6 roues. Son faible encombrement lui permet de s'adapter à tous les espaces (même exigus, comme des WC).



Dimensions

- A. Longueur totale : 92 cm
- B. Hauteur utile mini : 74,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 121 cm
- D. Hauteur totale : 100 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 34 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de giration : 90 cm


RÉFÉRENCE

WAYUP5-CBLI (piètement fixe)

WAYUP 5

ECP MECANIQUE OU ELECTRIQUE

Son large piètement à écartement mécanique ou électrique lui permet une largeur d'ouverture de 90 cm le rendant compatible avec un grand nombre de fauteuils. Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer facilement l'aide à la déambulation.



Dimensions

- A. Longueur totale : 107 cm
- B. Hauteur utile mini : 82 cm
- C. Hauteur utile maxi : 135 cm
- D. Hauteur totale : 106 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 83 cm
 - écartement électrique : 80 cm
- H. Diamètre de giration : 110 cm

RÉFÉRENCES

WAYUP5ECP-CBLI (ECP mécanique)
WAYUP5PLUS-CBLI (ECP électrique)