

WAYUP 5

Un mouvement breveté pour un confort inégalé !

Le WAYUP 5 utilise un mouvement breveté qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas, croisé (poignées intérieures ou extérieures).
- 3 longueurs différentes + des positionnements asymétriques spécifiques (pour les patients hémiplegiques par exemple).

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le confort et la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées grâce à son nouvel appui-genoux réglable et ergonomique et son cale-talons amovible, le mouvement de levage est réalisable.

Sa conception permet de réduire les pressions exercées durant les phases de levage.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitant les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

Batterie lithium de série évitant les surcoûts d'exploitation.



DÉMONSTRATION VIDÉO

SCANNEZ
MOI



i Une sangle ECO offerte à l'achat d'un WAYUP 5

GARANTIE
5
ANS

CE



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE