

FICHE PRODUIT

MATELAS NAUSIFLOW 512



Recommandations :

- Ce support est destiné à réduire la pression d'appui de manière à engendrer une meilleure circulation sanguine dans les tissus cutanés et sous-cutanés.

Il est une solution appropriée à la prévention de l'escarre pour des patients à risque moyen à élevé (selon jugement clinique et échelles), alités plus de 15 heures par jour et levés dans la journée ou pour une aide au traitement d'escarre constituée ou en post-chirurgie d'escarre chez des patients à risque moyen à élevé et dont le stade est évalué de 1 à 2 selon jugement clinique et échelles.

Dans les deux cas repris ci-dessus et selon le stade évalué, l'utilisation est soumise à des critères stricts tels que :

- la durée d'alitement,
- le degré de mobilité,
- l'intervention d'auxiliaires médicaux (3 fois/jour),
- l'utilisation d'un dispositif de positionnement,
- la possibilité de décharge localisée voire l'exclusion de l'appui.

Et ce, que l'escarre soit présente en zone d'appui ou non.

Du fait de sa conception et du compresseur associé, ce matelas optimise le confort du patient.

- Il est adapté à une utilisation tant en collectivités qu'à domicile.
- Dispositif médical de classe I.

Caractéristiques du matelas :

- Dimensions standards : 17 x 88 x 198 cm
 - Autres largeurs également disponibles : 70, 100 et 120 cm
 - Hauteur d'air : 13 cm
 - Sous-matelas en mousse : 4 cm
 - Poids de charge : 150 kg max.
 - Compartiment étanche et indépendant pour sous-matelas en mousse
 - 17 Cellules en Nylon/PU, indépendantes et déconnectables
 - Possibilité de décharge rapide des 4 cellules en zone talonnière (option à venir sur les largeurs 70, 100 et 120)
 - CPR en cas de réanimation cardio-pulmonaire
 - Tuyaux d'entrée d'air muni d'un bouchon de transport
 - Gaine passe-câble (à venir sur autres largeurs)
 - Autonomie en mode transport + ou - 3 heures (selon le poids du patient et son degré de mobilité)
 - Autonomie en cas de panne d'électricité : pour un patient dont le poids est compris entre 60 et 80 kg, pour une taille allant de 160 à 180 cm et pour autant que celui-ci soit complètement allongé sur le matelas (pas en semi-assis ni assis). Son autonomie à rester en l'état où il était au moment de la panne varie entre 6h et 8h tant que le matelas reste connecté au compresseur.
 - Housse de dessus entièrement zippée pour un retrait et/ou une mise en place facile, bi-élastique, imperméable aux liquides et respirante, traitée aux ions d'argent (Ag+), antibactériens et antifongiques.
- Classement au feu M1. Lavable en machine à 95°C.

Avertissement

Les données d'autonomie en cas de transport, panne ou coupure d'alimentation vous sont transmises à titre indicatif car, elles dépendent de plusieurs facteurs. On peut toutefois les considérer comme des valeurs de référence.

Condition de validité :

Les données de cette fiche produit sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.