



NAUSICAA

MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992



www.nausicaa-medical.com

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.


CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ




Boucle 50 mm auto-centreuse
L'intérieur est en enduction de
polyuréthane antidérapant

Composition
Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Enduction de polyuréthane sur jersey de polyester
Sangles 100 % polyester
Boucle nylon

Cette ceinture sécurise le patient. Elle s'utilise comme une aide à la déambulation.



CADM2-PF


L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23



NAUSICAA

MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992



www.nausicaa-medical.com

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.


CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ




Boucle 50 mm auto-centreuse
L'intérieur est en enduction de
polyuréthane antidérapant

Composition
Jersey coton polyester doublé de mousse polyuréthane
Enduction de polyuréthane sur jersey de polyester
Sangles 100 % polyester
Boucle nylon

Cette ceinture sécurise le patient. Elle s'utilise comme une aide à la déambulation.



CADM2-PF


L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.
Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

