

FICHE PRODUIT

SYSTEME DE PESEE PCE-CS 300



Descriptif :

Système de pesée avec une plage de mesure de 300 kg, avec laquelle vous pourrez réaliser des pesées de contrôle au niveau interne. Ce système de pesée possède une fonction de tare ce qui vous permet d'effectuer des pesées multiples. Elle est livrée avec :

- 1 axe à gorge
- 1 fermoir d'axe
- 4 piles de 1.5V type AA
- 1 manuel d'utilisation consultable grâce à l'étiquette avec le QR Code collée sur le système de pesée.

Pour faciliter la lecture, elle possède un écran LCD avec rétroéclairage et des chiffres avec une hauteur de 20 mm.

Des essais de résistance statique et de stabilité statique ont été réalisés selon le référentiel ISO 10535 afin de s'assurer de la sécurité d'utilisation et de la compatibilité avec les lève-personnes Nausicaa médical : Nausifty 4 et Flyer XL.

Caractéristiques techniques :

Plage de pesage	300 kg
Résolution	0.05 kg
Poids minimum	2 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Surcharge max.	150%
Durée de stabilisation	< 10 secondes
Tare	Dans toute la plage
Protection	IP54
Ecran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres	20 mm
Alimentation Balance	4 x piles de 1.5V type AA
Conditions opérationnelles	0 ... +40 °C / <90 % H.r.
Poids	1.2 kg (piles incluses)

Condition de validité :

Les données de cette fiche produit sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.

V01.03/26