



Les + produits

- Transfert facilité**, nouveau fléau multidirectionnel
- Pratique et compact**, pliable, sécable, stockable debout et déplaçable
- S'adapte à tous les espaces**, piètement très court
- Batterie amovible**, plus besoin de déplacer l'appareil

Nausifly 4

Le Nausifly est un lève-personne nouvelle génération conçu pour une **utilisation au domicile comme en établissement de santé**. Il permet les transferts lit/fauteuil en position assise et son nouveau **fléau 4 points multidirectionnel** augmente le confort du patient lors des transferts. Capable de s'adapter à tous les environnements grâce à son piètement très court. Pratique et compact grâce à sa fonction pliable, sécable sans outil. Son débattement et sa limite basse de chargement **permet de pratiquer le ramassage au sol**. Très grande qualité de roulage sur tout type de revêtement au sol. **Batterie Lithium de série** évitant les surcoûts d'exploitation. Compatible avec les systèmes de pesée suivants :



Système d'indication de poids **PCE-CS 300**
Système d'indication de poids avec une capacité de mesure allant jusqu'à 300 kg.



Système de pesée **PESON Classe III Abilanx**
Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des patients jusqu'à 300 kg à des fins thérapeutiques. **Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet métrologique.**

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE **5** ANS

