

Nausifly 4 Compact


 **Facile à transporter et à stocker** grâce à sa fonction pliable et sécable



Son piètement **compact** très court est spécialement conçu pour une **utilisation dans des espaces réduits** ou les **espaces encombrés**.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable.

Déplaçable en version trolley.
Seulement 0.28m3 plié.



Dimensions

- A. Longueur totale : 102,8 cm
- B. Hauteur utile mini : 39 cm
- C. Hauteur utile maxi : 169 cm
- D. Hauteur totale : 129,8 cm
- E. Hauteur du châssis : 113 cm
- F. Largeur embase mini : 56,7 cm
- G. Largeur embase maxi : 81 cm
- H. Diamètre de giration : 106,9 cm
- I. Garde au sol : 6,3 cm

RÉFÉRENCES

NAFLY4CPT-CBLI (ECP mécanique)
NAFLY4CPT+-CBLI (ECP électrique)

Nausifly 4 Standard

 **Facile à transporter et à stocker** grâce à sa fonction pliable et sécable




Son piètement **standard** permet grâce à ses proportions une **grande facilité de mouvement**.

Ce piètement est privilégié pour une utilisation en établissement de santé.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable.

Déplaçable en version trolley.
Seulement 0.39m3 plié.



Dimensions

- A. Longueur totale : 129,2 cm
- B. Hauteur utile mini : 35,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 177 cm
- D. Hauteur totale : 145,9 cm
- E. Hauteur du châssis : 113 cm
- F. Largeur embase mini : 66 cm
- G. Largeur embase maxi : 96 cm
- H. Diamètre de giration : 133,7 cm
- I. Garde au sol : 6,3 cm

RÉFÉRENCES

NAFLY4-CBLI (ECP mécanique)
NAFLY4+-CBLI (ECP électrique)

