

NAUSICAA Médical

www.nausicaa-medical.com

Fabricant de Matériel Médical

TRANSFERTS MANUELS

RELEVEURS-MOBILES
(VERTICALISATEURS)

SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES

LÈVE-PERSONNES MOBILES


SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

MAINTIEN

LITS MÉDICALISÉS

ACCESSOIRES DE LITS

MATELAS THÉRAPEUTIQUES



L'ENTREPRISE

Fondé en 1993 par Pierre-Henri CHAUZAT, le groupe NAUSICAA Médical, basé entre Nîmes et Montpellier, conçoit, fabrique et commercialise des produits "Made in France" de Classe I pour la gériatrie, le handicap, la réhabilitation, la rééducation et les soins palliatifs.

Nos 3 sites complémentaires (2 à Gallargues-le-Montueux et 1 à Aubais) nous permettent d'avoir une capacité importante de production et de stockage, de manière à répondre à la demande croissante pour nos produits à la fois pour notre marché national et pour nos marchés en développement à l'export.

Par notre positionnement stratégique sur la fabrication française, l'investissement dans notre département R&D est pour nous une donnée essentielle afin de proposer chaque année des produits novateurs.



Plus de 60 employés répartis sur 3 sites



Plus de 1500 clients actifs dans le monde entier



6 salons par an en France à l'étranger



Gallargues-le-Montueux



Aubais

SOMMAIRE

- 18 TRANSFERTS MANUELS
- 22 RELEVEURS-MOBILES (VERTICALISATEURS)
- 48 SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES
- 52 LÈVE-PERSONNES MOBILES
- 70 SANGLES DE LÈVE-PERSONNES
- 86 MAINTIEN
- 104 LITS MÉDICALISÉS
- 112 ACCESSOIRES DE LITS
- 116 MATELAS THÉRAPEUTIQUES
- 132 PARTENAIRES & INDEX

WAYUP
Releveurs-Mobiles

32



SANGLE DORSALE
Sangles de Releveurs-Mobiles

51





SANGLE EN U CONFORT
Sangles de Lève-Personnes

76



LITS 6 Fonctions
Lits Médicalisés

108

**NAUSIFLOW 100
AUTO QUATTRO**
Matelas Thérapeutiques

128



FLYER PLUS
Lève-Personnes Mobiles

68




**CEINTURE
ABDOMINALE
LARGE**
Maintien

93



DRAPS DE GLISSE
Accessoires de Lits

114



MADE IN FRANCE

C'est avec une grande fierté que nous fabriquons du matériel paramédical en France depuis plus de 25 ans au service de notre marché national et à l'international.

Au sein de NAUSICAA Médical, la fabrication est conduite selon les normes dictant les contrôles de qualité au moyen d'une politique zéro défaut, sous la supervision de notre personnel hautement qualifié, rigoureux et expérimenté.

Notre objectif est de donner à nos clients une information claire sur l'origine et la traçabilité d'un produit car la fabrication en France est pour nous, la création de valeur par l'innovation.

Cette philosophie garantit à nos clients : confiance, confort, souplesse et transparence.

7 000
Appareils

Assemblés
par an

28 000
Sangles

Produites
par an

32 500
Ceintures

Fabriquées
par an



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CERTIFICATIONS

Nos trois sites sont certifiés ISO 13485 par le Bureau Veritas. ISO 13485 est la norme qui définit les exigences du système de gestion de la qualité pour les fabricants de dispositifs médicaux.

Cette norme nous aide à mettre en place des procédures pour garantir la sécurité et la qualité de nos produits, depuis la conception jusqu'au service après-vente.

NF EN 14065 est la norme qui atteste la conformité de notre système de management des risques, appelée système d'analyse des risques et de maîtrise de la biocontamination (système RABC), sur la pré-désinfection et la désinfection des dispositifs médicaux, gage de sécurité et d'hygiène pour notre personnel et nos clients.

Tous nos produits sont marqués CE, répondant ainsi aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux amendée par la directive européenne 2007/47/CE, et du Code de la santé publique.

ISO 13485

BUREAU VERITAS
Certification



Attestation

BUREAU VERITAS
Certification



EN 14065 - n° 6003458



SERVICE EXPORT

Le Service Export de NAUSICAA Medical est un atout majeur de l'entreprise grâce à son développement continu.

Nous exportons uniquement les produits que nous concevons et/ou fabriquons nous mêmes, car notre objectif est de donner à nos clients des informations claires sur l'origine et la traçabilité.

Chaque année, nous participons aux expositions suivantes, MEDICA à Düsseldorf et ARAB HEALTH à Dubaï, afin de rencontrer nos clients internationaux, présenter nos nouveaux produits et développer des relations avec des distributeurs potentiels.

Nous exportons maintenant à travers un réseau de plus de 50 distributeurs efficaces et compétents dans plus de 30 pays :

- | | | |
|---|--|---|
|  ▶ Autriche |  ▶ Inde |  ▶ Pays-Bas |
|  ▶ Allemagne |  ▶ Iran |  ▶ Pologne |
|  ▶ Arabie Saoudite |  ▶ Irlande |  ▶ Portugal |
|  ▶ Argentine |  ▶ Israël |  ▶ Qatar |
|  ▶ Belgique |  ▶ Italie |  ▶ Roumanie |
|  ▶ Chili |  ▶ Koweït |  ▶ Royaume-Uni |
|  ▶ Chine |  ▶ Lettonie |  ▶ Russie |
|  ▶ Émirats Arabes Unis |  ▶ Lituanie |  ▶ Suisse |
|  ▶ Espagne |  ▶ Luxembourg |  ▶ Thaïlande |
|  ▶ Estonie |  ▶ Malaisie | |
|  ▶ Finlande |  ▶ Malte | |
|  ▶ Hong-Kong |  ▶ Maroc | |

EXPOSITIONS

Chaque année, NAUSICAA Médical participe aux expositions suivantes afin de rencontrer nos clients, présenter nos nouveaux produits et rechercher de nouvelles opportunités de partenariat.

Prenant place dans 8 villes différentes, couvrant géographiquement l'ensemble du territoire français et réunissant plus de 100 000 visiteurs cumulés, les salons AUTONOMIC sont la référence pour les acteurs des secteurs du handicap et des soins à domicile.

En 2019, nous serons présents à :

- AUTONOMIC Sud à Toulouse, du 27 au 28 Mars
- HANDICA à Lyon, du 5 au 6 Juin
- AUTONOMIC Grand Ouest à Rennes, du 2 au 3 Octobre

Nous exposerons également pendant ARAB HEALTH à Dubaï du 28 au 31 Janvier, à MEDTEC JAPAN à Tokyo du 18 au 20 Mars et sur MEDICA à Düsseldorf du 18 au 21 Novembre.



SITE INTERNET

ENTREPRISE

Une présentation complète de NAUSICAA Médical qui vous permet d'avoir une vision globale de la société.

PRODUITS

Des informations complètes sur tous nos produits que viennent compléter des vidéos et un téléchargement rapide de nos documentations commerciales, certificats CE, fiches produits et manuels d'utilisation.

VIDÉOS

Des vidéos sur l'utilisation de nos produits sont disponibles directement sur notre site internet.

ACTUALITÉS

Toutes les informations sur les expositions auxquelles nous participons tout au long de l'année.

CATALOGUE

Notre catalogue produit est facilement téléchargeable depuis notre site et consultable directement en flashant le QR code ci-dessous :



TÉLÉCHARGER
le PDF



YouTube

NAUSICAA Médical a complètement mis à jour sa chaîne YouTube en partenariat avec ERGOTEAM FRANCE avec de nouvelles vidéos sur toutes nos gammes de relevés-mobiles (verticalisateurs) et lève-personnes mobiles.

ERGOTEAM FRANCE a été créé en 2005 par Lionel MARKO afin de répondre à un besoin précis de formations hautement qualifiées et individuelles dans les domaines de l'ergonomie et de l'ergomotricité pour une meilleure prévention de la Santé au travail.

Avec près de 5 000 vues chaque mois et plus de 200 000 vues depuis sa création, la chaîne YouTube de NAUSICAA Médical permet à nos clients et aux utilisateurs d'avoir un accès rapide à toutes nos vidéos.



Pour voir les vidéos
SCANNEZ MOI



SERVICE COMMERCIAL

Nous assurons une présence de qualité grâce à notre force de vente composée de 6 délégués régionaux couvrant l'ensemble de la France métropolitaine. Notre administration des ventes vous accompagne en assurant un suivi quotidien, proactif et de qualité.

Administration des ventes :

- du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00

Départements de 01-50 :

Véronique Reculard

Fixe : 04 66 51 19 40

Email : veronique@nausicaa-medical.com

Départements de 51-95 :

Sarah Fournioux

Fixe : 04 66 51 19 41

Email : sarah@nausicaa-medical.com

Directeur développement et référent collectivités

Hervé Delarse

Portable : 07 70 32 80 34

Email : herve@nausicaa-medical.com

Gestion des DM en collectivités

Expert détaché Formadia

Gilles Clarens

Portable : 06 64 83 19 33

Email : gilles@nausicaa-medical.com

Référent graphique et impression

Clément Delprat

Fixe : 04 66 71 71 82


Email : marketing@nausicaa-medical.com

CONTACT

Siège Social
Adresse : ZA Pôle Actif
12 Allée du Piot
30 660 Gallargues-le-Montueux
Téléphone : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47
Email : contact@nausicaa-medical.com

Emmanuel Chauzat

Directeur Commercial
Portable : 06 20 17 53 92
Fixe : 04 66 71 71 87
Email : emmanuel@nausicaa-medical.com



Christelle Maurois

Déléguée Régionale
Portable : 06 67 02 68 36
Email : christelle@nausicaa-medical.com

Didier Schmetz

Délégué Régional
Portable : 06 67 02 18 66
Email : didier@nausicaa-medical.com

Jean-Christophe Durand

Délégué Régional
Portable : 06 17 80 70 67
Email : jean-christophe@nausicaa-medical.com

Olivier Lénart

Délégué Régional
Portable : 06 25 57 43 39
Email : olivier@nausicaa-medical.com

Stéphane Sansoni

Délégué Régional
Portable : 06 20 17 53 65
Email : stephane@nausicaa-medical.com

Thomas Deloye

Délégué Régional
Portable : 07 62 33 71 48
Email : thomas@nausicaa-medical.com

SERVICES DE LOCATION

	NausiWeek NW	NausiLoc NL	NausiRent NR	Nausirent Confort NRC
Matériel concerné	NW	NL	NR1, NR2, NR3 et NR4	
Engagement	NON	NON	5 ans	600 unités NRC
Tarif	en vigueur au moment de la signature du contrat (5 ans maximum)			
Remise sur tarif avec NausiFlash	OUI (-8%)			
Consommation reportée	NON	NON	NON	OUI
Suspension de loyer ou de cotisation	NON			
Fin d'engagement anticipé			rachat du matériel loué nouvel engagement NR	NON
Décote cumulable	0,5% par semaine	2,5% par mois	1,5% par mois	0,3% par semaine
Nombre de matériel en même temps	1	1	1	illimité
Durée minimum de conservation d'un matériel	1 semaine	1 mois	1 jour	1 semaine
Reconduction en fin d'engagement	automatique	automatique	au mois	Proposition de réengagement ou basculement en NW
Port aller	à la charge du LOUEUR			
Port retour	à la charge du LOCATAIRE			
Frais de remise en état	à la charge du LOCATAIRE, minorés proportionnellement à la période de conservation du matériel			
Décote sur frais de remise en état	0,5% par semaine	2,5% par mois	1,5% par mois	0,3% par semaine

NausiWeek est une location à la semaine (toute semaine entamée est due), sans engagement, facturée sur une période d'un mois calendaire (la semaine à cheval sur 2 périodes est facturée uniquement sur la première période).



NausiLoc est une location au mois (tout mois entamé est dû), sans engagement, facturée sur une période d'un mois calendaire (le mois à cheval sur 2 périodes est facturé uniquement sur la première période).



NausiRent

NausiRent est un abonnement à mensualités fixes (NR1 ou NR2 ou NR3 ou NR4) avec un engagement sur 5 ans (60 mois).

NR permet de changer de matériel dans la liste disponible (NR1 ou NR2 ou NR3 ou NR4) ou dans un autre NR en clôturant l'engagement pour en engager un autre (attention c'est un nouvel engagement de 5 ans). Les frais de retour et remise en état sont à la charge du locataire, les frais aller du nouveau matériel sont à la charge du loueur. Le locataire peut aussi clôturer par anticipation en rachetant le matériel.

NR1 NAUSIRENT 18,00 € T.T.C. par mois	NR2 NAUSIRENT 40,00 € T.T.C. par mois
NR3 NAUSIRENT 55,00 € T.T.C. par mois	NR4 NAUSIRENT 80,00 € T.T.C. par mois

Mois	Engagement Restant	Consommation en unité NRC	(-) débit/crédit en unité NRC	Reporter uniquement le débit (-)	Reporter uniquement le crédit	Facture au tarif de l'unité NRC
		600				
1	590	8	2		2	50,00 €
2	580	10	2		2	50,00 €
3	562	20	- 8	-8		90,00 €
4	522	40	- 30	-30		200,00 €
5	512	10	0			50,00 €
6	502	5	5		5	50,00 €
7	492	5	10		10	50,00 €
8	402	100	- 80	- 80		450,00 €



NausiRent Confort

Le contrat NausiRent Confort est un engagement sur 600 unités de location (NRC) qui permet de prendre en location à la semaine, un ou plusieurs produits simultanément dans les différentes catégories NR1, NR2, NR3, NR4, etc.

Chaque produit est engagé sur une période de 7 jours non fractionnable reconduite automatiquement par période de 7 jours (toute période entamée est due). Le coût de ces locations hebdomadaires est de 1 unité NRC pour 1 produit en NR1, 2 unités NRC pour un produit en NR2, 3 unités NRC pour un produit en NR3 et ainsi de suite.

Le coût mensuel est au minimum de 10 unités NRC :

- si la consommation est inférieure, la différence payée mais non utilisée est reportable
- si la consommation est supérieure à 10 unités, le coût est au réel (une fois les unités reportables déduites)

L'engagement de 600 unités est réduit automatiquement de l'intégralité des unités payées.

Lorsque l'engagement de 600 unités est terminé, il est reconduit sur proposition, dans le cas contraire les locations en cours basculent en tarif NausiWeek (NW).

NAUSIFLASH

APPLICATION POUR SMARTPHONE

NAUSIFLASH est une application mobile créée par NAUSICAA Médical pour vous simplifier le quotidien que vous soyez prestataire ou utilisateur.

D'un simple geste, l'application reconnaît un appareil et vous donne accès directement à toute l'information utile à son utilisation et plus encore...


- Un accès au catalogue complet
- Des vidéos courtes sur l'utilisation de nos produits
- Toute la documentation liée aux produits - certificats CE, manuels d'utilisation, fiches techniques et dimensionnelles.
- Une vue éclatée de nos appareils pour vous faciliter la commande de pièces détachées
- Des tutoriels sur la maintenance
- Vous pourrez également commander ou louer un appareil
- Maîtriser vos dépenses et respecter vos budgets
- Visualiser l'état de votre parc de matériels
- Suivre vos demandes d'interventions
- Suivre l'état de la maintenance préventive de votre parc NAUSICAA Médical
- Uniquement sur les appareils équipés de code-barres (sérialisés) ou QR Codes (non-sérialisés)



DISPONIBLE SUR
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google play



SERVICE APRÈS-VENTE

NOS ATOUTS

Équipe expérimentée et performante
Réorganisation du traitement de la demande client
Assistance téléphonique
Parfaite connaissance des produits
Contrôle annuel gratuit
Salle de nettoyage et de désinfection
Certificat d'intervention

HORAIRES

- du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00
- le Vendredi de 08h00 à 12h00

RESPONSABLE TECHNIQUE

Joseph Romano

Fixe : 04 66 71 71 80

Fax : 04 66 71 71 81

Email : sav@nausicaa-medical.com

PIÈCES DÉTACHÉES

Notre Service Après-Vente dispose, tout au long de l'année, d'un approvisionnement régulier et d'un stock constant de pièces détachées pour l'ensemble de nos produits actuels et anciens.

Le tarif des pièces détachées sur tous nos produits est disponible sur demande.


Téléphone : 04 66 71 71 80

Fax : 04 66 71 71 81

Email : pieces-detachees@nausicaa-medical.com



FORMATION GRATUITE DE VOS TECHNICIENS



FORMATION

NAUSICAA Médical organise régulièrement des sessions de formation gratuites à la demande dans ses locaux.

Des formations régionales dans toute la France peuvent également être mises en place dès lors qu'un minimum de 10 personnes est atteint (sous conditions).

Nous souhaitons ainsi permettre à vos techniciens de pouvoir intervenir directement sur nos appareils pour vous éviter, d'une part, l'immobilisation de votre matériel, et d'autre part, des frais coûteux liés à l'expédition des produits.

N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir profiter de l'une de ces sessions de formation.

AIDE AU CHOIX TRANSFERTS

TRANSFERT ACTIF

Le patient a juste besoin d'être accompagné.

- CEINTURE DE RELEVAGE (page 19)
- CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE (page 19)
- ACTIV'UP (page 20)
- BLUE WAYUP ECP (page 28)
- WAYUP ECP (page 34)
- WAYUP 200-300 (pages 44-45)



TRANSFERT SEMI-ACTIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat et a un bon maintien du buste.

- ACTIV'UP (page 20)
- GAMME BLUE WAYUP (page 25)
- GAMME WAYUP (page 31)
- WAYUP 200-300 (pages 44-45)



TRANSFERT SEMI-PASSIF

Le patient peut poser les deux pieds à plat mais n'a pas un bon maintien de buste.

- GAMME EASYLEV (page 37)
- EASYLEV 200-300 (pages 46-47)



TRANSFERT PASSIF

Le patient ne peut pas poser les deux pieds à plat.

- GAMME BLUE FLYER (page 55)
- GAMME NAUSI-FLY (page 59)
- GAMME FLYER (page 65)



RELEVEURS-MOBILES (verticalisateurs) COMPARATIF

	Page	Utilisation	Capacité (en kg)	Roulage	Garde au sol	Encombrement	Dépendance patient	Autonomie		Simplicité d'utilisation	Confort patient	Budget	Moyenne
								Plomb	Lithium				
ACTIV'UP	20		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★		★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	3,8
BLUE WAYUP	26		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	4,0
BLUE WAYUP RABAISSÉ	27		150	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	4,3
BLUE WAYUP ECP	28		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	3,9
BLUE WAYUP PLUS	29		150	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	4,0
WAYUP 4	32		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	4,3
WAYUP 4 RABAISSÉ	33		150	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	4,4
WAYUP 4 ECP	34		150	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	4,2
WAYUP 4 PLUS	35		150	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,8
EASYLEV 2	38		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,5
EASYLEV 2 RABAISSÉ	39		150	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,6
EASYLEV 2 ECP	40		150	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,3
EASYLEV 2 PLUS	41		150	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	3,9
WAYUP 200	44		200	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	3,9
WAYUP 300	45		300	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,3
EASYLEV 200	46		200	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,3
EASYLEV 300	47		300	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	3,5

 Utilisation conseillée en collectivité

 Utilisation conseillée au domicile

TRANSFERTS MANUELS

Il s'agit d'effectuer un transfert sans système motorisé, cela doit être une aide sécurisée et confortable pour le patient et le soignant.

Le transfert manuel doit être privilégié face au transfert motorisé chaque fois que l'état du patient le permet.

Le transfert manuel aide à lutter contre la grabatation et fait de gestes simples du quotidien, un formidable moyen de rééducation et d'échange social entre le patient et les équipes soignantes.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE DE RELEVAGE

La Ceinture de Relevage s'utilise pour lever une personne assise et préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.

· Tour de taille (en cm) :

M 60 / 20
L 90 / 25



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE

En tant qu'aide à la marche, cette ceinture s'utilise sur le patient comme un accompagnement.

Pour le relevage, elle s'utilise autour de la taille du patient pour servir de point de préhension au soignant ou l'inverse ou les deux.

· Tour de taille (en cm) :

S 75 / 90
M 85 / 105
L 105 / 120
XL 120 / 135



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CREL-PF-M ou L	60,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CADM2-PF-S ou M ou L ou XL	70,00 €

ACTIV'UP



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

L'Activ'up s'utilise en rééducation ou en stimulation du patient durant un transfert.

Il est à la fois :

- un guidon de relevage à prise multiple
- un guidon de transfert assis ou debout avec la stabilité d'un releveur mobile
- un guidon d'aide à la déambulation



OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

RÉFÉRENCE	Prix	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine	
ACTIVUP-PF	680,00€	8,00€	30,00€	2 40€	2 10€	

L'ACTIV'UP est à la fois :





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE ACTIV'UP

Elle permet d'accompagner le patient pendant le processus de levage et peut servir de dossier pour les positions assises.



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ACT-SGL-PF	50,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉHAUSSE ACTIV'UP

La réhausse augmente la hauteur du mât de 14 cm



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ACT-RAL	35,00 €

PRÉSENTATION RELEVEURS-MOBILES (verticalisateurs)

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de releveurs-mobiles (verticalisateurs) pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Les releveurs-mobiles (verticalisateurs) sont utiles et efficaces quand un patient a un certain degré de dépendance et a besoin d'un soignant pour effectuer les soins de base.

Ils permettent au patient d'être relevé depuis un lit, un fauteuil de repos, des toilettes ou un fauteuil roulant afin d'être transféré tout en étant actif.

Encourageant la participation active du patient, ces appareils sont les plus adaptés pour les personnes ayant des difficultés à se tenir debout.

Dans un environnement de soins, ils permettent d'acquérir des bienfaits physiques et psychologiques tout en préservant sa mobilité et sa dignité.

Sélectionner le bon dispositif et l'utiliser correctement est essentiel car il a été démontré que l'utilisation d'un équipement adapté réduit considérablement le risque de blessures pour le patient et pour le soignant.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)

RELEVEURS-MOBILES

SOMMAIRE

25 GAMME BLUE WAYUP

- 26. BLUE WAYUP
- 27. BLUE WAYUP RABAISSÉ
- 28. BLUE WAYUP ECP
- 29. BLUE WAYUP PLUS

31 GAMME WAYUP

- 32. WAYUP 4
- 33. WAYUP 4 RABAISSÉ
- 34. WAYUP 4 ECP
- 35. WAYUP 4 PLUS

37 GAMME EASYLEV

- 38. EASYLEV 2
- 39. EASYLEV 2 RABAISSÉ
- 40. EASYLEV 2 ECP
- 41. EASYLEV 2 PLUS

43 GAMME XL

- 44. WAYUP 200
- 45. WAYUP 300
- 46. EASYLEV 200
- 47. EASYLEV 300

48 SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES



BLUE WAYUP

26



WAYUP 4 RABAISSÉ

33



EASYLEV 2 ECP

40



WAYUP 300

45

BATTERIE LITHIUM



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Les batteries standards au plomb ou au gel sont contraignantes à utiliser car pour prolonger leur durée de vie, il faut réaliser une charge complète sans interruption.

Les batteries au lithium supportent très bien les charges partielles, ce qui correspond plus à la réalité de l'utilisation.

Vous pouvez les recharger dès que l'appareil n'est plus utilisé, même pour quelques minutes.

Plus performantes à tous les niveaux et aussi plus légères à la manipulation, les batteries au lithium sont parfaitement adaptées aux conditions d'utilisation intensives en collectivités.

Les tests d'endurance ont été réalisés avec la charge maximale de chaque appareil.



**BATTERIE 5A
(CBPB-PF)**



**BATTERIE LITHIUM
(CBLI-PF)**

Autonomie sur vérin de lève-personne à charge maximale (160 ou 180 kg)

40 cycles

84 cycles

Autonomie sur vérin de lève-personne à 80 kg

70 cycles

146 cycles

Avec batterie chargée supérieure à 50%

Vitesse constructeur

+ 10%

Avec batterie chargée inférieure à 50%

-20%

Vitesse constructeur

Chute de tension en utilisation

2,2 Volts

1 Volt

Temps de recharge à 85%

2h30

1h10

Temps de recharge à 100%

15h

15h

Durée de vie (nombre de charges complètes)

Jusqu'à 300

Min 2000

Durée de vie (nombre de mini et micro charges)

Jusqu'à 240

Jusqu'à plus de 8000

Poids du bloc batterie

4 kg

1,8 kg

Garantie

Aucune

2 ans



La batterie lithium est la garantie d'un appareil toujours disponible et prêt à fonctionner.



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

CBLI-PF

295,00 €

CBPB-PF

100,00 €

BLUE WAYUP

PRÉSENTATION DE GAMME

La GAMME BLUE WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Elle utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière de la Sangle Dorsale (page 51) donne une position assise.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talon, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

GARANTIE 5 ANS



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme
BLUE WAYUP sur notre chaîne Youtube



FLASHER
pour voir



BLUE WAYUP
page 26



BLUE WAYUP RABAISSÉ
page 27



BLUE WAYUP ECP
page 28



BLUE WAYUP PLUS
page 29

BLUE WAYUP

compact



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €


RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUPBLUE-CBPB avec batterie plomb	920,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYUPBLUE-CBLI avec batterie lithium	1 115,00€	13,00€	50,00€	2 40€	2 10€



-  150 kg
-  845/1210 mm
-  350/570 mm
-  8 000 N
-  GARANTIE 5 ANS



Bloc et télécommande simple fonction



Cale-talon fixe Plate-forme fixe



Châssis fixe sans écartement des pieds



4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm
2 roues freinées 100 mm



- 150 kg
- 830/1195 mm
- 350/570 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BLUE WAYUP RABAISSÉ

compact et garde au sol réduite

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC. Sa très faible garde au sol lui permet de passer sous des fauteuils très bas, comme par exemple les fauteuils électriques 6 roues.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



Appui-Tibias
Confort

Bloc et télécommande simple fonction

Cale-talon fixe Plate-forme fixe

Châssis fixe rabaisé sans écartement des pieds

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 65 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYBLKR-CBPB avec batterie plomb	980,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYBLKR-CBLI avec batterie lithium	1 175,00€	13,00€	50,00€	2 40€	2 10€

RELEVEURS-MOBILES

BLUE WAYUP ECP

écartement manuel et aide
à la déambulation



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement mécanique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée.



- 150 kg
- 870/1255 mm
- 560/920 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme
Rabaisée



VT-EP-PLR : 120,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYBLUECP-CBPB avec batterie plomb	985,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYBLUECP-CBLI avec batterie lithium	1180,00€	13,00€	50,00€	2 40€	2 10€



- 150 kg
- 855/1240 mm
- 560/820 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



BLUE WAYUP PLUS

écartement électrique et aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils. Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large

KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

Plate-forme Rabaisée

VT-EP-PLR : 120,00 €



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon fixe et plate-forme amovible

Châssis avec écartement des pieds électrique

2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYBLUPLUS-CBLI avec batterie lithium	1 555,00€	17,00€	65,00€	3 55€	3 15€

RELEVEURS-MOBILES

BLOC DE COMMANDE PREMIUM

Depuis 2 ans, tous nos modèles de releveurs-mobiles et de lève-personnes mobiles standard et premium sont équipés d'une nouvelle motorisation complète qui offre les fonctionnalités suivantes à l'utilisateur :

1. Affichage des informations :

- Pour afficher les informations enregistrées dans le boîtier de contrôle, appuyer sur les boutons Montée et Descente du boîtier pendant 5 secondes.



2. Facteur de marche :

- Comptabilise pour le vérin (Montée/Descente) le non-respect du temps de repos du vérin.



3. Surcharge du vérin #1 :

- Comptabilise le nombre de fois où une tentative de transfert de personne pesant au-delà de la limite maximale atteinte est effectuée. Quand ce sera la cas, le vérin va s'arrêter et une enclume s'affichera. Il sera alors impossible de poursuivre le fonctionnement de l'appareil.



4. Surcharge du vérin #2 :

- Comptabilise le nombre de fois où une tentative d'écartement ou de fermeture des pieds est effectuée alors que ces derniers sont coincés. Quand ce sera la cas, le vérin va s'arrêter et une enclume s'affichera. Il sera alors impossible de poursuivre le fonctionnement de l'appareil.



5. Charge incomplète :

- Comptabilise toutes les charges incomplètes de la batterie inférieures à 24,6V. Ce chiffre correspond au nombre de charges détériorant la batterie.



6. Temps d'utilisation :

- Affiche le cumul du temps d'utilisation de l'appareil. À partir de 600 000 secondes d'utilisation, la clé de maintenance s'affiche - il est alors indispensable de réaliser un contrôle complet de l'appareil.



Programmation du départ et de l'arrêt progressif du vérin :

- Enclencher le bouton d'arrêt d'urgence du bloc de commande.
- Appuyer sur le bouton montée de la télécommande et relâcher le bouton d'arrêt d'urgence, la LED verte clignote :
 - 3 fois, départ et arrêt progressif activé
 - 2 fois, départ et arrêt progressif désactivé
- Relâcher le bouton de la télécommande après l'arrêt de la LED verte.



WAYUP

PRÉSENTATION DE GAMME

La GAMME WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Elle utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière de la Sangle Dorsale (page 51) donne une position assise.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talon, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme WAYUP sur notre chaîne Youtube



WAYUP 4
page 32



WAYUP 4 RABAISSÉ
page 33



WAYUP ECP
page 34



WAYUP PLUS
page 35

WAYUP 4

compact



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP4-CBPB avec batterie plomb	1 195,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYUP4-CBLI avec batterie lithium	1 390,00€	15,00€	60,00€	3 55€	3 15€



- 150 kg
- 840/1260 mm
- 340/560 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur plate-forme fixe



Châssis fixe sans écartement des pieds



4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm
2 roues freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

- 150 kg
- 825/1245 mm
- 340/560 mm
- 8 000 N
- 5 ANS GARANTIE



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 4 RABAISSÉ

compact et garde au sol réduite

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC. Sa très faible garde au sol lui permettent de passer sous des fauteuils très bas, comme par exemple les fauteuils électriques 6 roues.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap

WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large

KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon 3 positions sur plate-forme fixe

Châssis fixe rabaisé sans écartement des pieds

4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 65 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUPKR-CBPB avec batterie plomb	1 255,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYUPKR-CBLI avec batterie lithium	1 450,00€	15,00€	60,00€	3 55€	3 15€

RELEVEURS-MOBILES

WAYUP 4 ECP

écartement manuel et aide à la déambulation



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement mécanique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée.



- 150 kg
- 890/1310mm
- 540/750 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme Rabaisée



VT-EP-PLR : 120,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP4ECP-CBPPB avec batterie plomb	1 740,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
WAYUP4ECP-CBLI avec batterie lithium	1 935,00€	20,00€	80,00€	/	/



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur plate-forme amovible



Châssis avec écartement des pieds mécanique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

- 150 kg
- 875/1295 mm
- 540/750 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 4 PLUS

écartement électrique et aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils. Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée.

OPTIONS & TARIFS


(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap Kit Large



WP-AG-PF : 35,00 € KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

Plate-forme Rabaisée



VT-EP-PLR : 120,00 €



Appui-Tibias Confort



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur plate-forme amovible



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUPLUS-CBLI avec batterie lithium	2 180,00€	21,00€	85,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES

COMPATIBILITÉ BATTERIES/TÉLÉCOMMANDES

TYPE DE BOÎTIER DE CONTRÔLE	F4-BCAM	VS-BCAM-SMP	VS-BCAM	VSTLCM-SD Tel. Duobox 2 Fcts	VSTLCM-ECP-SD Tel. Duobox 4 Fcts	VS-TLCM Tel. Veobox 2 Fcts	VS-TLCM-ECP Tel. Veobox 4 Fcts	VS-TLCM3 Tel. Veobox3 - 2 Fcts	VS-TLCM3-ECP Tel. Veobox3 - 4 Fcts
F4BCC (DUOBOX - 2FCTS)	COMPATIBLE			COMPATIBLE	COMPATIBLE				
ELC4BTR (DUOBOX - 4FCTS)	COMPATIBLE				COMPATIBLE				
VSBCC (VEOBOX1 - 2FCTS)		COMPATIBLE	COMPATIBLE			COMPATIBLE	COMPATIBLE		
VSBCC-ECP (VEOBOX1 - 4FCTS)		COMPATIBLE	COMPATIBLE				COMPATIBLE		
VS-BCC3 (VEOBOX3 - 2FCTS)		COMPATIBLE	COMPATIBLE			COMPATIBLE	COMPATIBLE	COMPATIBLE	COMPATIBLE
VS-BCC3-ECP (VEOBOX3 - 4FCTS)		COMPATIBLE	COMPATIBLE				COMPATIBLE		COMPATIBLE
2 BATTERIES PLOMB 12v (F3-BT2IN)	COMPATIBLE	ORIGINE	COMPATIBLE Origine : avant le 01/01/2018						
BLOC LITHIUM (BAT-LI)		COMPATIBLE	Origine : à partir du 01/01/2018						



CONSEILLÉ POUR STOCK DE DÉPANNAGE

EASYLEV

PRÉSENTATION DE GAMME

La gamme EASYLEV répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile. Elle utilise le mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste du patient.

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste du patient. Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction permet de passer de la position assise à la position debout en respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talon, ou la position déclive du repose-pieds 3 fonctions pour les tonicités partielles, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

GARANTIE **5** ANS

CE

Made in France



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme EASYLEV sur notre chaîne Youtube



FLASHER
pour voir



EASYLEV 2
page 38



EASYLEV 2 RABAISSÉ
page 39



EASYLEV 2 ECP
page 40



EASYLEV 2 PLUS
page 41

EASYLEV 2

compact



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



- 150 kg
- 670/1600 mm
- 340/560 mm
- 3 000 N
- GARANTIE 5 ANS



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur plate-forme fixe



Châssis fixe sans écartement des pieds



4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 80 mm
2 roues freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	United NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEV2-CBPPB avec batterie plomb	1700,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
EASYLEV2-CBLI avec batterie lithium	1895,00€	19,00€	75,00€	3 55€	3 15€

- 150 kg
- 655/1585 mm
- 340/560 mm
- 3 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 2 RABAISSÉ

compact et garde au sol réduite

Son piètement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC. Sa très faible garde au sol lui permet de passer sous des fauteuils très bas comme par exemple les fauteuils électriques 6 roues.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



Appui-Tibias
Confort



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur plate-forme fixe



Châssis fixe rabaisé sans écartement des pieds



4 roues doubles 50 mm
Garde au sol : 65 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEVKR-CBPB avec batterie plomb	1 710,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
EASYLEVKR-CBLI avec batterie lithium	1 905,00€	20,00€	80,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES

EASYLEV 2 ECP

écartement mécanique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement mécanique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme fixe, mais démontable, lui permet d'utiliser une plate-forme rabaisée.

L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.

OPTIONS & TARIFS


(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme
Rabaissée



ESL-EP-PLR : 120,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEVECP-CBPP avec batterie plomb	2 070,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
EASYLEVECP-CBLI avec batterie lithium	2 265,00€	22,00€	90,00€	/	/



150 kg



675/1620 mm



540/940 mm



3 000 N



GARANTIE
5
ANS



2 fonctions et affichage de
niveau de batterie sur télécom-
mande aimantée et boîtier



Cale-talon 3 positions sur
plate-forme démontable



Châssis avec écartement
des pieds mécanique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées
100 mm



Appui-Tibias
Confort

- 150 kg
- 675/1620 mm
- 540/940 mm
- 3 000 N
- 5 ANS GARANTIE



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 2 PLUS

écartement électrique

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.
Sa plate-forme fixe, mais démontable, lui permet d'utiliser une plate-forme rabaisée.
L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap Kit Large

WP-AG-PF : 35,00 € KIT-LARGE-ECP : 150,00 €

Plate-forme Rabaisée

ESL-EP-PLR : 120,00 €



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon 3 positions sur plate-forme démontable

Châssis avec écartement des pieds électrique

2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEVPLUS-CBLI avec batterie lithium	2 515,00€	26,00€	105,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES

PLATE-FORME RABAISSÉE & KIT LARGE

KIT LARGE POUR TOUT WAYUP ET EASYLEV

Composé d'un cale-talon large (incompatible avec la plate-forme rabaissée) et d'un appui-tibias large.



Facilite la position jambes écartées plus pratique pour un change ou une toilette.

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
KIT-LARGE-ECP	150,00 €



PLATE-FORME RABAISSÉE UNIQUEMENT POUR WAYUP OU EASYLEV À ÉCARTEMENT (sauf modèle 300)

Permet de baisser le niveau de 8 cm par rapport à une plate-forme classique.



Permet de positionner la plate-forme sous le repose-pieds du fauteuil.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
VT-EP-PLR	120,00 €
ESL-EP-PLR	120,00 €



GAMME XL

PRÉSENTATION DE GAMME

Le WAYUP 200 et l'EASYLEV 200 sont équipés de série du kit large et de l'écartement électrique des pieds.

Ils reprennent les caractéristiques du WAYUP et de l'EASYLEV avec une capacité portée à 200 kg et une motorisation 10 000 Newtons pour un usage intensif. Le WAYUP 300 et l'EASYLEV 300 sont équipés du kit large et de l'écartement électrique des pieds.

Ils sont dotés de châssis renforcés combinés à une motorisation 10 000 Newtons, portant ainsi la capacité à 300 kg pour des patients bariatriques.

wayup XL

GARANTIE

5
ANS

CE

Made
in
France



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme
XL sur notre chaîne Youtube



WAYUP 200
page 44



WAYUP 300
page 45



EASYLEV 200
page 46



EASYLEV 300
page 47

WAYUP 200

écartement électrique et aide à la déambulation



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plate-forme rabaisée (incompatible avec son cale-talon large).

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme Rabaisée



VT-EP-PLR : 120,00 €

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP200-CBLI avec batterie lithium	2 795,00€	24,00€	100,00€	4 80€	4 20€



- 200 kg
- 890/1310 mm
- 540/750 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme amovible



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

- 300 kg
- 850/1350 mm
- 690/1040 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

WAYUP 300

écartement électrique et
aide à la déambulation

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.
Sa plate-forme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation.
Il n'est pas compatible avec la plate-forme rabaisée.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Kit Large



KIT-LARGE-ECP : 150,00 €



Appui-Tibias
Confort



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon large amovible
3 positions sur plate-forme amovible



Châssis avec écartement des pieds électrique



4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
4 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
WAYUP300-CBLI avec batterie lithium	3 195,00€	36,00€	150,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES

EASYLEV 200

écartement électrique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Sa plate-forme fixe mais démontable lui permet d'utiliser une plate-forme rabaisée (incompatible avec son cale-talon large).

L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

Calf-Strap



WP-AG-PF : 35,00 €

Plate-forme Rabaisée



ESL-EP-PLR : 120,00 €



200 kg

675/1620 mm

540/940 mm

10 000 N

Garantie 5 ANS



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme démontable



Châssis avec écartement des pieds électrique



2 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm



Appui-Tibias Confort

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEV200-CBLI avec batterie lithium	3 595,00€	36,00€	150,00€	4 80€	4 20€

- 300 kg
- 730/1650 mm
- 690/1040 mm
- 10 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

EASYLEV 300

écartement électrique

Son piètement à large écartement électrique des pieds le rend compatible avec tous types de fauteuils.
Sa plate-forme fixe n'est pas compatible avec la plate-forme rabaisée.
L'aide à la déambulation est incompatible avec le système EASYLEV.

OPTION & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)



WP-AG-PF : 35,00 €



Appui-Tibias Confort

4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier

Cale-talon large amovible 3 positions sur plate-forme démontable

Châssis avec écartement des pieds électrique

4 roues doubles 100 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues doubles freinées 100 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
EASYLEV300-CBLI avec batterie lithium	3 995,00€	48,00€	200,00€	/	/

RELEVEURS-MOBILES

GAMME SANGLES DE RELEVEURS-MOBILES

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de sangles de releveurs-mobiles conformes à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Nos sangles sont développées et améliorées en collaboration avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant).

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSU

Les sangles sont en jersey de polyester, un tissu très facile à manipuler, qui procure un maintien optimisé et confortable.

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

LÉGISLATION REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.



Pour chacun de nos releveurs-mobiles, nous proposons une sangle adaptée garantissant la sécurité du patient. Une évaluation du patient doit être effectuée afin d'utiliser le système (appareil + sangle) le plus sûr et le plus confortable pour le patient et le soignant.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)

NAUSICAA
M



Avant d'utiliser un releveur-mobile, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.


GUIDE D'UTILISATION

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (sangle sous-axillaire) ou de taille (sangle dorsale et sangle d'aide à la déambulation) avec les cotes présentes sur les documentations.

TAILLES	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
TOUR DE POITRINE	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	70/90	90/115	115/140	140/165	154/186	172/206	196/232



	BLUE WAYUP (pages 26-27)	BLUE WAYUP ECP (pages 28-29)	WAYUP (pages 32-33)	WAYUP ECP (pages 34-35)	EASYLEV (pages 38-39)	EASYLEV ECP (pages 40-41)	WAYUP 200-300 (pages 44-45)	EASYLEV 200-300 (pages 46-47)
SANGLE ÉCO (page 50)	★	★	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 50)	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
SANGLE DORSALE (page 51)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★★★	★★
SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION (page 51)		★★★★		★★★★			★★★★	



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE ÉCO

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Cette sangle est en taille unique.



Jersey



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SXPECO-PF-TU	85,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE SOUS-AXILLAIRE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Cette sangle est disponible en 7 tailles du S au 4XL.



Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SAPVR-PF-S ou M ou L ou XL	140,00 €
SAPVR-PF-2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE DORSALE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.



Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP2-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €
SWYP2-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Ses jambières lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.



Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYDE2-PF- S ou M ou L ou XL	165,00 €
SWYDE2-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	400,00 €

PRÉSENTATION LÈVE-PERSONNES

NAUSICAA Médical propose une gamme complète de lève-personnes mobiles pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007.

Les lève-personnes mobiles sont pratiques et efficaces quand un patient est dépendant et a donc besoin d'un soignant pour effectuer les soins de base.

Ils permettent d'être transférés d'un lit, d'une chaise, des toilettes, d'un fauteuil roulant ou à partir du sol, d'une manière simple et efficace.

Ils permettent au patient dans des lieux de soins d'acquiescer des bienfaits physiques et psychologiques tout en préservant sa mobilité, son indépendance et sa dignité.

Ils offrent au soignant la solution la plus appropriée pour les actions élémentaires de manipulation des patients : le levage et le repositionnement.

Sélectionner le bon dispositif et l'utiliser correctement est essentiel car il a été démontré que l'utilisation d'un équipement adapté réduit considérablement le risque de blessures pour le patient et pour le soignant.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH

(voir page 14)

LÈVE-PERSONNES

SOMMAIRE

55 GAMME BLUE FLYER

- 56. BLUE FLYER
- 57. BLUE FLYER COMPACT

59 GAMME NAUSI-FLY

- 60. NAUSI-FLY COMPACT
- 61. NAUSI-FLY 180
- 62. NAUSI-FLY PLUS

63 SYSTÈMES DE PESÉE

- 64. ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA
- 64. SYSTÈME DE PESÉE PESON RS

65 GAMME FLYER

- 66. FLYER
- 67. FLYER COMPACT
- 68. FLYER PLUS
- 69. FLYER 300

70 SANGLES DE LÈVE-PERSONNES



BLUE FLYER COMPACT

57



NAUSI-FLY 180

61



FLYER PLUS

68



FLYER 300

69

COMPARATIF LÈVE-PERSONNES MOBILES

	Page	Utilisation	Capacité (en kg)	Roulage	Garde au sol	Encombrement	Hauteur utile (sous assise)	Autonomie		Simplicité d'utilisation	Confort patient	Budget	Moyenne
								Plomb	Lithium				
BLUE FLYER	56		150	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
BLUE FLYER COMPACT	57		160	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
NAUSI-FLY COMPACT	60		160	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	4,1
NAUSI-FLY 180	61		180	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	4,3
NAUSI-FLY PLUS	62		180	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,9
FLYER	66		180	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,4
FLYER COMPACT	67		190	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	4,4
FLYER PLUS	68		180	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	4,0
FLYER 300	69		300	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★		★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,5

 Utilisation conseillée en collectivité

 Utilisation conseillée au domicile

BLUE FLYER

PRÉSENTATION DE GAMME

LA GAMME BLUE FLYER EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique simple (non écarteur, 2 ou 4 points).

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Ils sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement mécanique des pieds et d'un châssis pliant.

NAUSICAA
Médical

Blue
FLYER



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme BLUE FLYER sur notre chaîne Youtube



BLUE FLYER
écartement mécanique
page 56



BLUE FLYER COMPACT
écartement mécanique
page 57

BLUE FLYER

écartement mécanique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)
+ PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	United NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYERECO-CBPB avec batterie plomb	710,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
FLYERECO-CBLI avec batterie lithium	905,00€	13,00€	50,00€	/	/




- 150 kg
- 620/1800 mm
- 700/1070 mm
- 6 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Bloc et télécommande simple fonction



Fléau parabolique simple 4 points (c.f. p.58)



Écartement mécanique des pieds



2 roues 75 mm
Garde au sol : 113 mm
2 roues freinées 75 mm



- 180 kg
- 620/1800 mm
- 700/1070 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BLUE FLYER COMPACT

écartement mécanique

Avec sa base compacte et ses dimensions réduites, il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés.

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



Bloc et télécommande simple fonction

Fléau parabolique simple 2 points (c.f. p.58)

Écartement mécanique des pieds

2 roues 75 mm
2 roues freinées 75 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYERECOCP-CBPB avec batterie plomb	710,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
FLYERECOCP-CBLI avec batterie lithium	905,00€	13,00€	50,00€	/	/

LÈVE-PERSONNES MOBILES

COMPARATIF FLÉAUX

	FLÉAU PLAT 2 POINTS <small>(Non utilisé par NAUSICAA Médical)</small>	FLÉAU PARABOLIQUE SIMPLE 2 ou 4 POINTS	FLÉAU PLAT ÉCARTEUR 4 POINTS <small>(Non utilisé par NAUSICAA Médical)</small>	FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS
				
AVANTAGES	<ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer 	<ul style="list-style-type: none"> - Pour les patients de petite taille - Effet enveloppant - Sangle rapide à installer - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête 	<ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Confort patient - Patients forts et/ou de grande taille - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête - Ramassage au sol
INCONVÉNIENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Protection de la tête - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Patients forts et/ou de grande taille - Confort patient - Ramassage au sol 	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnement du patient à 90° pour transfert au fauteuil - Protection de la tête 	
	★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★

NAUSI-FLY

PRÉSENTATION DE GAMME

LA GAMME NAUSI-FLY EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE ET EN COLLECTIVITÉ.

Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol. Ils sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds et d'un châssis pliant.

La qualité de roulage est maximale sur tout type de revêtement de sol.



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme NAUSI-FLY sur notre chaîne Youtube



NAUSI-FLY COMPACT
écartement mécanique
page 60



NAUSI-FLY 180
écartement mécanique
page 61



NAUSI-FLY PLUS
écartement électrique
page 62

NAUSI-FLY COMPACT

écartement mécanique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Avec sa base compacte et ses dimensions réduites, il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	United NRC
		NAUSIWECK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAFLY-CPT-CBPB avec batterie plomb	850,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
NAFLY-CPT-CBLI avec batterie lithium	1 045,00€	13,00€	50,00€	2 40€	2 10€



160 kg



580/1590 mm



610/840 mm



6 000 N



GARANTIE 5 ANS



- 180 kg
- 620/1800 mm
- 700/1070 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

NAUSI-FLY 180

écartement mécanique

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



Bloc et télécommande simple fonction



Fléau parabolique écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement mécanique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAFLY-180-CBPB avec batterie plomb	850,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
NAFLY-180-CBLI avec batterie lithium	1045,00€	13,00€	50,00€	2 / 40€	2 / 10€

LÈVE-PERSONNES MOBILES

NAUSI-FLY PLUS

écartement électrique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son écartement électrique des pieds

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAFLY-PLUS-CBLI avec batterie lithium	1 395,00€	15,00€	60,00€	3 55€	3 55€



180 kg



620/1800 mm



690/1000 mm



8 000 N



GARANTIE 5 ANS



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Fléau parabolique écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement électrique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm





300 kg

GARANTIE 1 AN



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA

Certifié CE, l'accessoire d'indication de poids NAUSICAA sert à suivre les évolutions du poids des patients jusqu'à 300 kg* dans un cadre indicatif.

*La capacité maximale du lève-personne sur lequel il sera monté prévaut sur celle du peson.

Pour un lève-personnes mobile NAUSICAA Médical, il est fourni avec un système d'accroche simple limitant la perte de hauteur utile.

Il peut être monté sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical uniquement avec l'autorisation du fabricant du lève-personnes en question à condition que le système d'accroches fourni soit compatible.

Cet instrument ne convient pas aux usages réglementés conformément au décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.



ATTENTION ! L'ajout d'un peson modifie les qualités de stabilité d'un lève-personnes mobile.

Avant de l'installer, il faut s'assurer auprès du fabricant du lève-personnes mobile de la compatibilité de son appareil avec ce système.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (- 15 cm).

RÉFÉRENCES	Prix T.T.C. (TVA 5,5%)	Location mensuel T.T.C.
PESEE-NA-PF	165,00 € +0,08 écotaxe*	6,00 €
NAKIT	20,00 €	



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (homologué en métrologie légale Classe III)

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des patients jusqu'à 300 kg à des fins thérapeutiques.

Ses dimensions compactes minimisent son influence sur le débattement de l'appareil.

Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet métrologique.

La capacité maximale du lève-personnes mobile sur lequel il sera monté prévaut sur celle du produit.

Il dispose d'une fonction compensateur de mouvement pour faire face aux mouvements involontaires du patient.

CALIBRAGE

Afin d'être calibré conformément à la législation en vigueur, il doit être indiqué lors de la commande la capacité maximale du lève-personnes sur lequel il va être installé, ainsi que la localisation géographique où il va être utilisé.



Pour intégrer une notion de poids dans le dossier patient, qui peut donc être utilisée à des fins thérapeutiques (dosage de médicament par exemple), il est obligatoire d'utiliser un système de pesée classe III.

L'ajout de cette option modifie les hauteurs minimale et maximale (- 15 cm).

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
ABILANX	1 600,00 € +0,08 écotaxe*



RAMASSAGE AU SOL



- LORS D'UN RAMASSAGE AU SOL, IL CONVIENT :**
- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une tête rigide ou d'une tête à attaches.
 - La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
 - Pour faciliter le passage des pieds du lève-personnes mobiles, ils doivent être écartés, un le long du corps et le second sous la plicature des deux genoux.



FLYER

PRÉSENTATION DE GAMME

LA GAMME FLYER EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE ET EN COLLECTIVITÉ


Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.

Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

Ils sont équipés de deux descentes d'urgence, une manuelle et une électrique.

Ils disposent d'un large écartement des pieds et d'un châssis pliant.

Ils sont à la fois très maniables et dotés d'une grande qualité de roulage sur tout type de revêtement tout en conservant une garde au sol suffisamment basse pour passer même sous les lits Alzheimer (sauf modèle FLYER 300).



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme FLYER sur notre chaîne Youtube



FLYER
écartement mécanique
page 66



FLYER COMPACT
écartement mécanique
page 67



FLYER PLUS
écartement électrique
page 68



FLYER 300
écartement électrique
page 69

FLYER

écartement mécanique
avec châssis rabaisé



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage malgré sa garde au sol basse
- son fléau confort
- son débattement très important

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)
+ PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYER-CBPPB avec batterie plomb	1 090,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
FLYER-CBLI avec batterie lithium	1 285,00€	15,00€	60,00€	3 55€	3 15€



- 180 kg
- 580/1820 mm
- 630/1050 mm
- 8 000 N
- GARANTIE 5 ANS



2 fonctions et affichage de
niveau de batterie sur télécom-
mande aimantée et boîtier



Fléau parabolique
écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement
mécanique des pieds



4 roues doubles 75 mm
2 roues freinées 100 mm
Garde au sol : 85 mm





-  190 kg
-  580/1610 mm
-  550/780 mm
-  8 000 N
-  GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

FLYER COMPACT

écartement mécanique avec châssis rabaisé

Avec sa base compacte et ses dimensions réduites, il a été spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Ses plus sont :

- sa qualité de roulage malgré une garde au sol basse
- son fléau confort
- son débattement très important

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



2 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Fléau parabolique écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement mécanique des pieds



4 roues doubles 75 mm
2 roues freinées 100 mm
Garde au sol : 85 mm

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSICAA	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYERCPT-CBPB avec batterie plomb	1 090,00€ + écotaxe en vigueur	/	/	/	/
FLYERCPT-CBLI avec batterie lithium	1 285,00€	15,00€	60,00€	3 55€	3 15€

LÈVE-PERSONNES MOBILES

FLYER PLUS

écartement électrique
avec châssis rabaissé



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Ses proportions lui permettent une grande facilité de mouvement.

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Ses plus sont :

- sa qualité de roulage malgré une garde au sol basse
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION
DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63)
+ PESEE-NA-KIT



SYSTÈME DE
PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYER-PLUS-CBLI avec batterie lithium 	1 495,00€	16,00€	65,00€	3 55€	3 15€



180 kg



580/1820 mm



630/1050 mm



8 000 N



GARANTIE
5
ANS



4 fonctions et affichage de
niveau de batterie sur télécom-
mande aimantée et boîtier



Fléau parabolique
écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement
électrique des pieds



4 roues doubles 75 mm
Garde au sol : 85 mm
2 roues freinées 100 mm



-  300 kg
-  550/1820 mm
-  700/1050 mm
-  10 000 N
-  GARANTIE 5 ANS




Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

FLYER 300

écartement électrique

Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients. Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 5,5% sauf LOCATION 20%)

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA (c.f. p 63) + PESEE-NA-KIT

SYSTÈME DE PESÉE PESON RS (c.f. p 63)



4 fonctions et affichage de niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier



Fléau parabolique écarteur 4 points (c.f. p.58)



Écartement électrique des pieds



2 Roues doubles et 2 roues doubles freinées 100 mm
Garde au sol : 113 mm

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
FLYER300-CBLI avec batterie lithium	2 195,00€	24,00€	95,00€	4 80€	4 20€

LÈVE-PERSONNES MOBILES

PRÉSENTATION SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

NAUSICAA Médical, premier fabricant Français de sangles de lève-personnes depuis 1993, propose une gamme complète pour tous les patients et conforme à la norme européenne NF EN ISO 10535:2007 ainsi qu'à la législation REACH.

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

TISSUS

En fonction du modèle de sangles, nous vous proposons deux types de tissus en polyester :

JERSEY : très facile à manipuler, procure un maintien optimisé et confortable

FILET : idéal pour le bain et la toilette, évite la macération et facile à sécher

En option, les sangles peuvent être réalisées en vinyle (sur devis).

LAVAGE

Toutes nos sangles sont lavables à 70°C.

CONFORMITÉ REACH

Nos sangles sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.

OPTIONS

Sur certains modèles, l'ajout d'une têtière amovible permet de prendre en charge la tête du patient et protège les cervicales.



Elles s'adaptent et sont compatibles avec tous les lève-personnes mobiles comportant un système d'accroches équivalent (certificat de compatibilité sur demande).



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH

(voir page 14)



AIDE AU CHOIX

Poids / Taille	1m50	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75	1m80	1m85	1m90 + 1m90	
40 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M
45 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M
50 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M
55 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M	M
60 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M	M
65 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M	M
70 kg	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
75 kg	L	L	M	M	M	M	M	M	M	M
80 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
85 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M	M
90 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M	M
95 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	M	M	M	M
100 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L
110 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L
120 kg	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L
130 kg	XL	XL								
160 kg	2 XL	XL	XL	XL	XL					
190 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL	XL
220 kg	3 XL	2 XL	2 XL	2 XL	XL	XL				
250 kg	4 XL	4 XL	3 XL	2 XL	2 XL	2 XL				
280 kg	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL					
320 kg	4 XL	4 XL								

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS (page 85)

Pour sélectionner la taille d'une sangle, vous pouvez vous aider du tableau en tenant compte des deux facteurs suivants :

- la taille du patient
- le poids du patient



Pour choisir une sangle, il faut tenir compte de la pathologie et du confort du patient, de son utilisation (laissée au fauteuil ou enlevée) et de sa destination (transfert, toilettes, etc...), mais aussi des personnes qui vont l'utiliser.

KIT SANGLES




Ce kit est composé de 3 sangles en taille unique, ce qui correspond à la taille L, permettant de déterminer la taille (S, M, L et XL).

Les sangles représentent les 4 types de coupes (U, U évasée, Toilette et Hamac), ainsi que les différentes matières (filet ou jersey) et les différentes finitions (simple ou confort).



Le kit vous permet de valider le bon choix d'une sangle, car pour des raisons d'hygiène une sangle qui a été déballée ne peut être reprise.



<p>A</p> <p>SANGLES EN U</p>	<p>+</p> <p>Têtière Compatible</p> <p>OPTION Têtière amovible</p>	<p>A1</p> <p>SURPC-PF-TU Taille unique page 74</p>	<p>A2</p> <p>SUCBAS-PF-S-M-L-XL page 76</p>	<p>A3</p> <p>SLK-PF-S-M-L-XL page 77</p>	<p>A4</p> <p>SGLDOS-PF-S-M-L-XL page 77</p>
<p>B</p> <p>SANGLES EN U ÉVASÉES</p>	<p>+</p> <p>OPTION Têtière amovible</p>	<p>B2</p> <p>SSTBA-PF-S-M-L-XL page 78</p>	<p>B3</p> <p>SML-PF-S-M-L-XL page 78</p>	<p>B4</p> <p>SMB-PF-S-M-L-XL page 79</p>	
<p>C</p> <p>SANGLES DE TOILETTES</p>	<p>+</p> <p>OPTION Têtière Amovible et Baleinée</p>	<p>C1</p> <p>STORP-PF-TU Taille unique page 74</p>	<p>C2</p> <p>SATL-PF-S-M-L-XL page 84</p>	<p>C3</p> <p>STO-PF-S-M-L-XL page 84</p>	
<p>D</p> <p>SANGLES HAMAC</p>	<p>+</p> <p>OPTION Têtière amovible</p>	<p>D1</p> <p>HA-RBA-PF-TU Taille unique page 75</p>	<p>D2</p> <p>(Jersey) SHAC-PF-S-M-L-XL</p> <p>(Filet) SHATBA-PF-S-M-L-XL page 80</p>	<p>D3</p> <p>(Jersey) SUCPEHAT-PF-S-M-L-XL</p> <p>(Filet) SUCBAHA-PF-S-M-L-XL page 81</p>	

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
KIT-3SGL	175,00 €

AIDE AU CHOIX

	Sangle laissée sous le patient au fauteuil	Sangle retirée au fauteuil	Toilette et mise au WC
Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête	D1, D2	A1, A2, B2	C1, C2, C3
Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête	D1, D2	A1, A2, B2	C3
Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête	D1, D2 avec une têtère	A4, B3, B4	D3 avec une têtère
Patient amputé	D3	D3	D3
Patient agité	D3	A3, A4	D3
Patient spastique	D3 avec une têtère	A4, B3, B4	C2, C3 avec une têtère
Patient dépendant physique et psychique	D1, D2	A3, A4, B3, B4	D3
Contre-indication de constrictions des hanches	D3	C2	C2

Choix conseillé

Choix secondaire



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U ÉCO

confort

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



A1

Jersey



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SURPC-PF-TU (jersey)	60,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U ÉCO

filet


Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



A1

Filet



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SURPC-PF-TU (filet)	55,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT DE TOILETTE ÉCO

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.


Cette sangle est déconseillée aux patients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur d'où sa forme droite.



C1

Jersey



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STORP-PF-TU	85,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC ÉCO FILET


Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



D1

Filet



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
HA-RBA-PF-TU	51,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U CONFORT

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.




Jersey

A2



Sangle Modifiable
page 85



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U FILET (avec tête)

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Elle est dotée d'une tête à attaches.




Filet

A2



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

SUCBAS-PF-
S ou M ou L ou XL

100,00 €

RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

SUBAIT-PF-
S ou M ou L ou XL

120,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT EN U ENVELOPPANTE

La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de la sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.




Jersey

A3



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

SLK-PF-
S ou M ou L ou XL

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

180,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE À DOSSERET CONFORT

Sa forme en U associée à la partie filet sous-fessière, permettent une mise en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La partie dos prolongée par la tête en mousse rigide et le baleinage complet permettent de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.




Jersey

A4



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

SGLDOS-PF-
S ou M ou L ou XL

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

190,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE (avec tête)

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La tête intégrée et baleinée protège les cervicales lors d'un ramassage au sol.


Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.



B3



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SML-PF- S ou M ou L ou XL	155,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.




A2



Sangle Modifiable
page 85

Filet



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SSTBA-PF- S ou M ou L ou XL	105,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT ERGONOMIQUE

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de protéger la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.




Jersey

B4



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SMB-PF- S ou M ou L ou XL	210,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

TÊTIÈRES AMOVIBLES

La tête amovible TAMOV-PF s'utilise sur les sangles :

- SURPC-PF et SURP-PF (page 74)
- SSTRP-PF et HARBA-PF (page 75)
- SUCBAS-PF (page 76)
- SSTBA-PF (page 78)
- SHAC-PF (page 80)
- SUCBAHA-PF (page 81)

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TAMOV-PF	35,00 €

La tête amovible et baleinée TABAL-PF s'utilise sur les sangles :
SATL-PF et STO-PF (page 84)

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TABAL-PF	45,00 €

La tête amovible et baleinée TAMAX-PF s'utilise sur les sangles :
SUCBAS-PF (XXL) (page 82)
STO-PF (XXL) (page 83)

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
TAMAX-PF	80,00 €





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC CONFORT STANDARD

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort sous les jambes réduit le cisaillement.


La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



D2



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SHAC-PF- S ou M ou L ou XL	90,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC FILET (avec tête)

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.


Elle est dotée d'une tête à attaches.



D2



Sangle Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SHATBA-PF- S ou M ou L ou XL	85,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (avec tête)

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle fait office de hamac percé et est dotée d'une tête à attaches.




D3



Sangle
Modifiable
page 85

Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF- S ou M ou L ou XL	150,00 €




Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Elle fait office de hamac percé et évite la constriction des hanches.




D3



Sangle
Modifiable
page 85

Filet



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAHA-PF- S ou M ou L ou XL	135,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE EN U CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.




Jersey

A2



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

SUCBAS-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

200,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE FILET EN U CONFORT XXL

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

Elle est dotée d'une tête à attaches.




Filet

A2



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

SUCBAIT-PF-
2XL ou 3XL ou 4XL

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

260,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT XXL

C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Cette sangle évite la constriction des hanches.

Elle est également dotée d'une tête à attaches.




D3



Sangle
Modifiable
page 85

Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHAT-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	260,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT DE TOILETTE XXL

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.




C3



Sangle
Modifiable
page 85

Jersey



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	360,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT DE TRANSFERT RAPIDE

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'intérieur vers l'extérieur (d'où sa forme échancrée).

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.




C2

Jersey



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

SATL-PF-
S ou M ou L ou XL

220,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

SANGLE CONFORT DE TOILETTE

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.




C3

Jersey



Sangle
Modifiable
page 85



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

STO-PF-
S ou M ou L ou XL

155,00 €



SANGLES SUR-MESURE

NAUSICAA Médical vous propose de refaire à l'unité une sangle ayant une **ancienne référence** (sauf SG-GL et SG-GLT) pour **250 € TTC** (devis sur quantité à partir de 5 pièces identiques).

NAUSICAA Médical vous propose d'élaborer une **sangle spéciale** en respectant votre cahier des charges.

Pour cela, il vous sera demandé des frais d'études payables d'avance de **300 € TTC** qui donneront lieu à l'élaboration d'un **devis** pour la réalisation de cette sangle.

CONTACT : surmesure@nausicaa-medical.com



NAUSICAA Médical vous propose de faire une **légère modification** sur un modèle dont la référence est disponible sur ce catalogue pour un surcoût de **50 € TTC** par référence. Applicable une seule fois par référence et par commande, offert à partir de 15 fois la même référence.

PRÉSENTATION GAMME MAINTIEN



Notre gamme Maintien, certifiée CE et en conformité avec la législation REACH, participe à la recherche d'une bonne posture du patient tout en prévenant le risque de chute.

Notre gamme est développée en collaboration avec des professionnels de santé (ergothérapeutes et personnel soignant) dans le but de garantir le meilleur soutien possible pour le patient ainsi qu'une installation rapide et facile pour le soignant.

Les articles de cette gamme sont lavables à 70°C et sont fabriqués dans un complexage de mousse et, sur 2 faces, d'une enduction de jersey/polyuréthane, imperméable et respirante.

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

CONFORMITÉ REACH

Nos produits sont conformes avec la législation REACH qui vise progressivement à supprimer dans l'Union Européenne toutes substances chimiques potentiellement nocives.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH
(voir page 14)

DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION

DÉFINITION ET CONDITIONS DE LA CONTENTION

La contention physique, dite passive, se caractérise par l'utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements qui empêchent ou limitent les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour un patient, qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté.



MAINTIEN

Avec notre gamme Maintien, vous pouvez rendre accessible la fermeture grâce à notre boucle à positionnement libre. Le patient peut se détacher seul (si la boucle est bien positionnée) donc nous sommes en maintien postural et non en contention.



Toutes nos ceintures de maintien sont équipées de la boucle 50 mm permettant de positionner le système d'ouverture (à l'exception de la ceinture Mini-Pelvienne - page 96).

Cependant certains de nos produits peuvent comporter en plus de la boucle de 50, des boucles en 25 mm ou en 40 mm notamment pour les produits suivant :

- Les produits de la gamme YZA
- Le Body de Maintien Intégral
- Le Gilet Intégral
- Le Maintien de Buste



CONTENTION

Si les boucles ne sont pas accessibles au patient ou s'il y a utilisation du système NAUSI-SURE, il s'agit d'une contention. Cette décision doit faire l'objet d'une étude de risques/bénéfices pluridisciplinaire et d'une prescription médicale pouvant être limitée à 24 h*.

*Source : Rapport 2000 ANAES "Limiter les risques de contention physique de la personne âgée"



Chaque boucle de 50 mm peut être remplacée par le système NAUSI-SURE qui est un dispositif sécurisé de contention à fermeture magnétique qui empêche toute personne non autorisée à retirer le produit.

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
NAUSISURE2-BOU-PF	25,00 €
NAUSISURE-CLE-PF	10,00 €

AIDE AU CHOIX PARTIE 1



Une bonne position au fauteuil améliore le confort et la sécurité du patient, diminue le risque de grabatisation et aide à la prévention de l'escarre.



Le dos plaqué au dossier et les fesses au fond de l'assise

Taille unique
Modulable



CECO-PF-A
(page 90)

Taille unique
Modulable



YZACAHP-PF
(page 91)



CCSHP-PF-80/95/110/130
(page 92)

Taille unique



CCMED-HP-PF
(page 92)



CCAHP-PF-T S/M/L/XL
(page 93)



Aucune tenue sur le fauteuil

Taille unique
Modulable



CECO-PF-B + CECO-MP
(page 90)

Taille unique
Modulable



YZACAHP-PF + YZA-MP + YZA-MB
(page 91)

Taille unique
Modulable



YZAGBHP-PF + YZA-MP
(page 91)



CSYPHP-PF-80/95/110/130
(page 98)



CBIMHP-PF-T S/M/L
(page 98)



CBRINHP-PF-T S/M/L/XL
(page 99)



Attention : utiliser un maintien de buste quand le patient a besoin d'un maintien pelvien (le bassin glisse vers l'avant), peut être dramatique, car le glissement combiné à la sangle de maintien de buste peut provoquer un étranglement.

AIDE AU CHOIX PARTIE 2





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE ÉCO MODULABLE

Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 228 cm



Module Pelvien



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 228 cm



Module de Buste

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CECO2-PF-A	30,00 €
CECO-MP-PF	10,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CECO2-PF-B	45,00 €
CECO-MP-PF	10,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE YZA

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE



1. Maintien Abdominal

Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 200 cm



Pour plus de confort et préserver le tonus du patient, faites évoluer le maintien en fonction de sa tenue posturale. Le système YZA s'adapte à toutes les morphologies.



2. Maintien de Buste



3. Maintien Pelvien



4. Maintien Intégral

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
YZA2CAHP-PF	65,00 €
YZA2-MP-PF YZA2-MB-PF	25,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

GILET YZA

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Un gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d'un maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 200 cm



1. Gilet de Buste



2. Gilet de Buste Intégral

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
YZA2GBHP-PF	100,00 €
YZA2-MP-PF	25,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE SLIM

Ce système simple et robuste est commun à toutes les ceintures SLIM.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80
M 75 / 95
L 90 / 110
XL 110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE ÉCO

Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Périmètre maximum utile : 164 cm
- Sans contrainte de tailles



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCS2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	45,00 €

RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CCMED2HP-PF	40,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE ABDOMINALE LARGE

Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 90

M 80 / 105

L 95 / 125

XL 115 / 145



RÉFÉRENCES

CCA2HP-PF-
S ou M ou L ou XL

Prix public T.T.C.
(TVA 20%)

65,00 €



**LE MAINTIEN ABDOMINAL
VOUS PERMET DE SÉCURISER
UN PATIENT QUI PRATIQUE LA
DÉAMBULATION PODOALE.**





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE SLIM Y

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80
M 75 / 95
L 90 / 110
XL 110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MAINTIEN DE BUSTE

Il procure un confort renforcé du buste.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 190 cm



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSY2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	85,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CMB2HP-PF- S ou M ou L	80,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

GILET INTÉGRAL

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégrafables.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 220 cm



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 20%)

CG12-PF-
S ou M ou L

110,00 €



LE MAINTIEN DE BUSTE VOUS PERMET DE REDRESSER LE BUSTE DU PATIENT, ÉVITANT AINSI LES CYPHOSSES CERVICALES À L'ORIGINE DE GRAVES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION, ENTRAÎNANT LA DÉNUTRITION ET ACCÉLÉRANT AINSI LA GRABATISATION.



MAINTIEN DE BUSTE



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE MINI-PELVIENNE

Elle est fabriquée en filet polyester haute résistance.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80
M 70 / 100
L 90 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE PELVIENNE CONFORT

Sa protection interne en STÉRITHANE la rend imperméable tout en étant respirante.

- Déclinée en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80
M 70 / 100
L 90 / 130



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPE2-PF- S ou M ou L	38,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CPCF3HP-PF- S ou M ou L	85,00 €





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE SLIM PELVIENNE

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation).

• Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80
M 75 / 95
L 90 / 110
XL 110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE **inpi** BIRDY

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80
M 75 / 95
L 90 / 110
XL 105 / 130



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSP2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	75,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBR2HP-PF- S ou M ou L ou XL	85,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation).
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80
M 75 / 95
L 90 / 110
XL 110 / 130



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.

- Décliné en 3 tailles S, M, L
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

S 50 / 80
M 70 / 100
L 90 / 100



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CSYP2HP-PF- 80 ou 95 ou 110 ou 130	100,00 €

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
CBIM2HP-PF- S ou M ou L	105,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Tour de taille (en cm) :

S 60 / 80

M 75 / 95

L 90 / 110

XL 105 / 130



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 20%)

CBRIN2HP-PF-
S ou M ou L ou XL

120,00 €



LE MAINTIEN INTÉGRAL PERMET DE POSITIONNER AU FAUTEUIL UN PATIENT QUI N'AURAIT PAS SUFFISAMMENT DE TONUS POUR Y RESTER, L'OBLIGEANT AINSI À RESTER ALITÉ CE QUI ACCÉLÈRE LA GRABATISATION.



MAINTIEN INTÉGRAL



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MOUFLES DE SÉCURITÉ

Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage aluminium intégré évite la flexion de la main.



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMMFL-HP-PF (par paire)	75,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MAINTIEN DE PIED

Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.



RÉFÉRENCE	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMDP-HP-PF (par paire)	65,00 €





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

ÉCHARPES DE BRAS

Elles sont confortables et équipées d'un repose-pouce.

L'addition d'une sangle dorsale permet de maintenir l'écharpe contre le corps de l'utilisateur (ECBSM).



Écharpes de Bras



Écharpes de Bras
avec Sangle Dorsale

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
ECBSM- 1 ou 2 ou 3-PF	40,00 €
ECB- 01 ou 02 ou 03-PF	30,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST

L'Écharpe Dynamique HOLST est conçue dans le but de prévenir ou de réduire totalement la subluxation gléno-humérale (source de douleurs), tout en permettant une mise en place quotidienne et autonome par les patients hémiplegiques.

La sangle élastique exerce une traction verticale sur l'humérus en appliquant la force de traction sur le coude et sur l'épaule homolatérale.

Il existe un modèle pour l'épaule droite (EC-HSTD) ou gauche (EC-HSTG).



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
EC-HST- G ou D-PF	90,00 €

COLD PACKS RESPIFLEX

CRY-O-PTIMAL : une Thérapie Innovante par le Froid

Votre CRY-O-PTIMAL assure un fonctionnement stable de longue durée et permet ainsi une thérapie extrêmement simple que ce soit à l'hôpital ou à domicile.

Les Packs Anatomiques sont parfaitement indiqués pour apaiser la douleur et l'inflammation.

Les cold packs CRY-O-PTIMAL diminuent l'œdème et apaisent ainsi les douleurs dues à l'inflammation des articulations et des muscles, de blessures, de maux et d'œdèmes post-opératoires.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



LDCP02

COLD PACKS CHAUD-FROID



CP02



MW02


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LDCP02	9,00 €
LDCP02-X10	45,00 €
MW02	9,00 €
MW02-X5	22,00 €
CP02	7,00 €
CP02-X10	33,00 €

COLD PACKS RESPIFLEX

CRY-O-PTIMAL : une Thérapie Innovante par le Froid



SW03



LDCP03



KW03

Les cellules intérieures flexibles sont enrobées d'une seconde couche de gel.

Le refroidissement s'étend sur une période remarquablement plus longue et dans un milieu de température relativement stable (2 à 5°C) :

- analgésique
- thérapie Cry-O-ptimal continue à température constante
- ergonomique par sa structure cellulaire
- usage facile



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
SW03	50,00 €
SW03-X5	120,00 €
KW03	45,00 €
KW03-X5	111,00 €
LDCP03	13,00 €
LDCP03-X10	63,00 €

PRÉSENTATION LITS MÉDICALISÉS

En 2019, NAUSICAA Médical vient compléter son offre location et/ou vente avec 3 lits. Ils sont tous équipés de 4 vérins Linak qui leur permettent jusqu'à 6 fonctions électriques (hauteur variable, relève-buste, plicature des genoux et relève-jambes, position chaise, proclive/déclive sécurisée et pliage/dépliage sécurisé).

Une fois levés, ils sont entièrement dégagés facilitant ainsi l'entretien de l'environnement du patient.

Leur conception simple et leur démontage rapide facilitent grandement leur entretien et SAV.

Un lit spécifique (page 107) qui propose la hauteur de sommier la plus basse du marché (12 cm), idéale pour les unités protégées en collectivité et les patients Alzheimer.

2 lits CONVERTISS offrant la possibilité d'élargir le couchage de 90 cm à 100 cm et jusqu'à 120 cm grâce aux barres d'extension (INPI), mais aussi de personnaliser de manière très simple grâce à ses habillages de panneaux textile (INPI), qui permettent aussi de les élargir jusqu'à 120 cm.

Avec ces 2 innovations (INPI), les lits CONVERTISS s'adaptent très simplement aux besoins et aux goûts des personnes sans nécessiter de gros investissements comme l'achat de nouveaux lits.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH

(voir page 14)

LITS MÉDICALISÉS

SOMMAIRE

107 LIT ALZ

108 CONVERTISS 6 FONCTIONS

109 CONVERTISS 5 FONCTIONS

110 ACCESSOIRES NAUSIBED

LIT ALZ
107



CONVERTISS 6 FONCTIONS
108



CONVERTISS 5 FONCTIONS
109

TABLEAU COMPARATIF

	Page	Capacité	Hauteur Mini de Sommier	Longueur Utile	Largeur Utile	Kit jusqu'à 120 cm	Relève Buste	Relève Jambe	Barrières	Barrières Intégrales	Potence	Poids du Lit	Habillage de Panneaux
LIT ALZ	107	220 kg	12 cm	200 cm	90 cm	NON	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	NON	NON	DE SÉRIE	/	NON
CONVERTISS 6 FONCTIONS	108	180 kg	30 cm	200 cm	90 cm	OPTION	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	DE SÉRIE	OPTION	DE SÉRIE	99 kg	OPTION
CONVERTISS 5 FONCTIONS	109	135 kg	25 cm	200 cm	90 cm	OPTION	ÉLECTRIQUE	ÉLECTRIQUE	DE SÉRIE	OPTION	DE SÉRIE	54 kg	OPTION



220 kg

120/726 mm

GARANTIE 5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

LIT ALZ

sommier à 12 cm du sol

Le lit est conforme à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répond ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Le lit ALZ permet une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux, cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Le lit ALZ est conçu pour les patients désorientés (exemple Alzheimer). Il descend très bas (sommier à 12 cm du sol) offrant ainsi d'avantage de quiétude et de sécurité pour le patient. Il permet également au patient d'entrer et de sortir de son lit de manière autonome, c'est pour tout cela qu'il doit être impérativement utilisé sans barrières.

Le lit ALZ n'est pas compatible avec les accessoires CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions (pages 108-109).

Le choix d'un lit pendulaire permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.

TARIFS (T.V.A. 20 %)

RÉFÉRENCE	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAUSIBED-ALZ	1 890,00€	16,00€	70,00€	3 55€	3 15€

LITS MÉDICALISÉS

CONVERTISS

6 Fonctions

dépliage électrique



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent le choix de trois types de barrières (voir pages 108-109).

Ils permettent une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux, cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Ils offrent un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux composite et textile (voir pages 108-109).

Ils offrent la possibilité d'étendre la largeur de couchage jusqu'à 120 cm de large grâce au kit large CONVERTISS (pages 108-109).

Le lit CONVERTISS 6 Fonctions se plie et se déplie de manière électrique, il ne nécessite donc aucun montage.

Le choix d'un lit à colonne permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.



-  180 kg
-  99 kg
-  300/700 mm
-  GARANTIE 5 ANS



Équipements de série*



*Kit pour transport et stockage



*Potence sécable



*Télécommande 5 fonctions verrouillables



*Paire de barrières pliantes

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 20 %)

Les options communes CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions et spécifiques CONVERTISS 5 Fonctions sont disponibles pages 110-111.

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWECK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAUSBED-6F	1 660,00€	14,00€	60,00€	3 55€	3 15€



135 kg



54 kg



250/650 mm



5 ANS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CONVERTISS

5 Fonctions

sécable

Les lits et les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52:2010 et répondent ainsi aux exigences de la norme de sécurité pour les lits.

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent le choix de trois types de barrières (voir page-108-109).

Ils permettent une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature des genoux, cette fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande pour permettre un usage à domicile et en collectivité sécurisé.

Ils offrent un grand choix de personnalisation grâce à ses habillages de panneaux composite et textile (voir pages 108-109).

Les lits CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions offrent la possibilité d'étendre la largeur de couchage jusqu'à 120 cm de large grâce au kit large CONVERTISS (pages 108-109).

Le lit CONVERTISS 5 Fonctions est sécable en 4 morceaux d'un poids inférieur à 20 kg et le montage s'effectue sans outil.

Le choix d'un lit à colonne permet également de dégager tout l'espace sous le lit facilitant ainsi l'entretien.



Équipements de série*



*Kit pour transport et stockage



*Potence sécable



*Télécommande 5 fonctions verrouillables



*Paire de barrières plantées

OPTIONS & TARIFS

(T.V.A. 20 %)


Les options communes CONVERTISS 6 Fonctions et 5 Fonctions et spécifiques CONVERTISS 5 Fonctions sont disponibles pages 110-111.

RÉFÉRENCE	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEER	NAUSILOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NAUSIBED-5F	1366,00€	12,00€	50,00€	2 40€	2 10€

ACCESSOIRES EXTENSION DE COUCHAGE & BARRIÈRES CONVERTISS 5 FONCTIONS & 6 FONCTIONS



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Paire de barres sécables (2 x 2) d'extension de couchage 120 cm (tarifs, nous consulter)
Compatible avec barrières pliantes et poignées de relevage CONVERTISS 5/6
Extension de couchage entre 100 et 120 cm sur devis



Paire de barrières (2 x 3) intégrales aluminium aspect bois pour CONVERTISS 5/6 (tarifs, nous consulter)

Incompatible avec extension de couchage



Mini-barrière ou poignées d'aide au relevage CONVERTISS 5/6 (tarif à l'unité nous consulter)



Paire de glissières pour barrières intégrales qui sert également de fixation de panneaux composite (voir page 109).

Déjà intégré sur CONVERTISS 5 FONCTIONS

ACCESSOIRES HABILLAGE DE PANNEAUX CONVERTISS 5 FONCTIONS & 6 FONCTIONS



Paire d'habillage de panneaux composite aspect bois pour CONVERTISS 6
(tarifs, nous consulter)

Compatible avec extension de couchage maximum 100 cm (sur devis)



Nécessite la paire de fixation de panneaux composite, qui sert également de glissière pour barrières intégrales (voir page 108)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Paire d'habillage de panneaux textile

Disponible pour CONVERTISS 5 : 100 ou 120 cm

Disponible pour CONVERTISS 5 : 100 cm version rallongé

Disponible pour CONVERTISS 6 : 90 ou 120 cm

Tarifs, nous consulter et autres dimensions sur devis



Demander la brochure des coloris du moment disponibles et leurs tarifs.

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

Les protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaine est classée au feu M1.



GRAND MODÈLE
PROBAR-L-PF
182x36x3 cm



PETIT MODÈLE
PROBAR-M-PF
140x36x3 cm

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
PROBAR-M-PF (la paire)	100,00 €
PROBAR-L-PF (la paire)	120,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit.

Elle procure au patient un positionnement sécurisé.

Compatible avec le système NAU-SI-SURE (fermeture magnétique).

MISE EN PLACE :

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus.
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier.
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension.
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.
- Reproduire l'opération pour l'autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par dessus le patient, puis régler la tension.

· Tour de taille (en cm) :

S	60 / 90
M	80 / 105
L	95 / 125
XL	115 / 145



La boucle est accessible au patient (maintien)

La boucle n'est pas accessible au patient (contention)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
CMLP2HP-PF-S ou M ou L ou XL	100,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MOUFLES DE GLISSE

Pour la manipulation d'un patient, les Mouffles de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques aux soignants.

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dûs au poids du patient pendant les manipulations.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
MDG-PF (par paire)	55,00 €
MDG5-PF (par 5 paires)	220,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

DRAPS DE GLISSE

Pour la manipulation d'un patient, les Draps de Glisse avec et sans poignées sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculo-squelettiques aux soignants.



RÉFÉRENCES 1 Pièce	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)	RÉFÉRENCES 5 Pièces	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
DGL-195-70-PF	75,00 €	DGL5-195-70-PF	300,00 €
DGL-140-110-PF	80,00 €	DGL5-140-110-PF	320,00 €
DGL-130-70-PF	70,00 €	DGL5-130-70-PF	280,00 €
DGL-80-70-PF	40,00 €	DGL5-80-70-PF	160,00 €
DGL-48-48-PF	35,00 €	DGL5-48-48-PF	140,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

DRAPS DE GLISSE (avec poignées)

L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



RÉFÉRENCES 1 Pièce	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)	RÉFÉRENCES 5 Pièces	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
DTR-195-70-PF	75,00 €	DTR5-195-70-PF	300,00 €
DTR-140-110-PF	80,00 €	DTR5-140-110-PF	320,00 €
DTR-130-70-PF	55,00 €	DTR5-130-70-PF	220,00 €





Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

ATTACHES

Les Attaches de Poignets sont installées autour des poignets du patient afin d'éviter des contusions et des blessures dues à l'arrachement de perfusions par exemple.

Une version sécurité est disponible pour le maintien de patients très agités.


Les Attaches de Chevilles permettent de maintenir les jambes légèrement écartées pour éviter les risques d'irritations.



Attaches de Poignets de Sécurité (LMATPOS)



Attaches de Chevilles (LMATCH)



Attaches de Poignets (LMATPO)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20 %)
LMATPO-PF	35,00 €
LMATPOS-PF	50,00 €
LMATCH-PF	60,00 €



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

TALONNIÈRES

Les Talonnières permettent d'envelopper le pied dans un revêtement confort, prévenant ainsi les frottements sur les talons et les malléoles.



Petit modèle (LMTAL1)



Grand modèle (LMTAL2)

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 20%)
LMTAL1-PF	45,00 €
LMTAL2-PF	65,00 €

PRÉSENTATION MATELAS THÉRAPEUTIQUES

NAUSICAA Médical propose un grand choix de supports thérapeutiques, résultat d'années de présence sur le terrain et d'écoute des professionnels de santé.

Nos produits sont conçus pour améliorer les résultats cliniques des patients par la prévention et le soin des complications engendrées par l'immobilité, et garantissent une aide efficace dans la prévention et le traitement des escarres.

Notre gamme a pour objectif d'offrir un couchage adapté aux personnes alitées continuellement, s'adapte à toutes les tailles de lits et se sélectionne en fonction de l'état du patient, de sa morphologie, de son poids et du nombre d'heures passées au lit. Elle couvre les besoins les plus généraux de prévention et de soins (Maintien à Domicile, Hospitalisation à Domicile, Long-Séjour) aussi bien que ceux de services très spécialisés (Soins Intensifs, Service Néonatal, Très Forte Obésité).

CERTIFICATION CE

Tous nos produits sont en conformité avec les exigences communautaires incombant au fabricant du produit.

PRÉVENTION

La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux, en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.



AB12345678910

Chaque produit possède un numéro de série (unique) sous forme de code-barres permettant d'utiliser

NAUSIFLASH

(voir page 14)

MATELAS THÉRAPEUTIQUES

SOMMAIRE

122 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT

122. MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT
122. MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT
122. COUSSIN NAUSIFLOW 36-45-60

123 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

123. MATELAS NAUSIFLOW 2S 90

124 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT

124. MATELAS NAUSIFLOW 2-85 RV CONFORT

125 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

125. MATELAS NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT

126 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2

126. MATELAS NAUSIFLOW 2-90
126. MATELAS NAUSIFLOW 2-70

127 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S

127. MATELAS NAUSIFLOW 2-100
127. MATELAS NAUSIFLOW 2-120

128 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO

128. MATELAS NAUSIFLOW 100-512 (85 cm)
128. MATELAS NAUSIFLOW 100-834 (85 cm)

129 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI

129. MATELAS NAUSIFLOW 100-834 ERGO (85 cm)
129. MATELAS NAUSIFLOW 100-834/120

130 COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COZINY

130. MATELAS COZINY 100, 200, 300

131 COMPRESSEUR THERAFLO 3

131. MATELAS THERAFLO 3-85/18
131. MATELAS THERAFLO 3-90/20

MATELAS NAUSIFLOW 2-85

RV CONFORT

124



COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

124

COMPRESSEUR & MATELAS

THERAFLO 3

131



AIDE AUX SOINS & PRÉVENTION DE L'ESCARRE

STADES DE L'ESCARRE

STADE 1

Erythème ne blanchissant pas à la pression, sans effraction cutanée. Décoloration de la peau, chaleur, oedème, induration plus ou moins importante peuvent également être des indicateurs, en particulier chez les patients à peau foncée.

STAGE 2



Perte de peau d'épaisseur partielle sur l'épiderme ou le derme, qui peut se présenter sous forme de phlyctènes (cloques), d'écorchures ou de lésions superficielles.

STADE 3

Perte de peau d'épaisseur complète sur la couche sous-cutanée, sans pénétration de l'aponévrose (membrane protégeant le muscle). L'ulcère se présente sous la forme de lésion profonde et peut ou non affecter les tissus sous-jacents.

STADE 4

Perte de peau complète avec extension de l'ulcère aux muscles, voire aux os.



1. Pour déterminer l'aide aux soins de l'escarre, il faut évaluer le stade de l'escarre + le niveau de risque du patient.
2. Dans le cas de la prévention de l'escarre, seule l'évaluation du niveau de risque du patient entre en compte.

ÉVALUATION DU RISQUE DE L'ESCARRE ÉCHELLE DE NORTON (PAR EXEMPLE)

	4	3	2	1	Score par Ligne
CONDITION PHYSIQUE	4 Très Bonne	3 Bonne	2 Mauvaise	1 Très Mauvaise	
CONDITION MENTALE	4 Alerte	3 Apathique	2 Confus	1 Léthargique	
ACTIVITÉ	4 Ambulant	3 Marche Aidée	2 À la Chaise	1 Alité	
MOBILITÉ	4 Complète	3 Pas Limitée	2 Très Limitée	1 Immobile	
INCONTINENCE	4 Non	3 Occasionnelle	2 Urinaire	1 Double	
	Score Total :				
SCORE	17 - 20	15 - 16	13 - 14	10 - 12	5 - 9
RISQUE	Peu	Faible	Modéré	Élevé	Très Élevé



ATTENTION

Le matelas (support) ne se suffit pas à lui-même dans le processus d'aide à la prévention ou aux soins de l'escarre. D'autres paramètres sont à prendre en compte comme la nutrition par exemple.

COMPARATIF COMPRESSEURS

COMPRESSEUR	Page	Fonctionnement	Capacité (en kg)	Connectique	Entretien	Polyvalence	Sonorité	Utilisation		Simplicité d'Utilisation	Confort Patient	Budget	Moyenne
								Prévention	Soins				
NAUSIFLOW 2 COMPACT	122		120	SA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	3,0
NAUSIFLOW 2S PLUS	123		150	CA	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	4,2
NAUSIFLOW 2	126		130	PM	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	3,2
NAUSIFLOW 2S	127		130	PM	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	3,4
NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO	128		150	PM	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	4,5
NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI	129		300	PM	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	3,9
NAUSIFLOW 2 COZINY	130		40	CZ	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	3,3
THERAFLO 3	131		280	TO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	



AUTOMATIQUE



MÉCANIQUE

COMPARATIF MATELAS

MATELAS	Page	Largeur	Capacité (en kg)	Connectique	Entretien	Polyvalence	Résistance	Utilisation		Simplicité d'Utilisation	Confort Patient	Budget	Moyenne
								Prévention	Soins				
NAUSIFLOW 2 85 COMPACT	122	85	120	SA	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
NAUSIFLOW 2 80 COMPACT	122	80	120	SA	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3
NAUSIFLOW 2S-90	123	90	150	CA	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	4
NAUSIFLOW 2-85 Compact RV Confort	124	85	120	RV	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,3
NAUSIFLOW 2-90 RV Confort	125	90	150	RV	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	4,5
NAUSIFLOW 2-90	126	90	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,9
NAUSIFLOW 2-70	126	70	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,9
NAUSIFLOW 2-100	127	100	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,9
NAUSIFLOW 2-120	127	120	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,9
NAUSIFLOW 100-512	128	80	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	4
NAUSIFLOW 100-834	128	85	150	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	4
NAUSIFLOW 100-834 ERGO	129	85	300	PM	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	4,5
NAUSIFLOW 100-834 120	129	120	300	PM	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,7
NAUSIFLOW 2 COZINY 100	130	36	3,5	CZ	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
NAUSIFLOW 2 COZINY 200	130	49	20	CZ	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
NAUSIFLOW 2 COZINY 300	130	70	40	CZ	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	3,2
THERAFLO 3-85/18	131	85	280	TO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	4,1
THERAFLO 3-90/20	131	90	280	TO	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	4,1

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT

MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT

MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT

COUSSIN NAUSIFLOW 45 36-45-60



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2CPT-COMP-SA	80,00€	2,00€	4,00€		
NA2CPT-MAT85-SA	315,00€	5,00€	16,00€		
NA2CPT-MAT80-SA	500,00€	7,00€	25,00€		
NACOUSSIN-36-SA NACOUSSIN-45-SA NACOUSSIN-60-SA	185,00€	2,00€	7,00€		

La gamme **NAUSIFLOW 2 COMPACT** se compose :

- D'un compresseur mécanique très silencieux. Il dispose d'un réglage de poids et d'un mode dynamique uniquement.
- De matelas air et mousse d'une hauteur totale de 14 cm (identique au matelas clinique et viscoélastique) et d'une largeur utile de couchage 85 cm ou 80 cm (pour les doubles couchages en 160 cm). La gamme est complétée par 3 coussins dynamiques de profondeur 45 cm et de largeur 36 ou 45 ou 60 cm qui fonctionnent avec le même compresseur. Ils sont tous équipés de la **connectique SA**.



Il faut régler la pression au maximum quand il est utilisé avec le coussin NAUSIFLOW. Le coussin permet de prolonger l'aide aux soins ou la prévention pour un patient au fauteuil.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

MATELAS NAUSIFLOW 2S 90

TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2SP-COMP-CA	260,00€	4,00€	12,00€		
NA2SP-MAT90-CA	500,00€	7,00€	25,00€		
MAT + COMP	760,00€	11,00€	37,00€		

MATELAS THÉRAPEUTIQUES

La gamme **NAUSIFLOW 2S PLUS** se compose :

- D'un compresseur semi-automatique avec réglage morphologique (S, M, L, XL, XXL). Il est équipé de modes dynamique et statique, et d'une alarme coupure secteur.
- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90 cm. Il est équipé de la **connectique CA**.

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT

MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT RV CONFORT



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



120 kg



GARANTIE
2
ANS



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2CPT-COMP-SA	80,00€	2,00€	4,00€		
NA2C-MAT85-RVC	385,00€	6,00€	18,00€		
MAT + COMP	465,00€	8,00€	22,00€		

Le matelas **NAUSIFLOW 2 COMPACT RV CONFORT** est un matelas air et mousse spéciale viscoélastique d'une hauteur totale de 14 cm et d'une largeur utile de 85 cm. Il possède une housse recto-verso et une valve anti-retour, tout ceci lui permet d'être utilisé de 3 façons différentes facilitant ainsi la gestion du matelas, sans renoncer aux besoins changeant des patients dus à l'évolution de leurs pathologies :

1. Comme un matelas viscoélastique (air en dessous avec les cellules face au sommier et côté patient mousse viscoélastique sur fond rigide) avec la possibilité d'agir sur la quantité d'air de manière périodique avec le compresseur, compensant ainsi le phénomène de tassement et pouvant agir aussi sur le support en fonction de la morphologie et le confort du patient, ce qui est impossible avec un matelas viscoélastique classique.
2. Comme un matelas à air motorisé classique, en le retournant simplement après une utilisation comme avec un matelas viscoélastique couplé de manière permanente au compresseur en mode dynamique.
3. Comme un matelas à air motorisé classique (2), mais en faisant passer la mousse viscoélastique spéciale par dessus les cellules, rendant ainsi le matelas beaucoup plus confortable et augmentant la répartition de pression, sans limiter l'effet thérapeutique du matelas dynamique.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S PLUS

MATELAS NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW NAUSIWEEK	NL NAUSILOC	NR NAUSIRENT	Unité NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2SP-COMP-CA	260,00€	4,00€	12,00€	1 18€	1 5€
NA2SP-MAT90-RVC	580,00€	8,00€	27,00€	1 18€	1 5€
MAT + COMP	840,00€	12,00€	39,00€	1+1 36€	2 10€

Le matelas **NAUSIFLOW 2-90 RV CONFORT** est un matelas air et mousse spéciale viscoélastique d'une hauteur totale de 16 cm et d'une largeur utile de 90 cm. Il possède une housse recto-verso et une valve anti-retour, tout ceci lui permet d'être utilisé de 3 façons différentes facilitant ainsi la gestion du matelas, sans renoncer aux besoins changeant des patients dus à l'évolution de leurs pathologies :

1. Comme un matelas viscoélastique (air en dessous avec les cellules face au sommier et côté patient mousse viscoélastique sur fond rigide) avec la possibilité d'agir sur la quantité d'air de manière périodique avec le compresseur, compensant ainsi le phénomène de tassement et pouvant agir aussi sur le support en fonction de la morphologie et le confort du patient, ce qui est impossible avec un matelas viscoélastique classique.
2. Comme un matelas à air motorisé classique, en le retournant simplement après une utilisation comme avec un matelas viscoélastique couplé de manière permanente au compresseur en mode dynamique.
3. Comme un matelas à air motorisé classique (2), mais en faisant passer la mousse viscoélastique spéciale par dessus les cellules, rendant ainsi le matelas beaucoup plus confortable et augmentant la répartition de pression, sans limiter l'effet thérapeutique du matelas dynamique.

MATELAS THÉRAPEUTIQUES

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MATELAS NAUSIFLOW 2 90

MATELAS NAUSIFLOW 2 70



M : 150 kg
C : 130 kg

GARANTEE
3
ANS



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2-COMP-PM	110,00€	2,00€	6,00€		
NA2-MAT90-PM	500,00€	7,00€	25,00€	1 18€	1 5€
NA2-MAT70-2-PM	500,00€	7,00€	25,00€	1 18€	1 5€
MAT + COMP	610,00€	9,00€	31,00€		

La gamme **NAUSIFLOW 2** se compose :

- D'un compresseur mécanique à pression standardisée. Il est équipé d'un réglage confort et d'un mode uniquement dynamique.
- De matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 90 cm ou 70 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec la gamme **NAUSIFLOW 2S**, Les matelas seuls sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI**. Ils sont tous équipés de la **connectique PM**.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S

MATELAS NAUSIFLOW 2 100

MATELAS NAUSIFLOW 2 120

TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2S-COMP-PM	205,00€	4,00€	12,00€		
NA2-MAT100-PM	575,00€	7,00€	25,00€	1 18€	1 5€
NA2-MAT120-PM	750,00€	12,00€	45,00€	2 40€	2 10€
MAT 120 + COMP	955,00€	16,00€	57,00€		

La gamme **NAUSIFLOW 2S** se compose :

- D'un compresseur mécanique à pression standardisée. Il est équipé d'un réglage confort et de mode dynamique et statique.
- De matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 100 cm ou 120 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 2**. Les matelas seuls sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO & NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI**. Ils sont tous équipés de la **connectique PM**.

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MATELAS NAUSIFLOW 100 512 (85 cm)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MATELAS NAUSIFLOW 100 834 (85 cm)



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC	
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	Semaine	Mois
NA100QTO-COMP-PM	500,00€	7,00€	25,00€	18€	1	1
NA512-MAT85-PM	500,00€	7,00€	25,00€	18€	1	1
NA834-MAT85-PM	750,00€	12,00€	45,00€	40€	2	2
MAT 512 + COMP	1000,00€	14,00€	50,00€	36€	1+1	2

La gamme **NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO** se compose :

- D'un compresseur à pression automatique. Il est équipé d'un réglage confort, d'un mode dynamique et statique, de modes soins palliatifs, d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un mode stimulation et d'un mode progressif.
- D'un matelas air et mousse d'une hauteur totale de 17 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm (3 zones) ou d'un matelas air et air d'une hauteur totale de 20 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm .

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 2** (matelas uniquement), **NAUSIFLOW 2S** (matelas uniquement) & **NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI**. Ils sont tous équipés de la **connectique PM**.



Le matelas NAUSIFLOW 100-512 dispose en plus d'une zone talonnière (cellules plus basses) et d'une zone de tête (cellules statiques).



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI

MATELAS NAUSIFLOW 100 834 ERGO (85 cm)

MATELAS NAUSIFLOW 100 834 120



TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA100MAXI-COMP-PM	750,00€	12,00€	45,00€	2 40€	2 10€
NA834ERGO-MAT85-PM	1 900,00€	21,00€	80,00€	3 55€	3 15€
NA834-MAT120-PM	1 900,00€	21,00€	80,00€	3 55€	3 15€
MAT + COMP	2 650,00€	33,00€	125,00€	2+3 95€	5 25€

La gamme **NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI** se compose :

- D'un compresseur à pression automatique. Il est équipé d'un réglage confort, d'un mode dynamique et statique, de modes soins palliatifs, d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un verrouillage clavier, d'une alarme coupure secteur et d'un programme bariatrique.
- D'un matelas air et air d'une hauteur totale de 20 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 cm (3 zones) ou de 120 cm.

Les matelas et le compresseur sont compatibles avec les gammes **NAUSIFLOW 2** (matelas uniquement), **NAUSIFLOW 2S** (matelas uniquement) & **NAUSIFLOW 100 QUATTRO**. Ils sont tous équipés de la **connectique PM**.



Le matelas NAUSIFLOW 100-834 ERGO dispose en plus d'une zone talonnière (cellules plus basses) et d'une zone de tête (cellules démultipliées et statiques).

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COZINY



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

MATELAS COZINY 100, 200, 300



100 : 3,5 kg
200 : 20 kg
300 : 40 kg




TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité NRC
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
NA2COZ-COMP-CZ	100,00€	2,00€	4,00€		
NA2COZ-MAT100-CZ	750,00€	9,00€	32,00€		
NA2COZ-MAT200-CZ	900,00€	11,00€	40,00€		
NA2COZ-MAT300-CZ	1200,00€	13,00€	48,00€		



Le compresseur **NAUSIFLOW 2 COZINY** fonctionne en mode dynamique uniquement et la pression du matelas se règle manuellement en fonction du poids du patient.
Il est conçu uniquement pour fonctionner avec les **matelas pédiatriques COZINY 100, 200, 300**.

Les matelas **COZINY 100, 200, 300** sont des matelas pédiatriques adaptés aux différents couchages pédiatriques. Ils sont conçus uniquement pour fonctionner avec le **compresseur pédiatrique COZINY**.



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI



Pour en savoir plus
SCANNEZ MOI

COMPRESSEUR THERAFLO 3

MATELAS THERAFLO 3-85/18

MATELAS THERAFLO 3-90/20

TARIFS (T.V.A. 20%)

RÉFÉRENCES	PRIX	NW	NL	NR	Unité
		NAUSIWEEK	NAUSILOC	NAUSIRENT	NRC
	T.T.C.	Semaine	Mois	Mois	Semaine
THERAFLO3-COMP-TR	3 500,00€	45,00€	160,00€	6 120€	6 30€
THERAFLO3-MAT85-TR	2 700,00€	35,00€	120,00€	4 80€	4 20€
THERAFLO3-MAT90-TR	2 700,00€	35,00€	120,00€	4 80€	4 20€
MAT + COMP	6 200,00€	80,00€	280,00€	6+4 200€	10 50€

La gamme **THERAFLO** se compose :

- D'un compresseur à air pulsé. Il est équipé d'un réglage de poids, d'un mode dynamique à réglage de cycle, statique et "pulsate", d'un mode assis, d'un mode soins temporisé, d'un verrouillage clavier.
- De matelas air et air d'une hauteur totale de 18 ou 20 cm et d'une largeur utile de couchage de 85 ou 90 cm (4 zones).

Le **THERAFLO** présente des caractéristiques et des avantages supérieurs aux matelas à air classique notamment grâce :

- À la thérapie par perte d'air qui répartie la pression de manière homogène et qui s'adapte aux proéminences osseuses, minimisant ainsi la déformation des tissus corporels et la douleur induite par la pression.
- À la thérapie par perte d'air combiné à un revêtement de surface hautement respirant qui procure un microclimat régulant ainsi l'air et l'humidité pour conserver la peau sèche et fraîche.
- À la thérapie "pulsate" qui stimule la circulation sanguine, capillaire et lymphatique, permettant de réduire les œdèmes, et d'améliorer l'oxygénation en augmentant la vitesse de cicatrisation.
- À ses 4 zones distinctes qui permettent une prise en charge différente de la zone occipitale, de la zone des épaules, de la zone du buste et des fesses et de la zone des jambes et des talons.

N LE PROGRAMME "SOINS GAGNANT" DE NAUSICAA Médical 2019

2017- 2022 mise en place des CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens)

La réforme vient renverser la logique tarifaire en introduisant la tarification à la ressource; application mécanique d'une équation qui donnera une dotation sans négociation. Libre affectation des excédents qui ne sont pas repris par l'ARS (Agence Régionale de Santé) et les Conseils Départementaux, mais attention, les déficits non plus.

NAUSICAA Médical est un fabricant français de dispositifs médicaux destinés à la prise en charge des personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie. Conscient des enjeux économiques, NAUSICAA Médical propose des solutions adaptées à tous les acteurs médico-techniques avec une offre pluridisciplinaire. L'éducation thérapeutique du patient se concrétise par une large gamme de matériel permettant l'acceptation de la pathologie ou du handicap, mais aussi du confort à domicile. De même, les besoins en collectivités sont précis et efficaces, NAUSICAA Médical est à ce titre un concepteur en phase avec les recommandations du financeur. L'accompagnement de nos partenaires, l'innovation, la formation, la coordination du soin et le respect de la personne sont autant de valeurs que NAUSICAA Médical valorise et confirme au quotidien. Toutes nos équipes sont prêtes à relever le défi des années à venir. Toutes nos équipes sont à votre disposition. N'attendez plus et venez rejoindre notre projet "soins gagnant". NAUSICAA Médical, plus qu'un fabricant, NAUSICAA Médical, votre assistant au quotidien.

La collectivité recherche une offre mixte produits et services
Sécurité – Traçabilité – Réactivité – Rentabilité – Qualité :


- un interlocuteur unique et des prestataires sélectionnés
- un tarif dit "direct" hors prestation
- une traçabilité et gestion des DM efficaces
- la formation des équipes encadrée par le fabricant
- un accompagnement dans l'étude du projet de vie et de soins
- une gestion souple (NausiLoc et NausiRent) avec mutualisation (CPOM)
- la proximité et la réactivité garanties par le contrat cadre
- une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- une mercuriale négociée à l'année (garantie du prix et homogénéité du produit)
- des tarifs dichotomisés (Achats – Locations – Prestations)
- une visibilité budgétaire et responsable
- une diminution du travail administratif chronophage

Le prestataire de service recherche l'occasion de prendre le virage MAD 2022 :

- le retour aux fondamentaux "Son métier, la prestation"
- un contrat exclusif à moyen terme
- une garantie des investissements par un business protégé et actualisé (NausiLoc et NausiRent)
- un investissements en baisse (peu d'immobilisation) et souple (NausiLoc et NausiRent)
- un parc à jour via l'application NausiFlash ou via TCO concept
- une rentabilité augmentée : commission, mercuriale ciblée, location garantie et accès à toute la partie confort (+ LPP)
- un tarif prestations enfin facturé (livraisons, prise en main, SAV, décontamination)
- la possibilité de reproduire le schéma chez d'autres clients gérés en direct
- la montée en compétence des équipes locales



INTÉGRER NAUSIFLASH À VOS OUTILS INFORMATIQUES ET CONCEVOIR ENSEMBLE LES BRIQUES MANQUANTES VOUS PERMETTANT DE VOUS RECENTRER SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER.



- Entrées/sorties
- Transmission d'informations avec le terrain
- Planification des tâches



• Inventaires & stocks

- Optimisez vos indicateurs
- Planifiez
- Intégrez les informations de disponibilité
- Liez vos commandes avec votre gestion

COMPRENDRE LES BESOINS ET LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Écouter les personnes, présenter leurs métiers pour appréhender l'ensemble des enjeux du projet informatique.

Observer le quotidien et l'environnement de travail afin d'identifier les contraintes d'utilisation d'un futur outil.

Partager avec les collaborateurs & partenaires dans le but de penser une solution pratique pour tout le monde

TROUVER UNE SOLUTION PRAGMATIQUE

Imaginer des solutions originales pour les besoins particuliers des gestionnaires et simplifier le travail des opérationnels.

S'intégrer dans les outils existants pour se concentrer sur le spécifique et faciliter le déploiement.

Garder de la flexibilité dans les processus pour laisser l'humain gérer l'imprévu et ainsi faire face à ce que l'on n'aura pas imaginé.

METTRE EN ŒUVRE


Préparer et accompagner la réalisation du projet en s'assurant de l'adéquation entre la solution et sa traduction informatique.

06 63 04 15 58
contact@ouatsup.fr
www.ouatsup.fr



ELISA LEFEBVRE
— . PARIS . —

GAMME COSMÉTIQUE "100% Seniors"



ELISA LEFEBVRE

— . PARIS . —



Contact :



06 68 60 11 59
dmsud@live.fr



NOTRE GAMME

www.elisalefebvre.fr

ELISA LEFEBVRE

— PARIS —



GEL DOUCHE POUR FEMME (300 ml) GEL DOUCHE POUR HOMME (300 ml) SHAMPOING CHEVEUX BLANCS (300 ml) SHAMPOING USAGE FRÉQUENT (300 ml) LAIT POUR LE CORPS POUR FEMME (300 ml) LAIT POUR LE CORPS POUR HOMME (300 ml)



CRÈME DE JOUR POUR FEMME (50 ml) CRÈME DE JOUR POUR HOMME (50 ml) CRÈME DE NUIT POUR FEMME (50 ml) SAVONNETTE (60 gr)



Eau de cologne Eau Belles Années POUR FEMME (300 ml) Eau de cologne Passé Poudré POUR FEMME (300 ml) Eau de cologne Souvenir Présent POUR HOMME (300 ml) Eau de cologne D'hier à aujourd'hui POUR HOMME (300 ml)

Natural SOLUTIONS TECHNOLOGY

GAMME COSMÉTIQUE 100% SENIORS



Crèmes et laits hydratants

- BHT (allergène, perturbateur endocrinien de faible activité)
- DMDM Hydantoin (allergène, libérateur de formol)
- Phenoxyethanol (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
- Benzophenone-3 (allergène)
- BHA (allergène, cancérigène suspecté, perturbateur endocrinien suspecté)
- Butylparaben (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
- Propylparaben (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)

Gels douche

- Benzyl salicylate (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
- Polyquaternium-7 (polluant)
- Polyquaternium et quaterniums (polluants)
- Acrylates copolymère (polluant)
- Methylisothiazolinone (allergène)
- Polyethylene (polluant)

Shampoings, capillaires

- Amodiméthicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
- Ammonium lauryl sulfate (irritant)
- Benzyl salicylate (allergène, perturbateur endocrinien suspecté)
- Diméthicone (polluant, mal toléré par certains cheveux)
- Guar hydroxypropyltrimonium chloride (irritant, allergène, sensibilisant)
- Polyquaternium-7 (polluant)
- Sodium lauryl sulfate (irritant)
- Zinc pyrithione (irritant)

Retrouvez notre gamme sur notre site de commande en ligne www.elisalefebvre.fr



> ENTREPRISES DE LA PRESTATION DE SERVICES MÉDICOTECHNIQUES


FORMATION & CONSEIL

Depuis bientôt 20 ans, les experts FORMADIA accompagnent les entreprises de la prestation de services médicotchniques (P.S.D.M./P.S.A.D.) dans leurs projets de développement.

Fort de cette expérience, ils interviennent **sur l'ensemble du territoire** dans le champs de la **formation** et du **conseil** sur les problématiques de **professionnalisation des hommes et des organisations** en lien avec **l'univers du Maintien À Domicile (MAD)**, des dispositifs médicaux et des **activités médicotchniques**.

Vous commercialisez
des Dispositifs Médicaux ?
Vous êtes prestataires
de santé à Domicile ?

NOTRE ÉQUIPE
DE SPÉCIALISTES
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE
DÉVELOPPEMENT.



Organisme Certifié :



8 bd Poumadères, 32600 L'Isle Jourdain 
T. 05 62 07 19 85 - contact@formadia.com

www.formadia.com

LES MODALITÉS D'INTERVENTION

- Intra-entreprise (sur mesure)
- Inter-entreprises sur nos sites régionaux
 - E-formation
 - Coaching



1

Formation à la création et à la reprise d'entreprises medicotechniques.

2

Formation des professionnels débutants (commerciaux, techniques, administratifs)

- Parcours complet **SUPdeMAD** (vente)
- Parcours complet **SUPdeRESPI** (technicien respiratoire)
- Parcours complet **SUPdeTECH** (technicien MAD, VPH et désinfection)

3

Formation obligatoire "garants et intervenants PSDM"

4

Formation continue des professionnels en poste

- Management
- Communication orale et écrite
- Vie de l'entreprise
- Activités commerciales
- Pratiques médico-techniques



UNE MÉTHODE APPROUVÉE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE D'EXPERTS

UN ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ



1

Accompagnement de l'ensemble des acteurs de la prestation medicotechnique

- Fabricants et importateurs de DM
- Réseaux et franchises PSDM
- Etablissements utilisateurs ESSMS
- Prestataires de Santé à Domicile et PSDM indépendants

2

Accompagnement stratégique
(nouveaux marchés, nouveaux services...)

3

Accompagnement commercial
(séminaire, training, suivi terrain...)

5

Mise en place démarche QUALITÉ ISO, QUALIPSAD et CAP HANDEO

4

Missions liées aux évolutions réglementaires
(CPOM, MDR 2020,...)

6

Analyse stratégique et financière



A

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA	p.63
ACCESSOIRES DE LIT	110-111
ACTIV'UP	p.20
AIDE AU CHOIX DU MATELAS	p.119
AIDE AU CHOIX MAINTIEN	p.88-89
AIDE AU CHOIX SANGLES DE LÈVE-PERSONNES	p.71-73
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS	p.16
AIDE AUX SOINS ET PRÉVENTION DE L'ESCARRE	p.118
ATTACHES	p.115

B

BATTERIE LITHIUM	p.24
BLOCS DE COMMANDE PREMIUM	p.30
BLUE FLYER	p.56
BLUE FLYER COMPACT	p.57
BLUE WAYUP	p.26
BLUE WAYUP ECP	p.26
BLUE WAYUP PLUS	p.28
BLUE WAYUP RABAISSÉ	p.27
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL	p.98

C

CEINTURE ABDOMINALE LARGE	p.93
CEINTURE BIRDY	p.97
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE	p.99
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE	p.19
CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE	p.90
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT	p.113
CEINTURE DE RELEVAGE	p.19
CEINTURE ÉCO	p.92
CEINTURE ÉCO MODULABLE	p.90
CEINTURE MINI-PELVIENNE	p.96
CEINTURE PELVIENNE CONFORT	p.96
CEINTURE SLIM	p.92

C

CEINTURE SLIM PELVIENNE	p.97
CEINTURE SLIM Y	p.94
CEINTURE SLIM Y ET PELVIENNE	p.98
CEINTURE YZA	p.91
CERTIFICATIONS	p.05
COLD PACKS RESPIFLEX	p.102-103
COMPARATIF COMPRESSEURS	p.120
COMPARATIF FLÉAUX	p.58
COMPARATIF LÈVE-PERSONNES MOBILES	p.54
COMPARATIF MATELAS	p.121
COMPARATIF RELEVÉURS-MOBILES	p.17
COMPATIBILITÉ BATTERIES/TÉLÉCOMMANDES	p.36
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI	p.129
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO	p.128
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2	p.126
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT	p.122 & 124
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COZINY	p.130
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S	p.127
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS	p.123 & 125
COMPRESSEURS THERAFLO 3	p.131
CONVERTISS 5 FONCTIONS	p.109
CONVERTISS 6 FONCTIONS	p.108
COUSSIN NAUSIFLOW	p.122
CRY-O-PTIMAL	p.102 & 103

D

DIFFÉRENCE ENTRE CONTENTION ET MAINTIEN	p.87
DRAPS DE GLISSE	p.114
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES	p.114

E

EASYLEV 2	p.38
EASYLEV 2 ECP	p.40
EASYLEV 2 PLUS	p.41
EASYLEV 2 RABAISSÉ	p.39
EASYLEV 200	p.46

E

EASYLEV 300	p.47
ÉCHARPES DE BRAS	p.101
ÉCHARPES DYNAMIQUE HOLST	p.101
EXPOSITIONS	p.07

F

FLYER	p.66
FLYER 300	p.69
FLYER COMPACT	p.67
FLYER PLUS	p.68

G

GAMME BLUE FLYER	p.55
GAMME BLUE WAYUP	p.25
GAMME EASYLEV	p.37
GAMME FLYER	p.65
GAMME MAINTIEN	p.86
GAMME NAUSI-FLY	p.59
GAMME SANGLES DE RELEVÉURS-MOBILES	p.48
GAMME WAYUP	p.31
GAMME XL	p.43
GILET INTÉGRAL	p.95
GILET YZA	p.91
GUIDE D'UTILISATION SANGLES DE RELEVÉURS-MOBILES	p.49

H

HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT	p.81
HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (AVEC TÊTIÈRE)	p.81
HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT XXL	p.83
HAMAC CONFORT STANDARD	p.80
HAMAC ÉCO FILET	p.75
HAMAC FILET (AVEC TÊTIÈRE)	p.80

K

KIT SANGLES	p.72
-------------	------

L

LE PROGRAMME SOINS GAGNANT LÈVE-PERSONNES	p.132
LIT ALZ	p.52
LIT MÉDICALISÉ	p.107
	p.104

M

MADE IN FRANCE	p.04
MAINTIEN DE BUSTE	p.94
MAINTIEN DE PIED	p.100
MATELAS 2-90 RV CONFORT	p.125
MATELAS COZINY 100, 200, 300	p.130
MATELAS NAUSIFLOW 100 512 (85cm)	p.128
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 (85cm)	p.128
MATELAS NAUSIFLOW 100 834 120	p.129
MATELAS NAUSIFLOW 100834 ERGO	p.129
MATELAS NAUSIFLOW 2-100	p.127
MATELAS NAUSIFLOW 2-120	p.127
MATELAS NAUSIFLOW 2-70	p.126
MATELAS NAUSIFLOW 2-80 COMPACT	p.122
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT	p.122
MATELAS NAUSIFLOW 2-85 COMPACT RV CONFORT	p.124
MATELAS NAUSIFLOW 2-90	p.126
MATELAS NAUSIFLOW 2S 90	p.123
MATELAS THERAFLO 3-85/18	p.131
MATELAS THERAFLO 3-90/20	p.131
MATELAS THÉRAPEUTHIQUES	p.116
MOUFLES DE GLISSE	p.113
MOUFLES DE SÉCURITÉ	p.100

N

NAUSI-FLY 180	p.61
NAUSI-FLY COMPACT	p.60
NAUSI-FLY PLUS	p.62
NAUSIFLASH	p.14

P

PLATE-FORME RABAISSÉ & KIT LARGE	p.42
PRÉSENTATION ENTREPRISE	p.01
PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT	p.112

R

RAMASSAGE AU SOL	p.64
RÉHAUSSE ACTIV'UP	p.21
RELEVEURS-MOBILES	p.22

S

SANGLE À DOSSERET CONFORT	p.77
SANGLE ACTIV'UP	p.21
SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE	p.78
SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE (AVEC TÊTIÈRE)	p.78
SANGLE CONFORT DE TOILETTE	p.84
SANGLE CONFORT DE TOILETTE ÉCO	p.75
SANGLE CONFORT DE TOILETTE XXL	p.83
SANGLE CONFORT DE TRANSFERT RAPIDE	p.84
SANGLE CONFORT EN U ENVELOPPANTE	p.77
SANGLE CONFORT ERGONOMIQUE	p.79
SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION	p.51
SANGLE DORSALE	p.51
SANGLE ÉCO	p.50
SANGLE EN U CONFORT	p.76
SANGLE EN U CONFORT XXL	p.82
SANGLE EN U ÉCO (CONFORT OU BAIN)	p.74
SANGLE EN U FILET (AVEC TÊTIÈRE)	p.76
SANGLE FILET EN U CONFORT XXL	p.82
SANGLE SOUS-AXILLAIRE	p.50
SANGLES DE LÈVE-PERSONNES	p.70
SANGLES SUR-MESURE	p.85
SERVICE APRÈS-VENTE	p.15
SERVICE COMMERCIAL	p.10-11
SERVICE LOCATION	p.12-13
SERVICE EXPORT	p.06
SITE INTERNET	p.08
SOMMAIRE	p.02-03
SYSTÈME DE PESÉE PESON RS	p.63

T

TABLEAU COMPARATIF LIT MÉDICALISÉ	p.106
TALONNIÈRES	p.115
TÊTIÈRES AMOVIBLES	p.79
TRANSFERTS MANUELS	p.18

V

VERTICALISATEURS	p.22
------------------	------

W

WAYUP 200	p.44
WAYUP 300	p.45
WAYUP 4	p.32
WAYUP 4 ECP	p.34
WAYUP 4 PLUS	p.35
WAYUP 4 RABAISSÉ	p.33

Y

YOUTUBE	p.09
---------	------

INDEX

NOTES

N

SIÈGE SOCIAL


Email : contact@nausicaa-medical.com

Téléphone : 04 66 51 50 80

Fax : 04 66 51 50 47

ADRESSE

ZA Pôle Actif - 12 Allée du Piot
30 660 Gallargues-le-Montueux
FRANCE



COPYRIGHT NAUSICAA Médical 2019
Tous les droits réservés
NAUSICAA Médical S.A.S.
S.A.S. au capital de 1 000 000 €

Documentation non-contractuelle : NAUSICAA Médical S.A.S. se réservant le droit de modifier chacun de ses produits afin de les améliorer.
Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite partiellement ou entièrement sans la permission préalable de NAUSICAA Médical S.A.S.